

LİFEMED TIBBİ LABORATUVAR REHBERİ

İÇİNDEKİLER

I.GENEL LABORATUVAR BİLGİLERİ

- 1.LİFEMED TIBBİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROGRAMI:
- 2.Analiz Sonucunu Etkileyen Faktörler
- 3.Referans Aralığı
- 4.Kalite Güvenliği
- 5.Örneğin Tanımlanması
- 6.Örnek Alma ve Hazırlama Kuralları
- 7.Örnek Saklama Koşulları
- 8.Alınan Örneklerin Etiketlenmesi
- 9.Tablolar
- 10.Örnek kabul ve red kriterleri

II. ALFABETİK TEST LİSTESİ

III.DIŞARIYA GÖNERİLEN TETKİKLERİN ALFABETİK LİSTESİ

Flow-Cytometry Testleri
Tümör Belirteçleri
Stimülasyon Testleri





I.Genel Laboratuvar Bilgileri

1.LİFEMED TIBBİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROGRAMI:

Laboratuvarımızda yapılan tüm testlerin çalışma günü ve rapor tarihleri katalogta ilgili testin karşısında belirtilmiştir.Bunlarla ilgili genel kavramlar aşağıda özetlenmiştir.

İç laboratuvarıda her gün çalışan testler, saat 12:00'a kadar laboratuvarımıza ulaşan örneklerin sonuçları aynı gün saat 15:00'den sonra raporlanır.

2.ANALİZ SONUCUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

Güvenilir ve tıbbi açıdan değerlendirilebilir sonuç elde edebilmek için sadece doğru transport ve doğru analiz yeterli değildir.Analiz sonuçlarını etkileyen faktörler kısaca şu şekilde özetlenebilir

Değişmeyen Faktörler:

Cinsiyet

İrk

Kalıtım

Değişen faktörler:

Yaş

Beslenme

Alkol

Vücut Ağırlığı

Kas Doku miktarı

Vücut aktivitesi

Vücudun kan alımı esnasında pozisyonu

Günlük ritm

İlaçlar

Gebelik

Endojen faktörler:

Hemoglobinem

Bilirubinemi

Hiperlipemi

Ekzojen Faktörler

Farmakoterapi

Bakteri Kontaminasyonu

Antikoagülanlar

Laboratuvar,hasta ve örnek alım koşulları ile ilgili bilgilerin eksikliği durumunda analiz sonuçlarının doğruluğunu etkileyebilecek bu faktörlerin ancak çok kısıtlı bir bölümünü değerlendirebilir.

Bu nedenle hasta ile ilgili bilgilerin laboratuvara bildirilmesi,klinisyene yardımcı olabilecek yorum ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için son derece önemlidir.

3.Referans Aralığı

Testler için belirtilen referans aralığı sağlıklı bireylerden elde edilen değerlerin %95 'ini temsil eder ve test sonucunu değerlendirmek için genel bir baz oluşturur.Çeşitli faktörlere bağlı olarak bu değerler hastadan hastaya varyasyonlar gösterebilir.Analiz yönteminin değiştiği durumlarda metoda bağlı olarak referans aralığı da değişebilir.Rapordaki referans değerler aktüel olan değerlerdir.

4.Kalite Güvenliği

İç kalite kontrol programı uygulaması ile hergün kontrol örnekleri çalışılarak günlük ve günler arası performans denetlenir.

Dış Kalite kontrol programı uygulamasında ise analiz yapılan dış kalite kontrol örnekleri dünyanın her yerinden bu programa katılmış çok sayıda laboratuvarın sonuçları ile karşılaştırılır ve gerçek değerlere uygunluk denetlenir.

Sonuçların klinik uyumluluğu

Test istem formuna hasta ile ilgili bilgilerin yazılması bulguların değerlendirilmesi açısından çok değerlidir.

Klinik tablo ile uyumsuz olduğu düşünülen sonuçlarda laboratuvarla mutlaka temasa geçilmelidir.Hasta örnekleri en az bir hafta laboratuvarımızda saklandığı için,gereğinde testler aynı örnekte tekrarlanarak ve tüm aşamalarda gerekli diğer kontroller yapılarak sonuç ile ilgili yeniden değerlendirme yapmak mümkündür

5.Örneğin Tanımlanması

Güvenilir bir laboratuvar sonucu için örneğin doğru tanımlanması kritik bir aşamadır.Unutulmamalıdır ki laboratuvarıda yanlış sonuçlara yol açan en sık sebep bu aşamadan kaynaklanmaktadır.Kurumumuzun verdiği barkod etiketlerini kullanarak ve sisteme hasta bilgilerini girerek tüm tanımlamaları eksiksiz yapabilirsiniz.

Ayrıca 'İstem Formu' da kullanılabilir. Bu forma hastanın adı,soyadı ve varsa kendi kurum numarası,doğum tarihi/yaşı,klinik bilgiler,varsayılan ilaçlar ve istenen testler okunaklı bir şekilde yazılmalıdır.Ayrıca örnek tüpü üzerine hasta adı,soyadı yazılarak örnek tanımlanmalıdır.

6.Örnek Alma ve Hazırlama Kuralları

I. Kan Örnekleri

Kan Örneklerinin Alınması

Venöz Kan Alımı

Açlık gerektiren testler için 8-12 saatlik açlık gereklidir.

İlaç tedavisinin sürdüğü durumlarda örneğin alınması sabah ilaç alımından önce yapılmalıdır.

Kan alımı esnasında hasta yatar veya oturur pozisyonunda olmalıdır;ve bu pozisyonunda en az 20 dakika dinlendirilmelidir

Prognoz izlenmesi için istenen testlerle ilgili kan örnekleri hastadan her zaman aynı pozisyonda alınmalıdır.

İğne ucu mümkün olduğu kadar geniş seçilmelidir.

Turnike kolda 30 saniyeden fazla sıkılı kalmamalıdır.

Damar maksimal 60 mmHg basınçla sıkılmalıdır.

Turnike iğnenin başarılı bir şekilde damara yerleştirmesinden sonra çözülmelidir.

Enjektör ile kan alımı esnasında kanın tüpe kuvvetli aspirasyonundan kaçınılmalıdır.

Kan alımı şu sıra ile yapılmalıdır:

Kan Kültürü

Serum

EDTA'lı kan

Sitratlı kan

Antikoagülan içeren vakumlu tülere (sitrat,EDTA,vs.)kan alımı esnasında kanın işaretli çizgiye kadar dolmasına özellikle dikkat edilmelidir.Antikoagülan içeren tülere kan alındıktan hemen sonra tüp yavaşça alt üst edilerek kanın antikoagülan ile karışması sağlanmalıdır.Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır!

1.Kan Kültürü

Yapılacak isteme göre aerob veya anaerob,pediatrik veya erişkin için kullanılan şişeler değişmektedir.

En uygun kan alımı antimikrobial tedavi öncesinde veya bittikten sonra yapılmalıdır

Kan alımı mümkün olduğunca ateşli evrelerde yapılmalıdır.

Kan alınacak bölge 3 defa betadinli steril gazlı bezle daha sonra %70'lik alkol ile iyice temizlenmeli ve her defasında 2 dakika beklenilmelidir

Kan alımının venöz kateterlerden yapılmasından kaçınılmalıdır

Kan kültürü şişesine kanın eklenmesinden hemen sonra şişe hafifçe karıştırılmalıdır.Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır!

Örnek mümkün olduğunca çabuk laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.

2.Serum

Tüp:Sarı kapaklı 13 x 100 'lük 5 mL BD Vacutainer plastik SST jelli tüp

Tüpler içinde bulunan jel,santrifüj sonrasında serum ve kan hücreleri arasında fiziksel bir engel oluşturmakta ,tüp çeperinde bulunan silika partikülleri sayesinde serum pıhtılaşmasını hızlandırmaktadır.

Serum Elde Edilmesi:

13 x 100'lük jelli tüpler 5 mL kan örneği ile tamamen doldurulmalıdır.Daha az kan örneği ile yeterli serum elde edilemez.

Kanın tüpün çeperindeki silika partikülleri ile iyice temas etmesi için 5-6 kez yavaşça altüst edilmelidir;tüp kesinlikle çalkalanmamalıdır!

Tüp içerisindeki kan kendiliğinden pıhtılaşana kadar en az 30 dk beklenmeli (bu süre en fazla 1 saat olabilir) ve sonra 10 dk 1500-2000 xg 'de santrifüj (mümkünse soğutmalı)edilmelidir.Böylece tüp içerisindeki jel serum ile kan hücreleri arasında bariyer oluşturulacaktır.

Dikkat edilecek Noktalar:

Bir kez santrifüj edilmiş fakat serum ayırımı tam gerçekleşmemiş kan örneğini tekrar aynı jelli tüp içerisinde santrifüj etmek çok sakıncalıdır!İkinci kez santrifüj etmek hücre hasarına neden olacağından hücre içeriği ortama salınır ve matriksi hasara uğramış jelden sızıp serumla karışabilir.BU durum özellikle bazı elektrolit ,eser element ve enzim testlerini etkileyebilmektedir.Bu nedenle tam ve doğru serum elde edilemediğinden jelin üzerindeki serum Tüp'lerine aktarılarak tekrar santrifüj edilmelidir.

Hemolizli veya bulanık serumlar bir çok tetkik için uygun değildir.Yeniden örnek alınmalıdır!!

3.EDTA'lı tam kan

Tüp:Mor kapaklı 13 x 75 'lik 2 mL BD Vacutainer cam K3EDTA tüp

Örnek Alınışı:

2 mL tam kan mor kapaklı EDTA lı tüplere alınır.Tüplerin içerisinde pıhtı oluşmaması için kan alınır alınmaz tüp 5-6 kez yavaşça altüst edilerek karıştırılır.Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır.

Kan alımı esnasında kanın işaretli çizgiye kadar doldurulmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Örnekler buzdolabında (2-8 °C) saklanır

Dikkat edilecek Noktalar:

Kan tam olarak tüp üzerindeki işaretli çizgiye kadar alınmamış veya tüpün içerisinde pıhtı oluşmuş ise yeniden örnek alınmalıdır!

4.EDTA'lı plazma

Tüp:Mor kapaklı 13 x 75 'lik 2 mL BD Vacutainer cam K3EDTA tüp

Plazmanın elde edilmesi:

Antikoagülan içeren tüplere kan alımı esnasından kanın işaretli çizgiye kadar doldurulmasına özellikle dikkat edilmelidir.Antikoagülan içeren tüplere kan alındıktan hemen sonra tüp yavaşça altüst edilerek özenle karıştırılmalıdır.Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır.

Kan alımından hemen sonra örnek 2000 xg'de 15 dk.santrifüj edilmelidir.Ayrılan plazma Tüpü'ne (13 x 75'lik boş tüp) aktarılmalı ve tüp üzerine 'EDTA plazma' olduğu etiketlenerek gönderi yapılmalıdır.Bu esnada kanın hücresel kısmı plazmaya karışmamalıdır.

5.Eser Elementler ve Toksik elementler için serum

Tüp:Lacivert kapaklı 13 x 100 'lük 6 mL BD Vacutainer plastik plain tüp

Örnek alınışı:

13 x 100 'lük lacivert tüpler 6 mL kan örneği ile tamamen doldurulmalıdır.

Tüp 5-6 kez yavaşça altüst edilmelidir;tüp kesinlikle çalkalanmamalıdır!

Tüp içerisindeki kan kendiliğinden pıhtılaşana kadar en az 30 dk beklenmeli (bu süre en fazla 1 saat olabilir) ve sonra 10 dk 1500-2000 xg 'de santrifüj (mümkünse soğutmalı)edilmelidir.

Ayrılan serum örnekleri Tüpü" 'ne (13 x 75 'lik boş ti (13 x 752lik boş tüp) aktarılarak tüpün üzerine istemi yapılan elementin adı belirtilerek gönderi yapılmalıdır

Uygun olmayan koşullar:

Separatör tüp ve jelli tüpler kullanılmamalıdır.

6.Sitrat'lı Tam Kan (Sedimentasyon testi)

Tüp:Siyah kapaklı 13 x 75 'lik 2.4 mL BD Vacutainer manuel ESR tüp

Örnek Alınışı:

Kan örneği siyah kapaklı tüplere işaretli çizgiye kadar alınır.

Tüp kan örneğinin sitrat ile teması için 5-6 kez çok yavaşça altüst edilir.

7.Sitratlı plazma (Koagülasyon Testleri)

Tüp:Mavi Kapaklı 13 x 75'lik 2.7 mL BD Vacutainer sitrat tüp

Örnek Alınışı:

Kan örneği 9:1 oranında sodyum sitrat içeren mavi kapaklı tülere alınır

Venöz kan alımı esnasında damara ilk seferde zorlamadan girilmeli,turmike çok sıkı olmamalıdır.Eğer kan yavaş ve zorlama geliyor ise diğer koldan tekrar doğru kan örneği alınmalıdır.

Koagülasyon örneklerinin alınımdna önce her zaman bir yedek tüpe 2-3 mL kan alınmalıdır.İlk alınan yedek tüp başka testler için kullanılabilir veya atılabilir

Kan örneğinin sodyum sitrat ile karışabilmesi için tüpler işaretli çizgiye kadar tam olarka doldurulmalı ve 5-6 kez çok yavaşça altüst edilerek kanın antikoagülan ile tam teması sağlanmalıdır

Alınan kan örneği 1500 x g 'de 15 dakika oda ısısında santrifüj edilerek tromboitten fakir plazma elde edilmelidir.Daha düşük santrifüj hızı ve süresinde trombositler plazmada kalarak FIV 'ü plazmaya verirler ve pıhtılaşma analiziin yanlış çıkmasına yol açabilirler

Santrifügasyon sonrası plazma hemen ayrılmalı ve Laboratuvar tüplerine'aktarılmalı,ağız hemen kapatılmalı,sitrat plazma örneği olduğu tüp üzerine etiketlenerek belirtilmelidir.

Örnek tüpü test çalışılana kadar buzlu kap içerisinde saklanmalıdır.Hemizizli örnek kesinlikle kabul edilmez.

Koagülasyon testleri için alınan sitrat plazma örneği en geç 3 saat içerisinde test edilmelidir.Bu nedenle etiket üzerine örnek alınış saati not edilmelidir.

Eğer sitratlı hazır tüp yok ise şu şekilde hazırlanır:

1 kısım sodyum sitrat (0.11 mol/L Trisodyum sitrat), + 9 kısım tam kan şeklinde hazırlanabilir.Örneğin ;0.3 mL Trisodyum sitrat + 2,7 mLtam kan

8.Heparinli Tam Kan (Flow-Cytometry testleri)

Tüp:Yeşil kapaklı 13 x 75 'lik 4 mL BD Vacutainer Plastik lityum heparinli tüp

Örnek Alınışı:

Kan örneği lityum heparin içeren yeşil kapaklı tüplere alınır

Kan örneğinin lityum heparin ile karışabilmesi için tüpler 5-6 kez çok yavaşça altüst edilerek kanın antikoagülan ile tam teması sağlanmalıdır

9.Sodyum Florid'li (NaF) tam kan

Kan şekeri için santrifüj olanağı olmayan durumlarda alınan örnek uzun süre kan halinde bekleyecek ise glikolizi inhibe ederek örnekteki kan şekeri düşüşünü engellemek adına Sodyum Florid'li tüpler kullanılmalıdır.

Tüp:Gri kapaklı 13 x 75 'lik 2 mL BD Vacutainer plastik florid /oksalat tüp

Örnek Alınışı:

13 x 75 'lik tüpler 2 mL kan örneği ile doldurulmalıdır.

Tüp kanın NaF ile iyice temas etmesi için 5-6 kez yavaşça altüst edilmelidir

10 dk 1500-2000 xg'de santrifüj (mümkünse soğutmalı) edilmelidir

Ayrılan plazma örnekleri Tüpe (13 x 75 'lik boş tüp) aktarılır ve tüpün "NaF"lıtüp olduğu etiketlenerek gönderi yapılmalıdır.

10.Parmak ucu veya kulak memesi kanı (Kandaki parazit incelemesi)

Örnek Alınışı:

Kan Yayması

Kalın Damla Yöntemi:Alkolle temizleyip kurulanmış parmak ucu veya kulak memesi lanset ile delinir.2-3 damla kan temizlenmiş lam üzerine alınır.Diğer bir lam köşesi veya cam tüp dibi kullanılarak sirküler hareketlerle 30 sn.karıştırılarak 2 cm çapında yayılır.Oda ısısında kurutulur.

İnce yayma yöntemi:Alkolle temizlenip kurulanmış parmak ucu veya kulak memesi lanset delinir.2-3 damla kan temizlenmiş lam üzerine alınır.Diğer bir lam kısa kenarı kullanılarak tek bir hareket ile yayılır.Oda ısısında kurutulur.

11.Topuktan Alınan Kan Örneği

Filtre Kağıdı:Schleicher & Schuell (S & S)903 Filtre Kağıdı
Doğumsal hastalıkların tanısında tarama amaçlı testler için kullanılır.

Örnek Alınışı:

Örnek topuğun yan kısımlarından alınmalıdır.

Delinecek bölge önce % 70 propil alkol ile silinmeli ve alkolün fazlası steril gazlı bez ile silinmelidir.İkinci ve büyük damla oluşması için beklenmelidir.Kanın filtre kağıdının önünden ve arkasından bakınca tam olarak dolduracak şekilde tamamen absorbe olması sağlanmalıdır.

Dikkat edilecek Noktalar

Doğumdan en az 48-72 saat sonra alınması tavsiye edilir.

Filtre kağıdı oda ısısında (15-22°C derece) en az 3 saat,yatay konumda ve açıkta kurutulmalı,direkt güneş ışığı,toz,nem ve sıcaktan uzak tutulmalıdır

Tamamen kuruduktan sonra,kart temiz bir zarf içinde konmalı ve laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır

Kan Örneklerinin Korunması

Kan alımı sonrası örnek direkt güneş ışığı almayacak şekilde pıhtılaşma süreci bitene dek oda ısısında bekletilir.Bu süre genellikle 30 dakika kadardır.Kan alınan tüpte pıhtılaşmayı hızlandırıcı maddelerin (örn;kaolin,plastik biye)bulunması bu süreyi 15 dakikaya kadar kısaltır.Bu süre sonrası serumun santrifüj ile pıhtıdan ayrılması gerekir.Tam kan sitratlı tam kan EDTA 'lı tam kan örneklerinin uzun süre saklanması;örnekteki elektrolit konsantrasyonlarında,enzimlerin aktivitesinde,hemotoloji ve pıhtılaşma parametrelerinde çeşitli değişikliklere yol açar.

Laboratuvarımızca Önerilen Tüpler

TÜP	KAPAK RENGİ	Katalog no	Ebat (mm)	Hacim (mL)	Kullanım alanı
BD Vacutainer	sarı	367955	13 x 100	5	Biyokimyasal ve immünolojik testler için serum eldesi
Plastic SST II tube (Jelli tüp)					
BD Vacutainer Glass K3EDTA	mor	368841	13 x 75	2	Kan sayımı
EDTA'lı tüp					
BD Vacutainer Plastic K3edta tube	mor	368860	13 x 75	4	EDTA tam kan istenen testler ve EDTA plazma eldesi
(EDTA'LI tüp)					
BD vacutainer Plus Citrate tube	mavi	363048	13 x 75	2.7	Koagülasyon testleri
(sodyum sitratlı tüp)					
BD Vacutainer Plastic	yeşil	368884	13 x 75	4	Heparin plazma eldesi
Lithium Heparin tube					
(Lityum heparinli tüp)					
BD Vacutainer Plastic	gri	368920	13 x 75	2	Glukoz analizi (Serumun hemen ayrılmadığı durumlarda örnek uzun süre kan olarak bekleyecek ise)
Fluoride /Oxalate tube					
(sodyum floridli tüp)					
BD Vacutainer Plastic Plain Tube	Lacivert	368380	13 x 100	6	Eser element: (serum ayrılarak tupune aktarılır.)
Laboratuvar tüpü			13 x 75		Ayrılan serum veya plazma örneklerinin aktarıldığı boş tüp

Kan alım sırası: 1.Kan kültürü, 2.Serum (sarı kapaklı jelli tüp), 3. EDTA' lı kan (mor kapaklı), 4.Sitratlı tüp (mavi kapaklı)

II.İdrar Örnekleri

Bir çok metabolit analizi 24 saatlik idrarda yapılır.Naliizi yapılacak parametrelerin stabilizasyonu için gerekli koruyucu maddeler idrar toplamaya başlamadan önce toplama kabına konulmalıdır. İdrar toplandıktan sonra dikkatlice karıştırılmalı,miktarı ölçülmeli,not edilip laboratuvara analiz için yeterli miktar ölçülmeli,not edilip laboratuvara analiz için yeterli miktar gönderilmelidir.Gönderilinceye kadar örnek buzdolabında saklanmalıdır.Yedek bir pozisyon idrarın test sonucu alınana kadar saklanması önerilir.

24 saatlik İdrar Toplanması

Sabah ilk idrar atılarak mesane boşaltılır

24 saat süresince idrarın tamamı idrar toplama kabı içine toplanır.Bu süre içinde toplama kabı serin bir yerde saklanır.

Ertesi sabah ilk idrar toplama kabına alınarak en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılır.

Analiz için toplanan idrar dikkatlice karıştırıldıktan sonra 24 saatlik idrar hacmi ölçülür ve 20 mL idrar örneği alınarak laboratuvara gönderilir.

Not:Hacim bilgisi kap üzerine not edilmelidir.Bazı testler için idrar koruyucusu kullanılmalıdır.Bu durumlarda idrar koruyucu önceden kap içine konularak toplama yapılmalıdır.Toplama boyunca kaba her idrar eklendiğinde kap çalkalanmadan dikkatlice karıştırılmalıdır.

1 Saatlik İdrar Toplaması

Hastanın idrarını yaparak mesanesini boşaltması sağlanır.

1 bardak su içirilir

1 saatlik sürenin sonunda birikmiş olan idrar alınır

İdrar Koruyucuları

Hidrolik Asit

(2 litrelik kap için 25 mL 6 N HCl)

d-ALA

(ASETİK ASİT)

BAKIR

(KORUYUCUSUZ)

MATENEFRİN

(ASETİK ASİT)

NORMETANEFRİN

VMA

(BORİK ASİT)

5-HIAA

(BORİK ASİT)

SEROTONİN

HVA

(ASETİK ASİT,BORİK ASİT)

EPİNEFRİN

NOREPİNEFRİN

DOPAMİN

SİSTİN

BORİK ASİT

(2 LİTRELİK KAP İÇİN 4-5 G BORİK ASİT)

17-Hidroksikortikosteroidler

(ASETİK ASİT)

Aldosteron

(ASETİK ASİT)

Sitrat

ASETİK ASİT

Glukoz

Koruyucusuz

Okzalot

(HCl)

Serbest Kortizol

(ASETİK ASİT,BORİK ASİT)

Koproporfirin

Porfirin

Üroporfirin

Porfobilinojen

Kalsiyum

(HCl)

Not: Parantez içinde belirtilen alternatif koruyucular kullanılarak veya "koruyucusuz" ibaresi olan testlerin koruyucu kullanmadan toplanması mümkündür. Örneğin üzerine kullanılan koruyucu bilgisi not edilmelidir.

Mikrobiyolojik İncelemeler İçin İdrar Örneklerinin Alınması

Orta İdrar

Sabah idrarı kullanılmalı veya idrar en az 3 saat mesanede beklemiş olmalıdır

Kontaminasyon olmaksızın örnek elde edilmelidir

Örneğin beklemesi gereken durumlarda buzdolabında saklanmalıdır.

Şüpheli mikrobiyolojik sonuçlarda,yenidoğan ,bebek ,küçük çocuk ve prostat hastalarında suprapubik mesane ponksiyonu ile idrar elde edilmesi düşünülmelidir.

Kadınlar

El yıkanır.

Genital bölge steril mendillerle önden arkaya doğru temizlenir.İlk idrar kısmı tuvalate boşaltılır.

Orta idrar kısmı steril idrar kabına kabın yarısı dolacak şekilde boşaltılır.

Son idrar kısmı tuvalate boşaltılır.

Erkekler

El yıkanır

Steril mendillerle üretra ağzı temizlenir

İlk idrar kısmı tuvalate boşaltılır

Orta idrar kısmı steril idrar kabına kabın yarısı dolacak şekilde boşaltılır

Son idrar kısmı tuvalate boşaltılır.

Ponksiyon idrarı

Saat 24:00 'den sonra mesane boşaltılmaz

Sabah olabildiğince sıvı içilir (su,çay,vs.)

Bundan 2-3 saat sonra özenle dezenfekte edilmiş suprapubik bölgeden mesane ponksiyonu yapılır.

III. Diğer Örnekler

Ürogenital Sistemden Alınan Örnekler

Üretral Sürüntü

Kadınlar

Genital bölge steril mendillerle önden arkaya doğru temizlenir.

İdrar boşaltılır.

Üretra ve vaginal bölgeye elle bastırılır

Akıntı steril eküvyonla alınıp transport besiyerine konur.

Erkekler

Mesane boşaltılır.

Üretra ağzı steril mendille temizlenir

pars anterior üretha'ya masaj yapılır

Akıntı steril eküvyonla alınıp transport besiyerine konur. Gonore şüphesi varsa yukardaki işleme ek olarak bir sürüntü eküvyonu ile alınan örnek iki lama yayılır, kurutularak

laboratuvara gönderilir. Kadınlarda ek olarak serviks salgısının incelenmesi de önerilir.

Solunum yollarından Alınan Örnekler

Boğaz, Damak, Tonsiller ve Burun Sürüntüleri

Materyalin elde edilmesinden önce yemek yenmemeli ve gargara veya lokal dezenfeksiyon yapılmamalıdır.

Eküvyon çubuğu tonsiller, farenks ve nazofarekse bastırılıp, döndürülerek örnek alınmalıdır.

Eküvyon ağız mukozasına dokunmadan ve tükürükle temas ettirilmeden dışarı alınmalıdır.

S.pyogenes antijeni için çift kuru eküvyon ile örnek alınmalıdır.

Cerahatli lezyonlarda materyal lezyonun içinden alınmalıdır

Virolojik tetkikler için hücreden zengin materyal ancak eküvyon kuvvetlice lezyon üzerinde döndürülerek elde edilebilir

Vincent Angini şüphesi varsa yukardaki işleme ek olarak bir eküvyon iki lama yuvarlanarak sürülmeli ve laboratuvara gönderilmelidir.

Balgam

En uygun olanı sabah örneğidir

Ağız ve dişler birkaç defa özenle su ile dezenfeksiyon maddesi kullanılmadan temizlenmelidir

Balgam steril bir tüp veya balgam kabına konmalı, hemen gönderilmeyecekse buzdolabında saklanmalıdır

Balgam oluşumu sıcak bir hipertonic aerosolün inhalasyonu veya ekspektoran bir ilaç ile indüklenebilir

BAL (Bronkoalveolar LAVAJ)/10-20 ML

Örnek steril tüplere alınmalıdır. Transport süresi 2 saati geçecekse buzdolabında saklanmalıdır. Kültür daima kalitatif ve kantitatif olarak çalışır.

Diğer

BOS-1-5 mL

BOS örnekleri katkı maddesi içermeyen steril tüplere alınmalıdır. Mikrobiyolojik testler için steril tüp kullanılmalı örneğin ısısını kaybetmesi engellenmelidir. Aynı gün inceleme yapılmayacak ise BOS örneği ek olarak kan kültürü şişesine de ekilmeli ve oda ısısında bekletilmelidir. Şüpheli BOS örneği bir lama yayılarak kurutulmalı, steril tüp ve kan kültürü yayması ile birlikte laboratuvara gönderilmelidir

BOS örneği taze iken çalışılmalıdır. Bu nedenle alım sonrası gerekli işlemler yapıp hemen laboratuvara gönderilmelidir. Mümkün değilse,

*Klinik biyokimyasal ve virolojik incelemeler için buzdolabında,

*Bakteriyolojik incelemeler için oda ısısında saklanmalıdır.

Amniyotik Sıvı /10 mL

Plastik tüpler cam tüplere tercih edilmelidir

Örnek hemen laboratuvara ulaştırılmalıdır. Mümkün olmadığı durumlarda 24 saat oda ısısında saklanmalıdır.

Ponskiyon sıvısı /5 mL

Steril kapalı bir tüpe alınmalıdır. Bu tüpler,

Klinik biyokimya, seroloji, PCR ve hücre sayımı testleri için katkı maddesiz,

Sitolojik incelemeler için heparin katkılı

Plazminojen testi için sitrat katkılı

Laktat testi için NaF katkılı

Bakteriyolojik incelemeler için katkı maddesiz steril bir tüp olmalıdır. 12 saati aşan süresinde ise örnek aerob bir kan kültürü kabına ekilerek oda ısısında saklanmalıdır.

Sinovyal Sıvı / 1 mL							
Sodyum heparin içeren tüpe veya mikrobiyolojik tetkikler için steril kapalı bir tüpe alınmalıdır.Örnek taze iken hemen çalışılmalıdır!							
Diyalizat /10 mL							
Mikrobiyolojik testler için steril tüp kullanılmalı örneğin ısısını kaybetmesi engellenmelidir.Aynı gün inceleme yapılmayacak ise örnek ek olarak kan kültürü şişesine de ekilmeli ve oda ısısında bekletilmelidir. Bakteri sayısı incelemesi için buna ek olarak 2-5 mL diyalizat steril tüpe alınmalı ve oda ısısında saklanmalıdır.							
Dışkı							
Parazitolojik incelemeler için dışkı 3 değişik günde alınır Takriben fındık büyüklüğündeki bir miktar dışkı kaşığı ile değişik bölgelerden alınarak özel dışkı kabına konur.Sulu dışkıdan ise yaklaşık 1 mL alınır. Eğer dışkıda cerahat,mukus veya kan gibi maddeler varsa özellikle bu bölgelerden materyal alınmalıdır.							
Örnek mümkün olduğu kadar çabuk laboratuvara ulaştırılmalıdır.Amebiasisin mikrobiyolojik incelemesi için dışkı laboratuvara en kısa zamanda gönderilmelidir.Oksiyur tespiti için anal bölgeden selofanbant ile örnek alınmalıdır							
Sürüntü (SMEAR)							
Mikrobiyolojik incelemeler için transport besiyeri kullanılmalıdır.PCR testleri için spesifik sürüntü materyali serum fizyolojik içeren steril kaba konularak gönderilmelidir.(transport besiyersiz) Gerekli durumlarda lütfen laboratuvarla temasa geçiniz.							
Saç,Deri ve tırnaktan alınan örnekler							
Mantar kültürü örneği alınmadan önce en az 3 gün süreyle herhangi bir antifungal ajan (oral veya lokal ilaç) kullanılmamalı,lezyon bölgesi yıkanmamalı ve lezyon tornakta ise tırnaklar kesilmemelidir Deri kazıntıları:Hastalıklı cilt bistüri ile kazınarak elde edilen deri döküntüleri steril petri kutusunda toplanarak örnek kazanılır.Tırnak kazıntıları:Enfekte tırnak kesilir. Hastalıklı bölgenin altındaki döküntüler kazıntılar steril petri kutusunda tırnak ile birlikte toplanır.							
Enfekte Materyaller							
Mikrobiyolojik incelemeler için steril şartlarda alınan doku örnekleri ve ameliyat materyalleri steril kap ya da tüpe alınarak en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. Cerahat örnekleri alınmadan önce cerahatlı bölge delinerek cerahat steril eküvyon veya enjektörle alınmalı en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır							
7.Örnek Saklama Koşulları							
İlgili test altında aksi belirtilmedikçe örnekler,alınmasından Laboratuvara teslim edilmesine kadar geçen sürede 2-8 derece'de buzdolabında saklanmalıdır.							
8.Alınan Örneklerin Etiketlenmesi							
Hastadan alınan kanlara ait tüpler için sistemden barkod basılır.Tüplere uygun barkodlar yapıştırılır.Barkodlarda işlem adı, tarih, saat, hasta adı ve barkod numarası bulunmalıdır. Tüpler bu barkodlara göre işleme alınır.							
9.TABLÖLAR							
1.Kritik /Panik (K/P) Değerler							
1.TIBBİ BİYOKİMYA							
A-Sağlık Bakanlığının kritik değer bildirilmesini istediği testler							
SUT Kodu	Testin adı	Numune türü	Yaş	Alt Kritik Değer	Üst Kritik Değer	Birim	Kaynak
904290	Aktive parsiyel tromboplastin Z,aPTZ	Plazma	Genel	-----	³ 100	sn	1
904610	Fibrinojen	Plazma	Genel	£ 60 (0.6)	----	mg/dl (g/L)	2
905320	Protrombin zamanı (INR, international normalizing ratio)	Plazma	Genel		³ 5.0 (warfarin alan)		2.3
901620	Lökosit(WBC)	Tamkan	Genel	£ 2	³ 30	X10 ³ / µl	4
901620	Mutlak Nötrofil sayısı	Tamkan	Genel	£ 0.5	-	X10 ⁹ /L	2
901620	Hemoglobin	Tamkan	Yetişkin	£ 6.0	³ 20.0	g/dl	4
			<1 ay	£ 9.5	³ 22.0		
901620	Trombosit	Tamkan	Genel	£ 40	³ 1000	X10 ³ / µl	2

903020	Periferik yayma	Tamkan	Genel	Blast	-	-	4
900410	Amonyak	Plazma	³ 1 ay	-	³ 100	µmol/L	5.6
			<1 ay		³ 200		
900690	Bilirubin, Total	Serum	<1 ay	-	³ 15	mg/dl	2
901910	Kalsiyum, Total	Serum	Genel	£ 6.5	³ 13	mg/dl	2
901880	Kasiyum, İyonize	Serum	0-1 yaş	£ 0.5	³ 1.5	mmol/L	2
			³ 1 yaş	£ 0.75	³ 1.62		
901990	Karboksihemoglobin (Karbonmonoksit)	Tamkan	genel	-	³ 20	%	2
901210	Kreatinin	Serum	0-16 yaş	-	³ 2.2	mg/dl	3
			³ 16 yaş		³ 4 (dializ almayan)		
902190	Kreatin kinaz, Total	Serum	genel		³ 5,000	U/L	2.3
901.5	Glukoz	serum	0-1 ay	£ 40	>400	mg/dl	2
			³ 1 ay	£ 50			
902420	Magnezyum	serum	genel	£ 1.0	³ 5.0	mg/dl	4
902900	Osmolalite	serum	genel	£ 240	>330	mOsm/Kg	4
903260	Fosfor	serum	genel	£1.0	³ 9.0	mg/dl	4
903130	Potasyum	serum	³ 6 ay	£2.5 (dializ öncesi)	³ 6.2	mmol/L	4.7
			0-6 ay	£3.0	³ 7.0		
903670	Sodyum	serum	genel	£120	³ 155	mmol/L	2
901790	Asetaminofen	serum	genel		³ 150 (son dozdun 4 saat sonra)	µg/ml	2
901790	Digoxin	serum	genel	-	³ 4.0	ng/ml	2
912890	Salisilat	serum	genel		³ 50	mg/dl	2
B-Sağlık Bakanlığı kritik değer test listesine ilave edilen testler							
SUT Kodu	Testin adı	Numune türü	Yaş	Alt Kritik Değer	Üst Kritik Değer	Birim	Kaynak
	Hematokrit	Tamkan	>30 gün	<20	>60	%	4
			0-30 gün	<33	>70		
	FII,V,VII,VIII,IX,X, XI,XIII aktivite	Plazma	genel	<10	-	%	9
	Antitrombin III	Plazma	genel	<50	-	%	8
	Üre	serum	>16 yaş	-	>214(Dializ alan hasta)	mg/dl	4
			<16 yaş		>70	mg/dl	
	BUN		>16 yaş			mg/dl	
			<16 yaş		>100		
					>55		
	Ürik asit	serum	yetişkin	-	>13	mg/dl	4
903240	Total protein	serum	<16 yaş	<3.4 (<34)	>9.5 (>95)	mg/dl (g/L)	4
900210	Albumin	serum	<16 yaş	<1.7(<17)	>6.8 (>68)	mg/dl (g/L)	4
	Klor	serum	Genel	<75	>125	mmol/L	4
	Amilaz	serum	genel	-	>500	U/L	3
	Lipaz	serum	genel	-	>300	U/L	3
	AST	serum	genel	-	>400		3
	ALT	serum	genel	--	>400		3
	Troponin T	serum	genel	-	>0.014	mg/ml	3
	CK-MB	serum	genel	-	>25	U/L	
	Osmolalite	serum	genel	250	325	mOsm/Kg su	4
	Asetaminofen	serum	genel	-	³ 150	µg/ml(mg/L)	2
	(Parasetamol)				Dozdun 4 saat sonr		
	Fenitoin,total	serum	genel	-	³ 30	µg/ml(mg/L)	2
	Fenobarbital	serum	genel	-	³ 60	µg/ml(mg/L)	2

	Karbamazepin.total	serum	genel	-	³ 15	µg/ml(mg/L)	2
	Kurşun	Tamkan	<16 yaş	-	³ 20	µg/dl	2
			³ 16 yaş		³ 70		
	Lityum	serum	genel	-	³ 1,6	mmol/L	2
	Salisilat	serum	genel	-	³ 50 (³ 500)	mg/dl (mg/L)	2
	Siklosporin A	serum	genel		³ 800	ng/ml	10
	Teofilin	serum	genel		³ 20	µg/ml(mg/L)	2
	Valproik asit	serum	genel		³ 150	µg/ml(mg/L)	2

2.TİBBİ MİKROBİYOLOJİ

Sağlık Bakanlığının kritik değer bildirilmesini istediği testler

Mikrobiyolojik tanıda kritik değer olarak belirlenmiş olan ve kritik değer bildirim kurallarına göre raporlanması uygun olan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir

Kan,BOS, Amniotik sıvı,Okuler sıvı,Kornea kazıma materyali,Beyin dokusunda Boyama, Kültür, PCR, Antijen testi ile klinik olarak anlamlı Bakteri,Mantar,Parazit, Virus (HIV, A-E hepatit hariç) tespit edilmesi

Tüm kültürlerde üreyen VRE(Vankomisin dirençli enterokoklar)

Sistemik örneklerin direk bakısında Hif görülmesi

BOSs direk bakısında Maya görülmesi

ARB direk bakı pozitifliği

Kültürde M.Tuberculosis kompleks veya tüberküloz dışı mikobakterilerin görülmesi

Moleküler testler ile M.Tuberculosis kompleks DNAsının saptanması

M.Tuberculosis antibiyotik duyarlılık testinde Direnç saptanması

Moleküler testlerde BOS.da herhangi bir NAT(nükleik asit testi) pozitifliği

Kemik iliği yayma veya kültüründe Leishmania sp görülmesi

Sıtma hızlı tanı testi ve ince yayma kalın damlada plazmadium görülmesi

Serolojik testlerde HIV pozitifliği

Yüksek patojeniteye sahip mikroorganizmaların saptanması:

- Bacillus anthracis
- Brucella sp,
- Burkholderia mallei,
- Clostridium botulinum,
- Corynebacterium diphtheria,
- Coxiella burnetii,
- Francisella tularensis,
- Monkeypox virus,
- Variola virus,
- Vibrio cholera,
- Yersinia pestis

ajanı

Dismorfik fungal patojenlerin (Histoplazma capsilatum, Blastomyces dermatitis, Coccidioides türleri), Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii ve Pneumocystis jiroveci tespiti

Streptococcusagalactiae izolasyonu

Yenidoğanda (<1 ay) test edilen herhangi bir örnekte Herpes simplex virus tespiti

Yara(Pü) kültüründe S.Pyogenes saptanması

İdrar Legionella antijen pozitifliği

Dışkı kültür Salmonella sp,Shigella sp, Campilobacter sp izolasyonu

Dışkı Clostridium difficile Toxin A/B tespiti

3.TIBBİ PATOLOJİ

Sağlık Bakanlığının kritik değer bildirilmesini istediği testler

Tıbbi patoloji için aşağıda belirtilen patolojik tanılar, kritik değer olarak değerlendirilmiştir. Tıbbi patoloji laboratuvarında hastanın klinikteki hekimine hızlı ve özel olarak bildirilmesi gereken tanılar ikiye ayrılır:

Kritik Değer 1:

Klinik olarak öngörülmeyen ancak hastanın tedavi ve izlenimini ciddi ve akut şekilde etkileyecek durumları kapsayan ve **24 saat içinde** hekime bildirilmesi gereken tanılardır. Her patoloji laboratuvarı, bildirimde bulunacakları klinik tanıları çalıştıkları klinik ile işbirliği içinde tanımlar.

En çok bulunan klinik tanı örnekleri:

Gebelik sonlandırıcı küretaj materyalinde villus veya trofoblast olmaması

Endometrium küretajında yağ olmaması

Plevra ve akciğer biyopsisinde başka organ parçası bulunması

İmmünyetmezlikli hastada BOS, BAL(bronkoalveolar lavaj)sıvısında bakteri, mantar, viral inklüzyon saptanması

Kemik iliği veya kalp kapağında bakteri bulunması

Kresentik glomerulonefrit tanısında

Transplant biyopsilerinde rejeksiyon veya BK virus saptanması

Böbrek iğne biyopsilerinde akut tubuler nekroz ve reanal infarktus tanısında

Lökositoklastik tanısında

Kritik Değer 2:

Kritik değer2, **beklenmeyen tanılardır:** Klinik olarak öngörülemeyen ancak hastanın tanı ve tedavisini etkileyebilecek ve **10 iş günü içerisinde** hekime bildirilmesi gereken tanılardır.

Beklenmeyen tanı örnekleri:

ü Frozen tanısı ile kalıcı kesit tanısı uyumsuzluğu

ü İnce iğne aspirasyonu ilk tanısı ile son tanısı arasında uyumsuzluk

ü Beklenmeyen malignite saptanması

ü Konsültasyon sonucunun orijinal tanıdan farklı olması

10.ÖRNEK KABUL VE KRİTERLERİ

ÖRNEK	KABUL ŞARTLARI	ÖZEL TALİMATLAR VE REDDETME NEDENLERİ
Biyokimya Hormon Tümör Markeri Kardiyak	Jelli Clot Aktivatörlü Sarı Kapaklı Biyokimya Tüpüne alınır. Miktarı 5-8 mL	AKŞ için hasta açken alınır. Kan Hemolizli olmamalı, Aşırı Lipemik olmamalı
Hb1AC	Mor kapaklı antikuagülanlı tüpe alınır. Miktarı 2mL	Tüpün üzerinde bulunan seviye çizgisinden az veya çok olmamalı, Kan pıhtılı olmamalı
Spesifik Hormon Testleri	Jelli Clot Aktivatörlü Sarı Kapaklı Biyokimya Tüpüne alınır. Miktarı 5-8 mL	Tüpün üzerinde bulunan seviye çizgisinden az veya çok olmamalı, Kan pıhtılı olmamalı
Koagülasyon ve D-Dimer	Mavi kapaklı antikuagülanlı tüpe alınır. Miktarı 2mL	Tüpün üzerinde bulunan seviye çizgisinden az veya çok olmamalı, Kan pıhtılı olmamalı
İdrar	İdrar Kabına alınır, Miktarı en az 10mL	Spot İdrar örneği 30 dakikadan fazla bekletilmemeli
Kan Gazı	Heparinli Kan Gazı enjektörü	Mümkün olan en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalı, Pıhtı olmamalıdır.
Gaitada Gizli Kan	Gaita kabına alınır, Mktarı en az nohut büyüklüğünde olmalı	Miktarı yeterli olmalı, 30 dakika içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.

II.Alfabetik Test Rehberi Listesi

TEST	ÖRNEK	MIKTAR (Örnek hacmi en	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	A
Alanin Aminotransferaz (ALT)(SGPT)	Serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
Albumin	Serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	PHOT	Hergün	Aynı gün/18:00	
Alkalen Fosfataz (ALP)	Serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
Amilaz	Serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
Anti- HCV	Serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	CARD TEST	Hergün	Aynı gün/18:00	
Anti-HIV	Serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	CARD TEST	Hergün	Aynı gün/18:00	
APTT (Aktif Parsiyel Tromboplastin Zamanı)	Plazma (Sitrat)	0.5 ml (0.3 ml)	Mavi	Koagülasyon	Hergün	Aynı gün/18:00	
ASO	Serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
Aspartat Aminotransferaz (AST)	Serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
TEST	ÖRNEK	MIKTAR (Örnek hacmi en	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	B
Beta-Hcg	Serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	IMMUNOSSAY	Hergün	Aynı gün/18:00	
Bilirubin,direkt	Serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	PHOT	Hergün	Aynı gün/18:00	
Bilirubin,total	Serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	PHOT	Hergün	Aynı gün/18:00	
Bilirubin,total	Serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	PHOT	Hergün	Aynı gün/18:00	
Bun(Üre Azotu)	Serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	PHOT	Hergün	Aynı gün/18:00	
TEST	ÖRNEK	MIKTAR (Örnek hacmi en	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	C
C-Reaktif Protein (CRP)	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	TURB	Hergün	Aynı gün/18:00	
TEST	ÖRNEK	MIKTAR (Örnek hacmi en	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	D
Demir	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	PHOT	Hergün	Aynı gün/18:00	
	Örnek alım zamanı sirkadyen ritm nedeniyle önemlidir						
Demir Bağlama Kapasitesi,total (TIBC)	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	PHOT	Hergün	Aynı gün/18:00	
Dişkıda Gizli Kan	dişkı						
	Örnek taze gönderilmelidir.		2 g (1 g)	DK	EIA	Hergün	Aynı gün/18:00
TEST	ÖRNEK	MIKTAR (Örnek hacmi en	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	E
Eritrosit sedimentasyon hızı(esr)	bkz.Sedimentasyon hızı		SIYAH		Hergün	Aynı gün/18:00	
TEST	ÖRNEK	MIKTAR (Örnek hacmi en	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	F
Fosfor	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	PHOT	Hergün	Aynı gün/18:00	
	Örnek aç olarak alınmalıdır.						
TEST	ÖRNEK	MIKTAR (Örnek hacmi en	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	G
Gama Glutamil Transpeptidaz (GGT)	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
Glukoz	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
	Örnek aç olarak alınmalıdır.						
TEST	ÖRNEK	MIKTAR (Örnek hacmi en	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	H
HBsAg	serum	0.5 ml (0.3 ml)	SARI	CARD TEST	Hergün	Aynı gün/18:00	
HDL Kolesterol	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
HDL:High-Density Lipooroteîn	Örnek aç olarak alınmalıdır.						
Hemoglobin A1c (HbA1c)	tam kan(EDTA)	2 ml	mor	HPLC	Hergün	Aynı gün/18:00	
Hemogram (18 parametre)	tam kan (EDTA)	2 ml	mor	Otomatize	Hergün	Aynı gün/18:00	
TEST	ÖRNEK	MIKTAR (Örnek hacmi en	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	i
İdrar Analizi	İdrar	5 ml	İK	MICR +	Hergün	Aynı gün/18:00	

- Miktar
- Renk
- Görünüm
- Yoğunluk
- pH
- Lökosit
- Nitrit
- Protein
- Glukoz
- Ürobilinojen
- Bilirubin
- Kan
- Sediment Mikroskopisi

PHOT

TEST	ÖRNEK	MİKTAR (Örnek hacmi en	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	K
Kalsiyum	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	PHOT	Hergün	Aynı gün/18:00	
Kanama Zamanı				Manuel	Hergün	Aynı gün/18:00	
Kan Grubu (ABO+Rh tayini)	tam kan(EDTA)	2 ml (1 ml)	mor	MANUEL	Hergün	Aynı gün/18:00	
Klorür	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ISE	Hergün	Aynı gün/18:00	
Kolesterol,total	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
	Örnek aç olarak alınmalıdır.						
Kreatin Kinaz(CK)-MB	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
Kreatinin	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	PHOT	Hergün	Aynı gün/18:00	
TEST	ÖRNEK	MİKTAR (Örnek hacmi en	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	L
Laktat Dehidrogenaz(LDH)	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
LDL Kolesterol	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
LDL:Low-Density Lipoprotein	Örnek aç olarak alınmalıdır.						
Lipaz	serum	serum	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
Lipid,total	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
Sonuç,kolesterol ve trigliseridlerden hesaplanarak rapor edilir.							
TEST	ÖRNEK	MİKTAR (Örnek hacmi en	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	M
Magnezyum	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	PHOT	Hergün	Aynı gün/18:00	
TEST	ÖRNEK	MİKTAR (Örnek hacmi en	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	O
Oral Glukoz Tolerans Testi(OGTT)	bkz.Stimülasyon Testleri						
TEST	ÖRNEK	MİKTAR (Örnek hacmi en	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	P
Pıhtılaşma Zamanı				Manuel	Hergün	Aynı gün/18:00	
Potasyum	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ISE	Hergün	Aynı gün/18:00	
	Örnek aç olarak alınmalıdır.						
Protein,total	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	PHOT	Hergün	Aynı gün/18:00	
Protrombin Zamanı(PT)	plazma(sitrat)	1.5 ml (1 ml)	mavi	KOAG	Hergün	Aynı gün/18:00	
TEST	ÖRNEK	MİKTAR (Örnek hacmi en	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	R
Rmatoid Faktör (RF)	serum	1.5 ml (1 ml)	sarı	NEPH	Hergün	Aynı gün/18:00	
Rotavirus Antijeni	dışkı	2 g (1 g)	DK	EIA	Hergün	Aynı gün/18:00	
dışkı örneği 2-8 °de 1 gün, -20 °de daha uzun süre dayanıklıdır.							
TEST	ÖRNEK	MİKTAR (Örnek hacmi en	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	S
Sedimentasyon Hızı (ESR)	tam kan(sitrat)	2 ml	siyah	Otomatize	Hergün	Aynı gün/18:00	
Lütfen laboratuvarlarımızdan özel tüplerinizi isteyiniz							
Sodyum	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ISE	Hergün	Aynı gün/18:00	

TEST	ÖRNEK	MIKTAR (Örnek hacmi en)	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	T
Trigliserid	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
	Örnek en az 12 saatlik açlık sonrası alınmalıdır.						
Troponin I	serum, edtalı tam kan	0.5 ml (0.3 ml)	sarı, mor		Hergün	Aynı gün/18:00	
TEST	ÖRNEK	MIKTAR (Örnek hacmi en)	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	Ü
Üre	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
Ürik Asit	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
TEST	ÖRNEK	MIKTAR (Örnek hacmi en)	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	V
VLDL Kolesterol	serum	0.5 ml (0.3 ml)	sarı	ENZ	Hergün	Aynı gün/18:00	
VLDL: Very Low-Density Lipoprotein	Örnek en az 12 saatlik açlık sonrası alınmalıdır.						

III.Dışarıya Gönderilen Tetkiklerin Listesi

Dış Laboratuvara giden Örnek Çantası Hazırlama Prosedürü**Çanta ve Malzeme Özellikleri**

Örnek gönderi çantası çift katmanlı ısı izolasyon malzemesi içeren, ıslanmaz kumaştan yapılmıştır.

Strafor kutu yine ısı yalıtımını ve stabiliteyi sağlamak için çanta içine yerleştirilmiştir.

Örnek 'rack' leri porlu süngerden yapılmıştır.Böylece çanta içi hava sirkülasyonu sağlanarak çanta içi tüm alanlarda ısının aynı derecede olması sağlanmıştır.

Buz aküleri ve jel torbası çanta içi ısının 2-8 derece de olması içindir.Kuruma iletilen her çantada yazın 3 akü ve 1 jel ile kışın (yapılan ölçümlerde alınan sonuçlara göre)

1-2 akü ve 1 jel bulunur.

İnce süngerler her çantada 2 tane bulunmalıdır.Tüp 'rack' i ile buz aküsü /jel arasına konarak tüp ile akü /jellerin direk temasını önler,böylece tüp içindeki örnekte donma-erime reaksiyonlarının önüne geçilmiş olur.

Jel torbasının amacı hem çanta içi ısının standartlarda tutulmasını sağlamakta hemde örneklerin sarsıntıdan etkilenmelerini engellemektedir.Eğer 20 derece de bir örnek bu jelin içine sarılarak gönderilmelidir

Böylece örnek -20 derece daha uzun kalacaktır.

Çanta Düzeni

Önce 3 adet buz aküsü biri taana ve ikisi kutunun uzun kenarlarına olmak üzere yerleştirilir.

1 adet ince sünger tabandaki buz aküsü üzerine serilir

İnce sünger üzerine tüp 'rack' i yerleştirilir

Gönderi örnekleri 'rack' teki tüp deliklerine uygun şekilde dizilir.

Tüplerim üzeri 1 adet ince sünger ile kapatılır

Son olarak jel torbası ince sünger üzerine kapatılır.Jel torbası uzun olduğu için bir tarafının kutunun kısa kenarlarından birini kapatmasına dikkat edilir

Strafor kutu kapağı dikkatlice kapatılır

Kutudaki örneklerle ilgili "Test istem formu" veya LIS kullanıcıları için CentroLIS'ten basılan "Tanspot Formu" çanta içine konulur ve çanta dikkatlice kapatılır.

Centro transport elemanı bekletilmeden çanta teslim edilir.

Çanta Isı Kontrolü

Centor,belli dönemlerde çanta içi ısının uygun olup olmadığını 'data logger' lar ile denetlemektedir.Bu denetlemeler için kuruma 'data logger' gönderildiğinde telefon ile bildirilir.

Bu durumda "data logger" tüplerin yerleştirildiği yere ve buz aküsü ve jel torbası ile temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.Bu denetimin doğru değerlendirilmesi için çok önemlidir!

SUT	Test Adı	Yöntem	Numune Cinsi ve Miktarı	Numune Son Kabul Zamanı	Sonuç Zamanı
L100190	17-OH-Progesteron	RIA	Serum, 200µL	Pazartesi, Perşembe saat 20:00	Salı,Cuma saat 18:00
L100190	17-OH-Progesteron/30.Dakika	RIA	30.Dakika Serum-Buz içinde, 100µL	Pazartesi, Perşembe saat 20:00	Salı,Cuma saat 18:00
	17-OH-Progesteron/40.Dakika	RIA	40.Dakika Serum, 100µL	Pazartesi, Perşembe saat 20:00	Salı,Cuma saat 18:00
L100190	17-OH-Progesteron/60.Dakika	RIA	60.Dakika Serum-Buz içinde, 100µL	Pazartesi, Perşembe saat 20:00	Salı,Cuma saat 18:00
L100220	25-Hidroxy Vitamin D	CHEM	Serum, 400µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	1 gün sonra saat 18:00
L100130	5 Nucleotidaz	EUVK	Serum, 500mL	Çarşamba saat 16:00	3 gün sonra saat 18:00
L100080	5-HIAA/Kreatinin Oranı (mg/ g Kre.)	HPLC	İdrar, 10mL	Cuma saat 20:00	7 gün sonra saat 18:00
L100070	5-HIAA (İdrar)(HPLC)	HPLC	24 saatlik İdrar, 10mL	Cuma saat 20:00	7 gün sonra saat 18:00
906,141	AARB (Teksif/Direkt)	Micr	Balgam,İdr.,BAL,Mide suyu,Vücut sıvıları, Biyopsi	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L100880	ACE(Angiotensin Converting Enzyme)	Spec	Serum, 200µL	Çarşamba saat 20:00	Perşembe saat 18:00
	Acetaminophen(Paracetamol)	FPIA	Serum, 200µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L100270	ACTH	CHEM	Plazma(K3-EDTA)/Buz içinde, 500µL	Pazartesi, Çarşamba saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L100270	ACTH (Akşam)	CHEM	Plazma(K3-EDTA)/Buz içinde, 500µL	Pazartesi, Çarşamba saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L100230	ADA (Adenosine Deaminase)	Spec	Serum, 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	3 gün sonra saat 18:00
L100250	ADA (BOS)	Spec	Beyin Omurilik Sıvısı, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	3 gün sonra saat 18:00
L100260	ADA (Mayı)	Spec	Mayı, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	3 gün sonra saat 18:00
906,330	Adenovirus Virus Ag (Gaita)	Aggl	Gaita	Hergün(Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L100920	ADH (Anti-Diüretik Hormon - Vasopressin)	RIA	Plazma(K3-EDTA)/Buz içinde, 2mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 18:00	10 gün sonra saat 18:00
	AFP (16-22.Gebelik haftası)		Serum+Hasta Bilgi Formu, 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L100680	AFP (Alfa1-Fetoprotein)	ECLI	Serum, 200µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
903,710	AlaTOP (Inhalen Allerjenler)	FEIA	Serum, 300µL	Çarşamba saat 20:00	Cuma saat 18:00
903,710	AlaTOP Pediatrik(Inhalen+Gıda)	FEIA	Serum, 1mL	Çarşamba saat 20:00	Cuma saat 18:00
L100320	Albumin	Spec	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00

L100330	Albumin (12 saatlik idrar)	ITUR	12 Saatlik idrar, 3mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L100340	Albumin (24 saatlik idrar)	ITUR	24 saatlik İdrar, 3mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L100320	Albumin (BOS)	ITUR	Beyin Omurilik Sıvısı, 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L100320	Albumin (Mayi)	COEN	Mayi, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L100380	Aldosteron	RIA	Serum, 200µL	Çarşamba saat 20:00	Perşembe saat 18:00
L100380	Aldosteron (Yatar pozisyon)	RIA	Serum (Yatar Pozisyonunda), 200µL	Çarşamba saat 20:00	Perşembe saat 18:00
L100400	Aldosteron (24 Saatlik İdrar)	RIA	24 saatlik İdrar, 10mL	Çarşamba saat 20:00	Perşembe saat 18:00
	Alfa-2-Macroglobulin	Neph	Serum, 500µL	Pazartesi, saat 20:00	Perşembe saat 18:00
L100410	Alfa1-Antitripsin	ITUR	Serum, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L100710	Alkalen Fosfataz (ALP)	Spec	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L100270	Alkalen Fosfataz (Mayi)	ENCK	Ponksiyon sıvısı, 500µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102350	Alkol (Ethanol)	Spec	Serum, 4mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	Alkol (Ethanol), İdrar		İdrar, 20mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L100300	ALT (SGPT)	Spec	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	ALT, Mayi	Spec	Mayi, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L100800	Amilaz	Spec	Serum, 100µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L100820	Amilaz (24 s. İdrar)	ENCE	24 saatlik İdrar, 3mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L100820	Amilaz (24 Saatlik İdrar)	ENCE	24 saatlik İdrar, 3mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L100810	Amilaz (İdrar)	ENCE	İdrar, 3mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L100830	Amilaz (Mayi)	ENCE	Mayi, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L105910	Amilaz-Pankreatik	ENCE	Serum, 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
907,370	Amip Antijen (Patojen)	EIA	Gaita	Pazartesi, Çarşamba, Cuma saat 20:00	Salı, Perşembe, Cumartesi saat 18:00
	Amip Antikoru (ELISA)	IHA	Serum, 1mL	Cuma saat 18:00	5 gün sonra saat 18:00
905,920	Amip, Giardia Aranması	Micr	Gaita	Hergün(Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün saat 18:00
L100860	Amonyak	Spec	Plazma(K3-EDTA)/Buz içinde, 2mL	Hergün saat 19:00	Numune geldikten 2 saat sonra
	Amonyak, Mayi	Spec	Mayi, 2mL	Hergün saat 19:00	Numune geldikten 2 saat sonra
L100010	Androstenedion	CHEM	Serum, 200µL	Salı, saat 20:00	Çarşamba saat 18:00
L100010	Androstenedion (30.Dakika)		30.Dakika Serum-Buz içinde, 200µL	Salı, saat 20:00	Çarşamba saat 18:00
	Androstenedion (40.Dakika)		40.Dakika Serum, 200µL	Salı, saat 20:00	Çarşamba saat 18:00
L100010	Androstenedion (60.Dakika)		60.Dakika Serum-Buz içinde, 200µL	Salı, saat 20:00	Çarşamba saat 18:00
	Angiotensin I - Plazma Renin Aktivitesi	RIA	Plazma(K3-EDTA)/Buz içinde, 1mL	Cuma saat 20:00	Pazartesi saat 18:00
906,730	Anti-Cardiolipin Ab (IgG)	CHEM	Serum, 300µL	Cumartesi saat 20:00	Salı saat 18:00
906,740	Anti-Cardiolipin Ab (IgM)	CHEM	Serum, 300µL	Cumartesi saat 20:00	Salı saat 18:00
907,101	Anti-CCP	EIA	Serum, 3mL	Pazartesi, Perşembe saat 20:00	Salı, Cuma saat 18:00
906,860	Anti-Centromer Ab (IFA)	IFA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	Anti-ENA Profili	BLOT	Serum, 3mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 15:00	2 gün sonra saat 18:00
906,430	Anti-Endomysium Ab (IgA)	IFA	Serum, 1mL	Salı saat 20:00	Perşembe saat 18:00
906,430	Anti-Endomysium Ab (IgG)	IFA	Serum, 1mL	Salı saat 20:00	Perşembe saat 18:00
	Anti-Faktör Xa	KOAG	Plazma(Na-Sitrat)/Dondurulmuş, 2mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	4 gün sonra saat 18:00
	Anti-Fosfolipid IgG	MIEL	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	5 gün sonra saat 18:00

	Anti-Fosfolipid IgM	MIEL	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	5 gün sonra saat 18:00
906,960	Anti-GAD Ab	EIA	Serum, 2mL	Pazartesi saat 20:00	Cumartesi saat 18:00
906,490	Anti-Gliadin(deamidated) Ab IgA	MIEL	Serum, 300µL	Pazartesi saat 20:00	Çarşamba saat 18:00
906,500	Anti-Gliadin(deamidated) Ab IgG	MIEL	Serum, 300µL	Pazartesi saat 20:00	Çarşamba saat 18:00
L102870	Anti-Glomerul Bazal Membran Ab	IFA	Serum, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	4 gün sonra saat 18:00
906,510	Anti-HAV (Total)	ECLI	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
906,510	Anti-HAV IgG	ECLI	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
906,530	Anti-HAV IgM	ECLI	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
906,560	Anti-Hbc (Total)	ECLI	Serum, 300µL	Pazartesi, Perşembe saat 20:00 saat 20:00	Salı, Cuma saat 18:00
906,560	Anti-Hbc IgG	ECLI	Serum, 400µL	Pazartesi,Perşembe saat 20:00 saat 20:00	Salı, Cuma saat 18:00
906,580	Anti-Hbc IgM	ECLI	Serum, 300µL	Pazartesi, Perşembe saat 20:00 saat 20:00	Salı, Cuma saat 18:00
906,600	Anti-Hbe	ECLI	Serum, 300µL	Pazartesi ,Perşembe saat 20:00 saat 20:00	Salı ,Cuma saat 18:00
906,620	Anti-HBs	ECLI	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
907,470	Anti-HCV	ECLI	Serum, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
907,240	Anti-HDV (Delta Antikor)	MIEL	Serum, 2mL	Salı saat 20:00	Cumartesi saat 18:00
907590	Anti-HIV (HIV 1/2) + p24 Ag (Combi)	ECLI	Serum, 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
906,710	Anti-İnsülin Antikoru	EIA	Serum, 1mL	Cuma saat 20:00	Çarşamba saat 18:00
906,720	Anti-Jo-1	BLOT	Serum, 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	Anti-Liver Antigen Ab(IgG)(Otoimmun Pnl)	BLOT	Serum, 300µL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	Anti-M2	BLOT	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
906,760	Anti-Mitochondrial Ab (IFA)	IFA	Serum, 200µL	Çarşamba saat 20:00	Perşembe
	Anti-Mullerian Hormon (AMH)	CLA	Serum, 500µL	Her gün(Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
906410	Anti-nDNA, Anti-dsDNA	IFA	Serum, 100µL	Pazartesi saat 20:00	Salı saat 18:00
907,010	Anti-nRNP	BLOT	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
906,780	Anti-Nuclear Antikor (ANA)	IFA	Serum, 200µL	Salı, Perşembe, Cumartesi saat 20:00	Pazartesi, Çarşamba, Cuma
906,780	Anti-Nuclear Antikor (ANA) (Titrasyonlu)	IFA	Serum, 200µL	Salı, Perşembe, Cumartesi saat 20:00	Pazartesi, Çarşamba, Cuma
906,790	Anti-Parietal Cell (IFA)	IFA	Serum, 100µL	Çarşamba saat 13:00	Perşembe
	Anti-Reticulin Ab (IFA)	IFA	Serum, 2mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
	Anti-Ro	BLOT	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
907222-23	Anti-SARS-CoV2 IgG/IgM (N+Spike protein)	IFA	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
906,990	Anti-ScI-70	BLOT	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
907,000	Anti-Sm	BLOT	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
906,420	Anti-Smooth Muscle Ab (IFA)	IFA	Serum, 100µL	Çarşamba saat 20:00	Perşembe
907,020	Anti-SS-A (Anti-Ro 60kD)	BLOT	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
907,030	Anti-SS-B (Anti-La)	BLOT	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
906,880	Anti-Tiroglobulin/Anti-Tg	ECLI	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00

L107060	Anti-TPO	CHEM	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102260	Anti-Transglutaminase IgA	EIA	Serum, 500µL	Pazartesi saat 20:00	Çarşamba saat 18:00
L102270	Anti-Transglutaminase IgG	EIA	Serum, 2mL	Pazartesi saat 20:00	Çarşamba saat 18:00
907,010	Anti-U1-nRNP	BLOT	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
905,610	Antibiyogram	Kült	Kültür Materyali	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
906060	Antibiyogram	Kült	Kültür Materyali	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
	Antibiyogram Kan Kültür	Kült	Kan, Steril	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
906060	Antibiyogram, AST Otomatik Sistem-Vitek	Kült	Kültür Materyali	Hergün saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
906060	Antibiyogram, AST(Multi-Drug Resistant)	Kült	Kültür Materyali	Hergün saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	Antibiyogram, Balgam	Kült	Balgam, Steril	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
	Antibiyogram, Balgam (Vitek)	Kült	Balgam, Steril	Hergün saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	Antibiyogram, Boğaz	Kült	Swab	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
	Antibiyogram, Boğaz (Vitek)	Kült	Swab	Hergün saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	Antibiyogram, Burun	Kült	Swab-(Burun)	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
	Antibiyogram, Burun (Vitek)	Kült	Swab-(Burun)	Hergün saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	Antibiyogram, Gaita	Kült	Gaita	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
	Antibiyogram, Gaita (Vitek)	Kült	Gaita	Hergün saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	Antibiyogram, İdrar	Kült	Steril İdrar	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
	Antibiyogram, İdrar (Vitek)	Kült	Steril İdrar	Hergün saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	Antibiyogram, Kan Kültür (Vitek)	Kült	Kan, Steril	Hergün saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	Antibiyogram, Kulak	Kült	SWAB, İnce Uçlu (Steril)	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
	Antibiyogram, Kulak (Vitek)	Kült	SWAB, İnce Uçlu (Steril)	Hergün saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
906060	Antibiyogram, Trakeal	Kült	Aspirat	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
906060	Antibiyogram, Trakeal (Vitek)	Kült	Aspirat	Hergün saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	Antibiyogram, Vagen	Kült	Swab-(Vagen)	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
	Antibiyogram, Vagen (Vitek)	Kült	Swab-(Vagen)	Hergün saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L100970	Antistreptolisin O (ASO)	ITUR	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
906940	AntiThrombin III Antijen	KOAG	Plazma (Na-Sitrat), 1mL	Pazartesi saat 20:00	Cuma günü saat 18:00
L100990	Antitrombin-III Aktivitesi	ENCK	Plazma (Na-Sitrat), 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L101000	Apolipoprotein A-1	ITUR	Serum, 300µL	Pazartesi, Perşembe saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L101030	Apolipoprotein B	ITUR	Serum, 300µL	Pazartesi, Perşembe saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L101050	APTT	KOAG	Plazma (Na-Sitrat), 200µL	Hergün saat 18:00	Numune geldikten 1 saat sonra
903,230	Asit Fosfataz, Non Prostatik	ENCE	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L106290	Asit Fosfataz, Prostatik	CALC	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L101250	Asit Fosfataz, Total (ACP)	ENCK	Serum, 200µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L101280	AST (SGOT)	Spec	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	AST, Mayi	Spec	Mayi, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L101350	Bakır (İdrar)	AAS	24 saatlik İdrar, 20mL	Hergün saat 20:00	5 gün sonra saat 18:00
L101330	Bakır (Serum)	AAS	Serum (Jelsiz kırmızı kapaklı tüpe alınmış), 500µL	Salı saat 20:00	Çarşamba saat 18:00
L101340	Bakır (Spot idrar)	AAS	Spot İdrar, 20mL	Hergün saat 20:00	5 gün sonra saat 18:00
	Bakteri Tanımlanması Otomatik Sistem	Kült	Kültür Materyali	Hergün saat 18:00	1 gün sonra saat 18:00
	Bakteri Tanımlanması+AB Otomatik Sistem	Kült	Kültür Materyali	Hergün saat 18:00	2 gün sonra saat 18:00
905,760	Balgam Mikroskopi	Micr	Balgam, Steril	Hergün(Cumartesi hariç) saat 20:00	Ertesi gün saat 18:00
905,760	Balgamda Eozinofil	Micr	Balgam, Steril	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L101630	Beta-2 Mikroglobulin (İdrar)	Neph	24 saatlik İdrar, 5mL	Pazartesi, saat 20:00	Çarşamba saat 18:00
L101630	Beta-2 Mikroglobulin (İdrar)	CHEM	İdrar, 5mL	Pazartesi, saat 20:00	Çarşamba saat 18:00
L101620	Beta-2 Mikroglobulin (Serum)	CHEM	Serum, 500µL	Pazartesi, saat 20:00	Çarşamba saat 18:00
L101630	Beta-2 Mikroglobulin/Kreatinin	Neph	Spot İdrar, 5mL	Pazartesi, Çarşamba saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00

901570	Beta-HCG	ECLI	Serum, 300µL	Hergün saat 17:00	Ertesi gün saat 18:00
L101670	Bikarbonat	Enzi	Serum, 500µL	Hergün saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L101710	Bilirubin, Direkt	COEN	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	Bilirubin, Direkt (Mayi)	COEN	Mayi, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
900,690	Bilirubin, İndirekt	CALC	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	Bilirubin, İndirekt (Mayi)	COEN	Mayi, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L101710	Bilirubin, Total	Spec	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L101740	Bilirubin, Total (Mayi)	COEN	Mayi, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	Biotin (H-Biotin)	EIA	Serum, 1mL	Cumartesi saat 20:00	Salı saat 18:00
L103620	Birinci Trimester Tarama T. (İkili Test)	ECLI	Serum+Hasta Bilgi Formu, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	2 gün sonra saat 18:00
L103550	BOS IgG İndeksi:	CALC	Serum+5 mL BOS, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
905,760	BOS, Mikroskopik İnceleme	Micr	Beyin Omurilik Sıvısı, 500µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
907,080	Brucella Aglütinasyon (Coombs İle)	Aggl	Serum, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	3 gün sonra saat 18:00
907,090	Brucella Aglütinasyon (Wright)	Aggl	Serum, 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
907,091	Brucella IgG	MIEL	Serum, 1mL	Cuma saat 20:00	5 gün sonra saat 18:00
907,092	Brucella IgM	MIEL	Serum, 1mL	Cuma saat 20:00	5 gün sonra saat 18:00
901,940	BUN (Üre Nitrojeni)	Spec	Serum, 100µL	Hergün saat 17:00	Ertesi gün saat 18:00
907,880	C-ANCA	IFA	Serum, 300µL	Perşembe saat 20:00	Cuma saat 18:00
L101830	C-Peptide	CHEM	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L101830	C-Peptide (1.saat)		60.Dakika Serum-Buz içinde, 300µL	Hergün saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L101830	C-Peptide (2.saat)		2.Saat Serum-Buz içinde, 300µL	Hergün saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L101830	C-Peptide (İdrar)		24 saatlik İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L101830	C-Peptide/Kreatinin Oranı	CHEM	24 saatlik İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	Ertesi gün saat 18:00
L104630	C3c-Complement	ITUR	Serum, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104630	C4-Complement	ITUR	Serum, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L101900	CA 125	ECLI	Serum, 300µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L101920	CA 15-3	CHEM	Serum, 300µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L101940	CA 19-9	CHEM	Serum, 300µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L101960	CA 72-4	ECLI	Serum, 500µL	Pazartesi,Perşembe saat 20:00	Salı-Cuma saat 18:00
L103850	Calcitonin	CHEM	Serum (2mL)-Buz içinde, 400µL	Cumartesi saat 17:00	Salı günü saat 18:00
906060	Candida Tür Ayırımı	Kült	Kültür Materyali	Hergün saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L114260	Carbamazepine (Tegretol)	ITUR	Serum, 250µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104030	CEA	ECLI	Serum, 100µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
	CEA (Mayi)	ECLI	Mayi, 100µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L106790	Ceruloplasmin	ITUR	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	2 gün sonra saat 18:00
	Chlamydia Ag	Enzi	Özel Swab	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
	Chlamydia Ag (Cervical)	Enzi	Cervical akıntı - Swab	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
	Chlamydia Ag (İdrar)	Enzi	Ön İdrar (Steril), 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
	Chlamydia Ag (Semen)	Enzi	Semen (Steril)	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
	Chlamydia Ag (Urethral)	Enzi	Üretral akıntı - Swab	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
	Chlamydia Pneumoniae IgM	EIA	Serum, 3mL	Pazartesi saat 15:00	8 gün sonra saat 18:00

	Chlamydia Pneumoniae Ab IgG	EIA	Serum, 3mL	Pazartesi saat 15:00	8 gün sonra saat 18:00
	Chlamydia Trachomatis IgA	EIA	Serum, 2mL	Cuma saat 15:00	15 gün sonra saat 18:00
907,160	Chlamydia Trachomatis IgG	MIEL	Serum, 2mL	Cuma saat 13:00	Çarşamba saat 18:00
907,170	Chlamydia Trachomatis IgM	MIEL	Serum, 2mL	Cuma saat 13:00	Çarşamba saat 18:00
	Chlamydia Trachomatis-DNA-PCR	PCR	İdrar, Ürogenital akıntı, Semen	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	10 gün sonra saat 18:00
L102010	Cıva (İdrar)	AAS	24 saatlik İdrar, 20mL	Pazartesi saat 15:00	12 gün sonra saat 18:00
L102000	Cıva (Kanda)	ICPM	Tam Kan (K3-EDTA), 7mL	Pazartesi saat 15:00	10 gün sonra saat 18:00
	Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Paneli	EIA	Swab-(Çeşitli materyal), 10mL	Cuma saat 20:00	4 gün sonra saat 18:00
L104760	CK-MB	EUVK	Serum, 200µL	Hergün saat 18:00	Geldikten 3 saat sonra
907,190	Clostridium Difficile Toxin A + B	ELFA	Gaita	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
906,360	CMV Ab IgG	ELFA	Serum, 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
906,370	CMV Ab IgM	ELFA	Serum, 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	CMV IgG Avidite	ELFA	Serum, 2mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 20:00	5 gün içinde saat 18:00
908,140	CMV-DNA (PCR)	PCR	Plazma (K3-EDTA), 2mL	Pazartesi saat 15:00	15 gün sonra saat:18:00
705220	Coombs (Direkt) (Jel Sentrifüstasyon)	Aggl	Tam Kan (K3-EDTA), 500µL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
705290	Coombs (İndirekt) (Jel Sentrifüstasyon)	Aggl	Serum, 500µL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	Crosslaps(Tip I Coll.CTX/Beta-Crosslaps)	ECLI	Serum, 500µL	Salı saat 20:00	Perşembe saat 18:00
L101850	CRP (High sensitivity)	ITUR	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104830	Cryofibrinogen	Prec	37 Derecede ayrılmış EDTA Plazma, 1mL	Hergün saat 20:00	3 gün sonra saat 18:00
L104840	Cryoglobulin	Prec	37 Derecede ayrılmış Serum, 1mL	Hergün saat 20:00	3 gün sonra saat 18:00
L106850	Cystatin C	Neph	Serum, 2mL	Cuma saat 20:00	7 gün sonra saat 18:00
900960	Çinko	COEN	Serum (Jelsiz kırmızı kapaklı tüpe alınmış), 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L102050	Çinko (24 Saatlik İdrar)	Spec	24 saatlik İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	Çinko (Eritrosit içi)	Spec	Tam Kan (K3-EDTA), 5mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	4 gün sonra saat 18:00
L102050	Çinko/Kreatinin (İdrar)	COEN	İdrar, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L102440	D-dimer (FDP)	CHEM	Plazma (Na-Sitrat), 500µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	Dansite (Mayı)	Stri	Mayı, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102110	Dehydroepiandrosteron SO4 (DHEA SO4)	ECLI	Serum, 300µL	Hergün saat 16:00	Aynı gün akşam 18:00
	Delta Antijeni	MIEL	Serum, 1mL	Cuma saat 20:00	20 gün sonra saat 18:00
L102120	Demir	Spec	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102160	Demir Bağlama Kapasitesi (TIBC)	CALC	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102170	Deoksipridinolin/Kreatinin	HPLC	Spot İdrar, 10mL	Hergün saat 15:00	10 gün sonra saat 18:00
L114090	Digoksin	PHOT	Serum, 250µL	Pazartesi, Perşembe saat 18:00	Salı, Cuma saat 18:00
L102280	Doymamış DBK (UIBC)	Spec	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102290	Dörtlü test (15.-19.Hafta)	ECLI	Serum+Hasta Bilgi Formu, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	2 gün sonra saat:18:00
	Drug Screen (İdrar)	Rapi	İdrar, 10mL	Hergün saat 16:00	1gün sonra saat 18:00
907,290	EBV EBNA IgG	IFA	Serum, 100µL	Salı saat 20:00	Perşembe saat 18:00
907,280	EBV-EA (Early antijen) Ab.	IFA	Serum, 100µL	Salı saat 20:00	Perşembe saat 18:00
	Echinococ Ab IgG	EIA	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	4 gün sonra saat 18:00
907,730	Echinococ HA Testi	IHA	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	4 gün sonra saat 18:00
	Entegre Test - Stepwise Sequential		Serum+Hasta Bilgi Formu, 1mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	2 gün sonra saat 18:00

905,870	Enterobius Vermicularis	Micr	Selefon Bant (3 adet lam)	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	Eozinofil	Coul	Tam Kan (K3-EDTA), 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	1 gün sonra saat 18:00
L104050	Epinefrin (Adrenalin) (İdrar)	HPLC	24 saatlik İdrar, 10mL	Salı saat 20:00	8 gün sonra saat 18:00
L104050	Epinefrin (Adrenalin) (Plazma)	HPLC	Heparinli Plazma, 6mL	Cuma saat 20:00	8 gün sonra saat 18:00
907,310	Epstein-Barr (VCA) IgG	CHEM	Serum, 200µL	Salı saat 20:00	Perşembe saat 18:00
907,320	Epstein-Barr (VCA) IgM	IFA	Serum, 100µL	Salı saat 20:00	Perşembe saat 18:00
L102310	Eritropoetin (EPO)	ECLI	Serum, 200µL	Pazartesi saat 20:00	Salı saat 18:00
903,240	ESBACH (Total Protein-ıdrar)	Neph	24 saatlik İdrar, 10mL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102320	Estradiol (E2)	CHEM	Serum, 200µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102340	Estriol (E3), Free	ECLI	Serum, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Aynı gün saat:18:00
L104230	Faktör II	KOAG	Plazma-Na-Sitrat/Buz içinde, 4mL	Salı saat 20:00	10 gün sonra saat 18:00
L104230	Faktör IX	KOAG	Plazma-Na-Sitrat/Buz içinde, 4mL	Hergün (Cumartesi Hariç) saat 13:00	6 gün sonra saat 18:00
	Faktör IX İNİHİTÖR		Plazma-Na-Sitrat/Buz içinde, 3mL	Pazartesi saat 18:00	1 hafta sonra saat 18:00
L104230	Faktör V (Proakselerin)	KOAG	Plazma-Na-Sitrat/Buz içinde, 4mL	Hergün (Cumartesi Hariç) saat 13:00	5 gün sonra saat 18:00
L104230	Faktör VII (Prokonvertin)	KOAG	Plazma-Na-Sitrat/Buz içinde, 5mL	Hergün (Cumartesi Hariç) saat 13:00	5 gün sonra saat 18:00
L104230	Faktör VIII	KOAG	Plazma-Na-Sitrat/Buz içinde, 4mL	Hergün (Cumartesi Hariç) saat 13:00	5 gün sonra saat 18:00
	Faktör VIII İnhibitörü (Tarama)		Plazma-Na-Sitrat/Buz içinde, 2mL	Cumartesi saat 15:00	6 gün sonra saat 18:00
L104230	Faktör X (Stuart faktör)	KOAG	Plazma-Na-Sitrat/Buz içinde, 4mL	Hergün (Cumartesi Hariç) saat 13:00	6 gün sonra saat 18:00
L104230	Faktör XI	KOAG	Plazma-Na-Sitrat/Buz içinde, 4mL	Hergün (Cumartesi Hariç) saat 13:00	6 gün sonra saat 18:00
L104230	Faktör XII	KOAG	Plazma-Na-Sitrat/Buz içinde, 2mL	Pazartesi saat 20:00	8 gün sonra saat 18:00
L104230	Faktör XIII (TARAMA/URE P)	Solu	Plazma-Na-Sitrat/Buz içinde, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	2 gün sonra saat 18:00
	FANA (ANA)	IFA	Serum, 100µL	Pazartesi,Perşembe saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L105940	Fekal Elastaz (Pancreatik)	EIA	Gaita, 2gr	Salı saat 15:00	15 gün sonra saat 18:00
	Fenilalanin	LCMS	Paper Spot	Perşembe saat 13:00	10 gün sonra saat 18:00
L114160	Fenitoin (Epdantoin-Difenilhidantoin)	ITUR	Serum, 200µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L114170	Fenobarbital (Luminal)	ITUR	Serum, 500µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
	Fenol/Kreatinin (İdrar)	COEN	İdrar, 50mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Sonuç 2 gün sonra saat 19:00
L102150	Ferric Chloride Test	Spec	Spot İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	1 gün sonra saat 18:00
L102410	Ferritin	CHEM	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102450	Fibrinojen	KOAG	Plazma (Na-Sitrat), 200µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102480	Folik Asit	ECLI	Serum, 400µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102480	Folik Asit (Eritrosit İçİ)	ECLI	Tam Kan (K3-EDTA), 3mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 15:00	3 gün sonra saat 18:00
	Free Androgen (Testosteron) Index	RIA	Serum, 500µL	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L102570	Fruktozamin	COKI	Serum, 200µL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102500	FSH	CHEM	Serum, 300µL	Hergün saat 15:00	Aynı gün saat:18:00
912,140	FTA-Abs IgG	IFA	Serum, 1mL	Salı saat 20:00	Cuma saat 18:00
912,150	FTA-Abs IgM	IFA	Serum, 1mL	Salı saat 20:00	Cuma saat 18:00
L102970	G-6-P Dehidrogenaz	Spec	Tam Kan (K3-EDTA), 1mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
905,930	Gaitada Gizli Kan	Rapi	Gaita	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Aynı gün akşam 18:00

905,870	Gaitada Parazit/Mikroskopi	Micr	Gaita	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102780	Gama-Glutamil-Transferaz (GGT)	Spec	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102800	Gastrin	CHEM	Serum, 400µL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	Geniş Allerji Paneli (Solunum Ağırlıklı)	FEIA	Serum, 2mL	Çarşamba saat 20:00	Cuma saat 18:00
L107700	Gıda Karışımı FP5	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
	Gıda Paneli/12 Allerjen	FEIA	Serum, 3mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	4 gün sonra saat 18:00
907,400	Giardia Antijeni	EIA	Gaita	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102830	Glikohemoglobin (Hb A1c)	ITUR	Tam Kan (K3-EDTA), 500µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	Globulin	OTO	Serum, 200µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	Globulin (Mayi)	CALC	Serum, 200µL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Glukoz (1.saat) (50 g Glukoz sonrası)		60.Dakika Serum-Buz içinde, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Glukoz (1.Saat)		60.Dakika Serum-Buz içinde, 100µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Glukoz (1.Saat)		60.Dakika Serum-Buz içinde, 100µL	Hergün saat 12:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Glukoz (120.Dakika)		2.Saat Serum-Buz içinde, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Glukoz (150.Dakika)		2.5 Saat Serum-Buz içinde, 100µL	Hergün saat 12:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Glukoz (160.Dakika)	Spec	160.Dakika Serum-Buz içinde, 100µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Glukoz (180.Dakika)	EUVK	3.Saat Serum-Buz içinde, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Glukoz (2.Saat)		2.Saat Serum-Buz içinde, 100µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Glukoz (2.Saat)		2.Saat Serum-Buz içinde, 100µL	Hergün saat 12:00	Ertesi gün saat 18:00
L102900	Glukoz (24 Saatlik İdrar)	Spec	24 saatlik İdrar, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Glukoz (3.Saat)	Spec	3.Saat Serum-Buz içinde, 100µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Glukoz (30.Dakika)		30.Dakika Serum-Buz içinde, 100µL	Hergün saat 12:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Glukoz (4.Saat)	Spec	4.Saat Serum-Buz içinde, 100µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Glukoz (5.Saat)	Spec	5.Saat Serum-Buz içinde, 100µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Glukoz (90.Dakika)		90.Dakika Serum-Buz içinde, 100µL	Hergün saat 12:00	Ertesi gün saat 18:00
L102890	Glukoz (Açlık)	Spec	Serum, 100µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102920	Glukoz (BOS)	Spec	Beyin Omurilik Sıvısı, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102930	Glukoz (Mayi)	Spec	Mayi, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102930	Glukoz (Synovial mayi)	Spec	Plevral Mayii, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L101820	Growth Hormon (0.Dakika)		Serum, 300µL	Pazartesi,Perşembe saat 20:00	Salı-Cuma saat 18:00
L101820	Growth Hormon (150.Dakika)		2.5 Saat Serum-Buz içinde, 300µL	Pazartesi,Perşembe saat 20:00	Salı-Cuma saat 18:00
L101820	Growth Hormon (2.Saat)		2.Saat Serum-Buz içinde, 300µL	Pazartesi,Perşembe saat 20:00	Salı-Cuma saat 18:00
L101820	Growth Hormon (3.Saat)		3.Saat Serum-Buz içinde, 300µL	Pazartesi,Perşembe saat 20:00	Salı-Cuma saat 18:00
L101820	Growth Hormon (30.Dakika)		30.Dakika Serum-Buz içinde, 300µL	Pazartesi,Perşembe saat 20:00	Salı-Cuma saat 18:00
L101820	Growth Hormon (40.Dakika)		40.Dakika Serum, 300µL	Pazartesi,Perşembe saat 20:00	Salı-Cuma saat 18:00
L101820	Growth Hormon (45.Dakika)		45.Dakika Serum, 300µL	Pazartesi,Perşembe saat 20:00	Salı-Cuma saat 18:00

L101820	Growth Hormon (60.Dakika)		60.Dakika Serum-Buz içinde, 300µL	Pazartesi,Perşembe saat 20:00	Salı-Cuma saat 18:00
L101820	Growth Hormon (90.Dakika)		90.Dakika Serum-Buz içinde, 300µL	Pazartesi,Perşembe saat 20:00	Salı-Cuma saat 18:00
L101820	Growth Hormon (GH)	CHEM	Serum, 400µL	Pazartesi,Perşembe saat 20:00	Salı-Cuma saat 18:00
908,020	Gruber Widal	Aggl	Serum, 200µL	Hergün saat 16:00	2 gün sonra saat 18:00
907,490	H.Pylori Ag (Gaita) HpSA	Rapi	Gaita	Hergün(Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L103020	Haptoglobin	ITUR	Serum, 300µL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102610	Hazım Tetkiki (Gaita)	Micr	Gaita	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
907,420	HBe Ag	ECLI	Serum, 300µL	Pazartesi,Perşembe saat 20:00 saat 20:00	Salı , Cuma saat 18:00
907,440	HBsAg	ECLI	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat	Ertesi gün saat 18:00
907,450	HBsAg (Kantitatif)	ELFA	Serum, 2mL	Çarşamba 18.00 saat 20:00	Perşembe 18.00 18.00
908,150	HBV-DNA (Kantitatif PCR)	RPCR	Serum (2mL)-Buz içinde, 2mL	Pazartesi saat 20:00	Perşembe saat:18:00
908,160	HCV Genotip	PCRH	Serum (2mL)-Buz içinde, 5mL	Hergün saat 20:00	15 gün sonra saat 18:00
908.170	HCV-RNA (Kantitatif-PCR)	RPCR	Serum (2mL)-Buz içinde, 2mL	Pazartesi saat 20:00	Çarşamba saat 18:00
L103050	HDL-Kolesterol	Spec	Serum, 200µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
908,171	HDV RNA (Kantitatif)	RPCR	Serum, 4mL	Hergün saat 20:00	10 gün sonra saat 18:00
	HE4	ECLI	Serum, 2mL	Çarşamba saat 20:00	Cuma saat 18:00
907,500	Helicobacter Pylori IgA	EIA	Serum, 500µL	Perşembe saat 20:00	Cumartesi saat 18:00
907,510	Helicobacter Pylori IgG	Comb	Serum, 500µL	Perşembe saat 20:00	Cumartesi saat 18:00
	Hemoglobin Elektroforezi (HPLC ile)	HPLC	Tam Kan (K3-EDTA), 2mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
907,520	Herpes Simplex Tip 1 IgG	ECLI	Serum, 300µL	Pazartesi saat 20:00	Salı saat 18:00
907,530	Herpes Simplex Tip 1 IgM	MIEL	Serum, 300µL	Pazartesi saat 20:00	Salı saat 18:00
907,560	Herpes Simplex Tip 2 IgG	ECLI	Serum, 300µL	Pazartesi saat 20:00	Salı saat 18:00
907,570	Herpes Simplex Tip 2 IgM	MIEL	Serum, 300µL	Pazartesi saat 20:00	Salı saat 18:00
	Hidroksiprolin (İdrar)	HPLC	24 saatlik İdrar, 10mL	Hergün saat 13:00	10 gün sonra saat 18:00
	Hippuric Acid/Kreatinin (İdrar)	Spec	İdrar, 10mL	Pazartesi, Çarşamba saat 20:00	5 gün sonra saat 18:00
L109960	Homosistein	CHEM	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
	Homosistin, İdrar		Spot İdrar, 5mL	Hergün saat 16:00	5 gün sonra saat 18:00
	Homovanilic Asit (İdrar)(HPLC)	HPLC	24 saatlik İdrar, 20mL	Cuma saat 20:00	7 gün sonra saat 18:00
	Homovanilic Asit/Kreatinin (mg/g kreat.)	HPLC	Spot İdrar, 20mL	Cuma saat 20:00	7 gün sonra saat 18:00
	HPV-DNA Genotipleme-Düşük+Yüksek Riskli	PCR	Genital lezyon Biyopsisi, Sürüntüsü, Parafin Blok	Salı saat 20:00	10 gün sonra saat 18:00
L103520	Hücre Sayımı	Coul	Çeşitli Materyal, 1mL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
907,620	IgA	ITUR	Serum, 500µL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
907,620	IgA (Pediatrik)	ITUR	Serum, 500µL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L103530	IgD	RID	Serum, 1mL	Pazartesi saat 13:00	5 gün sonra saat 18:00
L103540	IgE (Total)	CHEM	Serum, 250µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat	Ertesi gün saat 18:00
L103810	IGF BP-3	CHEM	Serum, 500µL	Pazartesi saat:14:00 saat 14:00	Salı saat 18:00
L103800	IGF-1 (Somatomedin-C)	CHEM	Serum, 500µL	Pazartesi saat: 20:00 saat 20:00	Salı saat 18:00
907,630	IgG	ITUR	Serum, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
907,630	IgG (BOS)	ITUR	Beyin Omurilik Sıvısı, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
901,720	IgG (BOS) / Albumin (BOS)	CALC	Beyin Omurilik Sıvısı, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat	Ertesi gün saat 18:00
907,640	IgM	ITUR	Serum, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00

907,660	Influenza Virus Type A+B Antigen Test		Özel Swab	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	Interleukin 6 (IL-6)	CLA	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi Hariç) saat 13:00	Ertesi gün saat 18:00
	Iodine (Serum)	ECM	Serum, 2mL	Her gün(Cumartesi hariç) saat 18:00	6 gün sonra saat 18:00
L102900	İdrarda Glukoz	Spec	Spot İdrar, 10mL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L103730	İmmun Fiksasyon Elektrofrezisi(Serum)	EF	Serum, 2mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	12 gün sonra saat 18:00
L103740	İmmunoelektroforez (IFE) (İdrar)	EF	İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	12 gün sonra saat 18:00
	Influenza&Covid-19&RSV&Adeno Combo Test		Nazofarengeal Sürüntü, 1mL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102510	İnorganik Fosfor	Spec	Serum, 200µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102530	İnorganik Fosfor (İdrar)	UVEP	24 saatlik İdrar, 10mL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L102520	İnorganik Fosfor (Spot İdrar)	UVEP	Spot İdrar, 10mL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L103780	İnsulin	ECLI	Serum, 200µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L103780	İnsulin	ECLI	Serum, 200µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L103790	İnsulin (1.saat)		60.Dakika Serum-Buz içinde, 200µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L103790	İnsulin (2.saat)		2.Saat Serum-Buz içinde, 200µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
	İnsulin Rezistansı (HOMA)		Serum, 500µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L103840	İyot (İdrar)/Kreatinin		İdrar, 10mL	Her gün(Cumartesi hariç) saat 18:00	5 gün sonra saat 18:00
	Kalın Damla	Micr	Tam Kan (K3-EDTA), 1mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 18:00	Ertesi gün saat 18:00
	Kalprotektin	EIA	Gaita, 50gr	Pazartesi saat 20:00	Çarşamba saat 18:00
L103860	Kalsiyum (Total)	Spec	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L103820	Kalsiyum (İyonize)	CALC	Serum, 1mL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L103860	Kalsiyum(24 Saatlik İdrar)	Spec	24 saatlik İdrar, 10mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L103860	Kalsiyum/Kreatinin Oranı (mg/mg)	CALC	İdrar, 10mL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
705140	Kan Grubu (Jel Sentrif.-Forward-Reverse)	Aggl	Tam Kan (K3-EDTA), 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
906,020	Kan Kültürü	Kült	Kan, Steril	Hergün saat 20:00	7 gün sonra saat 18:00
L102890	Kan Şekeri	Spec	Serum, 100µL	Hergün saat 17:00	Ertesi gün saat 18:00
L103920	Kanama Zamanı (IVY)		Simplate-Hasta Başı	Hergün saat 17:00	1 saat sonra saat 18:00
L103950	Kappa Hafif Zincir (Free)(İdrar)	Neph	24 saatlik İdrar, 20mL	Pazartesi saat 20:00	Perşembe saat 18:00
L103930	Kappa Hafif Zincir (Serbest) Serum	Neph	Serum, 2mL	Pazartesi saat 20:00	Perşembe saat 18:00
L100740	Kemik Alkalen Fosfat	Inac	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
902,060	Ketonlar (İdrar)	Stri	İdrar, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 18:00	Ertesi gün saat 18:00
L104180	Klor	ISE	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104180	Klor (24 Saatlik İdrar)	ISE	24 saatlik İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104180	Klor (BOS)	ISE	Beyin Omurilik Sıvısı, 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104190	Klor (İdrar)	ISE	İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104220	Klor (Mayı)	ISE	Mayı, 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104220	Klor (Periton Sıvı)	ISE	Periton Mayı, 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104190	Klor/Kreatinin Oranı (İdrar)		İdrar, 5mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L104520	Kolesterol	Spec	Serum, 200µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104530	Kolesterol (Mayı)	OTO	Mayı, 200µL	Hergün saat 17:00	Ertesi gün saat 18:00
L106440	Kolinesteraz	ENCK	Serum, 400µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104270	Kortizol		Serum, 300µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104690	Kortizol (Akşam)	ECLI	Serum (Akşam 16:00), 300µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L104680	Kortizol (Dexametazon sonrası)		Serum (İlaç sonrası), 300µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104670	Kortizol (Sabah)	ECLI	Serum, 300µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00

L106750	Kortizol Serbest (İdrar)	ECLI	24 saatlik İdrar, 10mL	Pazartesi; Çarşamba saat 20:00	3 gün sonra saat 18:00
L104700	Kortizol/Kreatinin (İdrar) (ug/g)		İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L104730	Kreatin Kinaz (CPK)	Spec	Serum, 200µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104780	Kreatinin	Spec	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104780	Kreatinin (24 Saatlik İdrar)		24 saatlik İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104790	Kreatinin (İdrar)	Spec	24 saatlik İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104780	Kreatinin (İdrar)	Spec	İdrar, 10mL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104810	Kreatinin (Mayi)	Spec	Mayi, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104820	Kreatinin Klirensi (Cockcroft-Gault ile)	CALC	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104820	Kreatinin Klirensi (Endojen)	CALC	24 saatlik İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104820	Kreatinin Klirensi - eGFR(MDRD formülü)	CALC	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104820	Kreatinin Klirensi-eGFR(CKD-EPI formülü)	CALC	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104820	Kreatinin Klirensi-eGFR(Schwartz formü.)	CALC	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104870	Kurşun (Tam kan)	AAS	Tam Kan (K3-EDTA), 1mL	Perşembe saat 18:00 saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
905,674	Kültür	Kült	Kültür Materyali	Hergün saat 20:00	3 gün sonra saat 18:00
	Kültür Ameliyathane Hava Kontrol		Hava Kontrolu Plağ ı	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
	Kültür Ameliyathane Sterilizasyon Kont		SWAB, İnce Uçlu (Steril)	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
	Kültür HAVA KONTROL		Hava Kontrolu Plağ ı	Hergün saat 20:00	5 gün sonra saat 18:00
	Kültür Mayi Kültürü	Kült	Kültür Materyali	Hergün saat 20:00	10 gün sonra saat 18:00
	Kültür Trakeal Aspirasyon	Kült	Aspirat	Hergün saat 13:00	2 gün sonra saat 18:00
	Kültür Yoğun Bakım Sterilizasyon Kont		SWAB, İnce Uçlu (Steril)	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
	Kültür Yoğun bakım hava kontrolü		Hava Kontrolu Plağ ı	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
906060	Kültür, Balgam	Kült	Balgam, Steril	Hergün saat 13:00	2 gün sonra saat 18:00
905,670	Kültür, Boğaz	Kült	Swab	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
905,730	Kültür, Bos	Kült	Beyin Omurilik Sıvısı	Hergün saat 16:00	4 gün sonra saat 18:00
905,677	Kültür, Burun	Kült	Swab-(Burun)	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
905,672	Kültür, Gaita	Kült	Gaita	Hergün saat 20:00	3 gün sonra saat 18:00
905,671	Kültür, İdrar	Kült	Steril İdrar	Hergün saat 15:00	2 gün sonra saat 18:00
906,673	Kültür, Kulak Akıntı	Kült	SWAB, İnce Uçlu (Steril)	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
906,120	Kültür, Mantar	Kült	Çeşitli Materyal	Hergün saat 15:00	14.gün ön rapor, 21.gün son rapor
	Kültür, Mayi vb. sıvı (Otom.Sis.)	Kült	Kültür Materyali	Hergün saat 20:00	10 gün sonra saat 18:00
905,676	Kültür, Servikal Akıntı	Kült	Kültür-Materyal	Hergün saat 13:00	2 gün sonra saat 18:00
905,678	Kültür, Sperm	Kült	Semen (Steril)	Hergün saat 15:00	3 gün sonra saat 18:00
905,676	Kültür, Üretral Akıntı	Kült	Üretral akıntı - Swab	Hergün saat 20:00	3 gün sonra saat 18:00
905,676	Kültür, Vagen	Kült	Swab-(Vagen)	Hergün saat 13:00	3 gün sonra saat 18:00
L104890	Laktik Asit (Lactate)	ENCE	Plazma (SodyumFluoridli), 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L104910	Laktik Asit (Lactate) (BOS)	ENCE	Beyin Omurilik Sıvısı, 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L104910	Laktik Asit (Lactate) (MAYI)	ENCE	Mayi, 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L104990	Lambda Hafif Zincir (Free)(İdrar)	Neph	24 saatlik İdrar, 10mL	Pazartesi saat 20:00	Perşembe saat 18:00
L104970	Lambda Hafif Zincir (Serbest) Serum	Neph	Serum, 500µL	Pazartesi saat 20:00	Perşembe saat 18:00
L104920	LDH (Laktatdehidrogenaz)	Spec	Serum, 250µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104930	LDH (BOS)	EUVK	Beyin Omurilik Sıvısı, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L104940	LDH (Mayi)	EUVK	Mayi, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L105000	LDL-Kolesterol	CALC	Serum, 300µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L105000	LDL-Kolesterol-Direkt	Spec	Serum, 500µL	Hergün saat 15:00	Aynı gün saat 18:00

	Legionella Pneumophila Antijen	RIA	Spot İdrar, 6mL	Hergün saat 15:00	10 gün sonra saat 18:00
L105120	Lipaz (Mayi)	ENCE	Mayi, 500µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
903,900	Lipid,Total	Spec	Serum, 200µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L105140	Lipoprotein (a)	ITUR	Serum, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 17:00	Ertesi gün saat 18:00
L105130	Lipoprotein Elektroforezi	EF	Serum, 3mL	Pazartesi saat 14:00	15 gün sonra saat 18:00
907,800	Listeria Aglütinasyon	Aggl	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	5 gün sonra saat 18:00
L114390	Lityum	Spec	Serum, 500µL	Hergün saat 18:00	Numune geldikten 5 saat sonra
907,810	LKM Ab (IFA)	IFA	Serum, 100µL	Çarşamba saat 20:00	Perşembe
L105200	Lupus Antikoagulan Tarama	KOAG	Plazma (Na-Sitrat), 1mL	Salı saat 20:00	Cuma saat 18:00
908,290	M.tuberculosis complex DNA (PCR)	PCR	Balgam,Tükürük,Vücut sıvıları,Kültür Materyali	Pazartesi saat 20:00	Cuma saat 18:00
L105230	Magnezyum	CHL	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L105230	Magnezyum (24 Saatlik İdrar)	COEN	24 saatlik İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L105230	Magnezyum (İdrar)	COEN	İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L105230	Magnezyum/Kreatinin Oranı (mg/g)	OTO	İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
	Makroprolaktin (Moleküler Formlar)	PEG1	Serum, 3mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 14:00	Ertesi gün saat 18:00
906,110	Mantar Arama (Deri Kazıntısında)	Kült	Deri kazıntısı, Tırnak, Saç	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
906060	Mantar Duyarlık Testi	RIA	Kültür Materyali, 1µL	Hergün saat 20:00	5 gün sonra saat 18:00
906,130	Mantar, Direkt Mikroskopi	Kült	Çeşitli Materyal	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L104070	Metanefrin (HPLC-İdrar)	HPLC	24 saatlik İdrar, 20mL	Perşembe saat 18:00	6 gün sonra saat 18:00
L104060	Metanefrin/Kreatinin (ug/g ; mmol/mol)	HPLC	İdrar, 20mL	Perşembe saat 18:00	6 gün sonra saat 18:00
905,070	Methemoglobin	Spec	Heparinli Tam Kan, 3mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
902,540	Mikroalbuminüri		24 saatlik İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L100330	Mikroalbuminüri (Alb/Krea)		İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
905,760	Mikroskopik Tetkik	Micr	Çeşitli Materyal	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
907,830	Monotest/Heterofil Antikor	Aggl	Serum, 1mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 15:00	1 gün sonra saat 18:00
907,690	Mumps Ab IgG	ELFA	Serum, 500µL	Salı saat 20:00	Cuma saat 18:00
907,700	Mumps Ab IgM	IFA	Serum, 500µL	Salı saat 20:00	Cuma saat 18:00
	Mycoplasma Hominis	Kült	Çeşitli Materyal	Hergün saat 15:00	3 gün sonra saat 18:00
	Mycoplasma Hominis (Ön idrar)	Kült	Ön İdrar (Steril)	Hergün saat 15:00	3 gün sonra saat 18:00
	Mycoplasma Hominis (Semen)	Kült	Semen (Steril)	Hergün saat 15:00	3 gün sonra saat 18:00
	Mycoplasma Hominis (Urethral)	Kült	Üretral akıntı - Swab	Hergün saat 15:00	3 gün sonra saat 18:00
	Mycoplasma Hominis(Cervical)	Kült	Cervical akıntı - Swab	Hergün saat 15:00	3 gün sonra saat 18:00
907,870	Mycoplasma Pneumonia IgG		Serum, 2mL	Cuma saat 20:00	4 gün sonra saat 18:00
907,860	Mycoplasma Pneumonia IgM	EIA	Serum, 1mL	Cuma saat 20:00	4 gün sonra saat 18:00
L105330	Myoglobin, Serum	ITUR	Serum, 2mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 13:00	3 gün sonra saat 18:00
L105510	Na Nitroprussiat	Spec	Spot İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	3 gün sonra saat 18:00
902,670	Nasal Smear	Micr	Swab-(Burun)	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	1 gün sonra saat 18:00
	Neisseria Gonorrhea PCR	PCR	Swab-(Çeşitli materyal)	Çarşamba saat 20:00	8 gün sonra 18:00
L104060	Norepinefrin (İdrar)	HPLC	24 saatlik İdrar, 10mL	Salı saat 18:00	8 gün sonra saat 18:00
L104070	Normetanefrin (HPLC-İdrar)	HPLC	24 saatlik İdrar, 10mL	Cuma saat 20:00	7 gün sonra saat 18:00
L104070	Normetanefrin/Kreatinin	HPLC	İdrar, 10mL	Cuma saat 20:00	7 gün sonra saat 18:00
L105530	Nöron Spesifik Enolaz (NSE)	ECLI	Serum, 250µL	Salı, Cuma saat 20:00	Çarşamba, Pazartesi saat 18:00
L106220	NT-proBNP	ECLI	Plazma (K3-EDTA), 1mL	Pazartesi, Perşembe saat 20:00	Salı, Cuma saat 18:00
L105740	Osmolarite (İdrar)	Spec	İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00

L105730	Osmolarite (Mayi)	Spec	Mayi, 400µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L105730	Osmolarite (Serum)	Spec	Serum, 400µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L105720	Osteokalsin (N-MID)	ECLI	Serum, 1mL	Salı saat 20:00	Perşembe saat 18:00
L105580	Oxalat (24 Saatlik İdrar)	Spec	24 saatlik İdrar, 5mL	Pazartesi, Perşembe saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L105570	Oxalat/Kreatinin (mmol/mol; mg/g)		İdrar, 5mL	Pazartesi, Perşembe saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L114520	Oxcarbapazine metaboliti (MHC)	HPLC	Serum, 1mL	Pazartesi, Çarşamba saat 15:00	7 gün sonra saat 18:00
907,880	P-ANCA	IFA	Serum, 300µL	Perşembe saat 20:00	Cuma saat 18:00
	PANDY	Micr	Ponksiyon sıvısı, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L105960	Parathormon (Intact)	ECLI	Tam Kan (K3-EDTA), 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	1 gün sonra saat 18:00
907,900	Parvovirus B-19 IgG	EIA	Serum, 2mL	Perşembe saat 20:00	7 gün sonra saat 18:00
907,910	Parvovirus B-19 IgM	IFA	Serum, 2mL	Perşembe saat 20:00	7 gün sonra saat 18:00
L106000	Periferik Yayma	PY	Tam Kan (K3-EDTA), 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	1 gün sonra saat 18:00
	Periferik Yayma (Hematoloji Uzmanı)	PY	Tam Kan (K3-EDTA), 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	3 gün sonra saat 18:00
	Perikardiyal Sıvı Analizi		Perikard Mayii, 5mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	1 gün sonra saat 18:00
	Peritoneal Sıvı Analizi		Periton Mayii, 5mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	1 gün sonra saat 18:00
L102600	PH (Gaita)	Stri	Gaita	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
901,320	PH (Mayi)	Stri	Çeşitli Materyal, 5mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L100280	Pıhtılaşma Zamanı (LEE-WHITE)		Hasta Başı	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L106040	Piruvat (Piruvik Asit)	Spec	EDTA'lı kan Periklorat ile çöktürülür. Süpermatant., 2mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L106050	Piruvat (Piruvik Asit) (BOS)	Spec	BOS süpernatantı(Periklorat ile çöktürülmüş), 2mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L106060	Piruvat Kinaz	Spec	Tam Kan (K3-EDTA), 1mL		Perşembe, Pazartesi saat 18:00
L106490	Plazma Renin Aktivitesi	RIA	Plazma(K3 EDTA)-Buz içinde, 1mL	Cuma saat 20:00	Pazartesi saat 18:00
	Plevral Sıvı Analizi		Plevral Mayii, 3mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	1 gün sonra saat 18:00
BOĞ01	Portör Boğaz Kültürü	Kült	Swab	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
BUR02	Portör Burun Kültürü	Kült	Swab	Hergün saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
GAI01	Portör Dışkı Kültürü	Kült	Gaita	Hergün saat 20:00	3 gün sonra saat 18:00
L106150	Potasyum	ISE	Serum, 1mL	Hergün saat 17:00	Ertesi gün saat 18:00
L106150	Potasyum (24 Saatlik İdrar)	ISE	24 saatlik İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L106150	Potasyum (BOS)	ISE	Beyin Omurilik Sıvısı, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L106150	Potasyum (İdrar)	ISE	İdrar, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Aynı gün saat 18:00
L106190	Potasyum (Mayi)	ISE	Mayi, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Aynı gün saat 18:00
L106170	Potasyum/Kreatinin Oranı (İdrar)		Spot İdrar, 5mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L106200	Prealbumin	Neph	Serum, 100µL	Pazartesi, Çarşamba saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L106240	Procalcitonin (PCT)	RFIA	Serum, 2mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L106230	Progesteron	ECLI	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L106260	Prolaktin	CHEM	Serum, 300µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L106330	Protein (BOS)	Turb	Beyin Omurilik Sıvısı, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L106340	Protein C Aktivitesi	ELFA	Plazma (Na-Sitrat), 2mL	Pazartesi saat 20:00	Cuma saat 18:00

L106350	Protein C Antijen	RID	Plazma-Na-Sitrat/Buz içinde, 3mL	Pazartesi saat 20:00	Cuma saat 18:00
L106360	Protein Elektroforezi	EF	Serum, 200µL	Çarşamba saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L106390	Protein S Aktivitesi	KOAG	Plazma (Na-Sitrat), 2mL	Pazartesi saat 20:00	Cuma saat 18:30
L106400	Protein S Antijen	RID	Plazma (Na-Sitrat), 3mL	Pazartesi saat 20:00	Cuma saat 18:00
L106430	Protrombin Zamanı	KOAG	Plazma (Na-Sitrat), 200µL	Hergün saat 18:00	Ertesi gün saat 18:00
L106280	PSA (Prostat Spesifik Antijen)	ECLI	Serum, 200µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L106270	PSA,Serbest (Free PSA)	ECLI	Serum, 200µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	Quantiferon TB GOLD	GE01	Özel tüp 3 adet, 10mL	Cuma saat 18:00 saat 18:00	5 gün sonra saat 18:00
	Quantiferon tüpü		Özel tüp 3 adet		
	Redüktan Madde (Gaita)	Spec	Gaita, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
	Redüktan Madde (İdrar)	Spec	Spot İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L106520	Retikülosit Sayısı	Micr	Tam Kan (K3-EDTA), 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	1 gün sonra saat 18:00
903,370	Rivalta	Micr	Ponksiyon sıvısı, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L106570	Romatoid Faktör	ITUR	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
907,980	ROTA Virus Ag	Aggl	Gaita	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
	RPR Testi	Aggl	Serum, 200µL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 15:00	1 gün sonra saat 18:00
	RSV Antijen	IFA	Swab-(Burun), 1mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 13:00	Ertesi gün saat 18:00
906,820	Rubella (Kızamıkçık) Ab IgG	ECLI	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
906,840	Rubella (Kızamıkçık) Ab IgM	ELFA	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
908,000	Rubella IgG (Avidite)	ELFA	Serum, 1mL	Cuma saat 20:00	Perşembe saat 18:00
907,710	Rubeola (Kızamık, Measles) Ab IgG	IFA	Serum, 200µL	Salı saat 20:00	Cuma saat 18:00
907,720	Rubeola (Kızamık, Measles) Ab IgM	IFA	Serum, 200µL	Salı saat 20:00	Cuma saat 18:00
L106620	Safra Asitleri (Açlık)	Spec	Serum, 1mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L106620	Safra Asitleri (Tokluk)	Spec	Post-prandial 2. saat serum, 1mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	Safra Kültürü		Safra Mayı, 3mL	Hergün saat 13:00	2 gün sonra saat 18:00
	Safra Mayı Mikroskopisi	Micr	Safra Mayı, 3mL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L114590	Salisilat	Spec	Serum, 400µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	Salmonella Shigella Antiserum Tanımlama	Kült	Gaita	Hergün saat 20:00	3 gün sonra saat 18:00
	SARS-CoV-2 RNA Real-Time PCR Test		Nazofarengeal Sürüntü	Hergün (Cumartesi hariç) saat	1 gün sonra saat 18:00
L106650	Sedimentasyon		Sedimentasyon Tüpü, 2mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat	Ertesi gün saat 18:00
L106670	Selenyum	AAS	Serum, 2mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat	5 gün sonra saat 18:00
L106760	Serbest T3 (Free T3)	ECLI	Serum, 300µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L106770	Serbest T4 (Free T4)	ECLI	Serum, 300µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L100840	Serum Amyloid-A	Neph	Serum, 1mL	Pazartesi, Çarşamba saat 20:00	Salı, Perşembe
L106660	SHBG	ECLI	Serum, 200µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	Sinovyal Sıvı Analizi		Sinovyal Sıvı, 3mL	Hergün saat 20:00	5 gün sonra saat 18:00
	Sinovyal Sıvı Kültürü	Kült	Sinovyal Sıvı	Hergün saat 13:00	4 gün sonra saat 18:00
	Sinovyal Sıvı Mikroskopisi	Micr	Sinovyal Sıvı, 1mL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L106900	Sitrik Asit (24 Saatlik İdrar)	Spec	24 saatlik İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L106890	Sitrik Asit/Kreatinin (mg/g)	Spec	İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L106910	Sodyum	ISE	Serum, 1mL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L106910	Sodyum (24 Saatlik İdrar)	ISE	24 saatlik İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L106950	Sodyum (BOS)	ISE	Beyin Omurilik Sıvısı, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00

L106930	Sodyum (İdrar)	ISE	İdrar, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L106950	Sodyum (Mayı)	ISE	Mayı, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L106950	Sodyum (Periton Sıvı)	ISE	Periton Mayıı, 10mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L106930	Sodyum/Kreatinin Oranı (İdrar)		İdrar, 5mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
	Soğuk Aglütinasyon	SERO	Serum+Tam Kan(ETDA), 300µL	Hergün saat 16:00	2 gün sonra saat 18:00
L108220	Sp IgE d1 D. pteronyssinus	CHEM	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L108210	Sp IgE d2 Dermatoph. farinae	CHEM	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L108640	Sp IgE e1 Kedi epiteli ve Kılı	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L108760	Sp IgE e2 Köpek epiteli	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L108760	Sp IgE e5 Köpek Kılı	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
903,710	Sp IgE ex1 Hayvan epiteli karışımı	FEIA	Serum, 1µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L107810	Sp IgE ex72 Ev KuşlarıTüyü	CHEM	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L109300	Sp IgE f1 Yumurta Akı	CHEM	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
903,720	Sp IgE f13 Fıstık (Peanut)	CHEM	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L109140	Sp IgE f14 Soya	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L108280	Sp IgE f17 Fındık	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L108440	Sp IgE f2 İnek Sütü (Cow Milk)	CHEM	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L109290	Sp IgE f245 Yumurta (Egg)	CHEM	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L108230	Sp IgE f25 Domates (Tomato)	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L108150	Sp IgE f256 Ceviz	FEIA	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	2 gün sonra saat 18:00
903,720	Sp IgE f27 Sığır Eti (Beef)	CHEM	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L108030	Sp IgE f3 Balık	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L108630	Sp IgE f300 Keçi sütü	CHEM	Serum, 1mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L109050	Sp IgE f33 Portakal (Orange)	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
	Sp IgE f360 Yoğurt	FEIA	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	3 gün sonra saat 18:00
L108030	Sp IgE f4 Buğday (Wheat)	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L108190	Sp IgE f44 Çilek	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L108170	Sp IgE f5 Çavdar (Rye)	FEIA	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L109310	Sp IgE f75 Yumurta sarısı	CHEM	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L107840	Sp IgE f76 Alfa-Laktalbumin	FEIA	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L108070	Sp IgE f77 Beta-Laktoglobulin	CHEM	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L109170	Sp IgE f78 Milk Casein	FEIA	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00

L108320	Sp IgE f79 Gluten/Gliadin	CHEM	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L108920	Sp IgE f92 Muz (Banana)	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L108490	Sp IgE f93 Kakao (Cacao)	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L107700	Sp IgE fx1 Kuruyemis Karisimi	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
	Sp IgE fx15 Meyve karışımı 1	FEIA	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
903,710	Sp IgE fx2 Deniz ürünleri	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
903,710	Sp IgE fx3 Tahıl/Un Karışımı	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L107700	Sp IgE fx5 Gıda Karışımı	CHEM	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L107650	Sp IgE gx1 Çayır Polenleri	CHEM	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L107650	Sp IgE gx2 Çayır Polenleri	CHEM	Serum, 1mL	Pazartesi saat 15:00	7 gün sonra saat 18:00
L107650	Sp IgE gx3 Çayır Polenleri	FEIA	Serum, 1mL	Pazartesi saat 15:00	7 gün sonra saat 18:00
903,720	Sp IgE h1 Greer Labs. (Ev tozu 1)	FEIA	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L107820	Sp IgE hx1 Ev Tozu Karışımı	CHEM	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L108380	Sp IgE i6 Hamam Böceği (Cockroach)	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L108790	Sp IgE k 82 Latex	FEIA	Serum, 1mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L107940	Sp IgE m3 Aspergillus fumigatus	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L107850	Sp IgE m6 Alternaria tenuis	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L107790	Sp IgE mx1 Küf ve Mayalar	FEIA	Serum, 1µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
903,720	Sp IgE t12 Söğüt poleni (Salix caprea)	RIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L107640	Sp IgE tx1 Ağaç karışımı	FEIA	Serum, 1µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L107640	Sp IgE tx2 Ağaç karışımı/Tree Pollens	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L107640	Sp IgE tx5 Ağaç karışımı (Erken açanlar)	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L107640	Sp IgE tx6 Ağaçlar (Geç açanlar)	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L107810	Sp IgE wx3 Yabani Ot Polenleri (Weeds)	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
L107810	Sp IgE wx6 Yabani Ot Pol.	FEIA	Serum, 300µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
	Sterkobilin-Gaita	Spec	Gaita	Hergün saat 15:00	1 gün sonra saat 18:00
905,670	Strep A (Swab Test)	Rapi	Swab	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	Şişe-Kan kültürü için	Kült	Kan, Steril, 5mL	Hergün saat 20:00	
	Şişe-Kan Kültürü için (Pediatrik)	Kült	Kan, Steril, 5mL	Hergün saat 20:00	
L114680	Tacrolimus (FK-506)	MEIA	Tam Kan (K3-EDTA) / Buz İÇİNDE, 5mL	Hergün saat 14:00	4 gün sonra saat 18:00
L107010	Tam İdrar Tetkiki	Micr	İdrar	Hergün saat 18:00	2 saat sonra
L107020	Tam Kan Sayımı	Coul	Tam Kan (K3-EDTA), 1mL	Hergün saat 17:00	3 saat sonra
L101810	Taş Analizi	Kimy	Taş (Üriner)	Pazartesi,Perşembe saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	TBC İlaç Rezistansı (MGIT)	Kült	Tbc bakterisi suşu	Hergün saat 15:00	30 gün sonra saat 18:00
906,170	TBC Kültürü (BBL-MGIT)	Kült	Balgam,İdr.,BAL,Mide suyu,Vücut sıvıları, Biyopsi	Hergün saat 15:00	45 gün sonra saat 18:00

	TCA (Trichloroacetic acid - İdrar)	COEN	İdrar, 50mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 15:00	2 gün sonra saat:18:00
L106780	Testesterone,Serbest		Serum, 500µL	Hergün saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
L106700	Testosteron, Total	ECLI	Serum, 300µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L114700	Theophylline	FPIA	Serum, 200µL	Hergün saat 16:00	Aynı gün sat 18:00
L107310	Thrombin Zamanı	ECLI	Plazma (Na-Sitrat), 2mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 18:00	3 gün sonr saat 18:00
L107080	Thyroxine Binding Globulin (TBG)	RIA	Serum, 2mL	Pazartesi saat 20:00	15 gün sonra saat 18:00
L107050	Tiroglobulin	CHEM	Serum, 400µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
906,750	Tiroid Mikrosomal Ab	CHEM	Serum, 300µL	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Tokluk Kan Şekeri (1.saat)	Spec	60.Dakika Serum-Buz içinde, 100µL	Hergün saat 17:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Tokluk Kan Şekeri (15.dk.)		15.Dakika Serum, 100µL	Hergün saat 17:00	Ertesi gün saat 18:00
L102890	Tokluk Kan Şekeri (2.saat)		PP 2.Saat Serum-NaFlorid, 100µL	Hergün saat 17:00	Ertesi gün saat 18:00
L102950	Tokluk Kan Şekeri (3.saat)		PP 3.Saat Serum-NaFlorid, 100µL	Hergün saat 17:00	Ertesi gün saat 18:00
L102890	Tokluk Kan Şekeri (30.dk.)		30.Dakika Serum-Buz içinde,	Hergün saat 17:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Tokluk Kan Şekeri (4.Saat)	Spec	4.Saat Serum-Buz içinde,	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Tokluk Kan Şekeri (5.Saat)	Spec	5.Saat Serum-Buz içinde,	Hergün saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L102940	Tokluk Kan Şekeri (90.dk.)		90.Dakika Serum-Buz içinde,	Hergün saat 17:00	Ertesi gün saat 18:00
L106300	Total Protein	Spec	Serum, 200µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L106320	Total Protein (24 saatlik İdrar)	COEN	24 saatlik İdrar, 10mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L106330	Total Protein (Mayı)	COEN	Mayı, 200µL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L106330	Total Protein (Synovial mayı)	COEN	Ponksiyon sıvısı, 200µL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L106310	Total Protein/Kreatinin		İdrar, 10mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
903,910	Total T3	ECLI	Serum, 200µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
903,920	Total T4	CLA	Serum, 200µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
906,910	Toxoplasma Ab IgG	ELFA	Serum, 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
906,930	Toxoplasma Ab IgM	ELFA	Serum, 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
908,070	Toxoplasma IgG (Avidite)	ELFA	Serum, 2mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	4 gün içinde saat 18:00
908,090	TPHA	SERO	Serum, 200µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 18:00	1 gün sonra saat 18:00
908,090	TPHA (BOS)	SERO	Beyin Omurilik Sıvısı, 200mL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 18:00	1 gün sonra saat 18:00
L107170	Transferrin	ITUR	Serum, 200µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	Trasferrin Saturasyonu	Spec	Serum, 500µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L107250	Trigliserit	Spec	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L107260	Trigliserit (Mayı)	ENCE	Mayı, 100µL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	Tripsin		Gaita, 3gr	Pazartesi saat 15:00	5 gün sonra saat 18:00
	Triptik Aktivite (Gaita)	Enzi	Gaita	Hergün (Cumartesi hariç) saat 20:00	2 gün sonra saat 18:00
	Troponin-I (TnI), High Sensitive	CLA	Serum, 300µL	Hergün saat 15:00	Aynı gün 3 saat sonra
L107370	Troponin-T (TnT)	ECLI	Serum, 300µL	Hergün saat 15:00	Aynı gün 3 saat sonra
L107380	TSH (Ultrasensitive hTSH)	ECLI	Serum, 300µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L107390	TSH Reseptör Ab (TRAB)	ECLI	Serum, 200µL	Çarşamba, Cumartesi saat 20:00	1 gün sonra saat 18:00
	Tubuler Fosfat Reabsorbs.	Spec	Serum+10 mL İdrar, 200µL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
906,160	Tüberküloz Kültürü (Löwenstein-jensen)	Kült	Balgam,İdr.,BAL,Mide suyu,Vücut sıvıları, Biyopsi	Hergün saat 15:00	56 gün sonra saat 18:00
906,280	Ureaplasma (Cervical)	Kült	Cervical akıntı - Swab	Hergün saat 15:00	3 gün sonra saat 18:00

906,280	Ureaplasma (Ön idrar)	Kült	Ön İdrar (Steril)	Hergün saat 15:00	3 gün sonra saat 18:00
906,280	Ureaplasma (Semen)	Kült	Semen (Steril)	Hergün saat 15:00	3 gün sonra saat 18:00
906,280	Ureaplasma (Urethral)	Kült	Üretral akıntı - Swab	Hergün saat 15:00	3 gün sonra saat 18:00
906,280	Ureaplasma Urealyticum	Kült	Swab-(Çeşitli materyal)	Hergün saat 15:00	3 gün sonra saat 18:00
L107410	Üçlü Test (16-22.Hafta)		Serum+Hasta Bilgi Formu, 1mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	2 gün sonra saat:18:00
L107420	Üre	EUVK	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L107440	Üre (24 Saatlik idrar)		24 saatlik İdrar, 100µL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L107430	Üre (İdrar)	EUVK	Spot İdrar, 10mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L107430	Üre (Mayi)	EUVK	Mayi, 10mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	Üre Klirensi	CALC	Serum + 1.saat 2.saat idrar	Hergün(Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
	Üre Klirensi	CALC	Serum	Hergün(Cumartesi hariç) saat 15:00	Ertesi gün saat 18:00
L107460	Ürik Asit	Spec	Serum, 100µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L107480	Ürik Asit (24 Saatlik İdrar)	ENCE	24 saatlik İdrar, 5mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L107460	Ürik Asit (Mayi)	ENCE	Mayi, 5mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L107470	Ürik Asit/Kreatinin (Spot İdrar)	CALC	İdrar, 5mL	Hergün(Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
905,676	Vagen,Direkt Mikroskopı	Micr	Swab-(Vagen)	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L114730	Valproik Asit (Depakin)	PHOT	Serum, 500µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
L107500	Vanilmandelik Asit (VMA-İdrar)	MKöl	24 saatlik İdrar, 10mL	Cuma saat 20:00	6 gün sonra Perşembe saat 18:00
	Vankomisin Direnci	CHEM	Gafta, 250µL	Hergün saat 16:00	3 gün sonra
908,100	Varicella Zoster IgG	IFA	Serum, 100µL	Salı saat 20:00	Cuma saat 18:00
908,110	Varicella Zoster IgM	IFA	Serum, 100µL	Salı saat 20:00	Cuma saat 18:00
906,290	VDRL	Aggl	Serum, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 14:00	1 gün sonra saat 18:00
906,290	VDRL (BOS)	Aggl	Beyin Omurilik Sıvısı, 100µL	Hergün (Cumartesi hariç) saat 14:00	1 gün sonra saat 18:00
L107520	Vitamin B12	CHEM	Serum, 200µL	Hergün saat 16:00	Ertesi gün saat 18:00
	Vitamin B6 (Pridoksal-5-fosfat)	EIA	Tam Kan (K3-EDTA), 3mL	Pazartesi saat 15:00	15 gün sonra saat 18:00
904180	VLDL-Kolesterol	Spec	Serum, 200µL	Hergün saat 17:00	Ertesi gün saat 18:00
L107490	VMA/Kreatinin Oranı	MKöl	İdrar, 10mL	Cuma saat 20:00	6 gün sonra Perşembe saat 18:00
GENETİK TANI TESTLERİ					
Sıra	TEST ADI	Test Süresi (Gün)	NUMUNE TÜRÜ	Numune Miktarı	Kapak/Tüp
1	**ADEFOVİR DİRENÇ A. (SERUM)	15	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
2	**ADENOVİRUS DNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
3	**ADENOVİRUS DNA PCR (BRONŞ LAVAJI)	5	BRONŞ LAVAJI	5 mL	Steril Kap
4	**ADENOVİRUS DNA PCR (GÖZ YAŞI)	5	GÖZ YAŞI	2 mL	Steril Kap
5	**ADENOVİRUS DNA PCR (İDRAR)	5	İDRAR	5 mL	Steril Kap
6	**ADENOVİRUS DNA PCR (MAİ)	5	MAİ	-	Steril Kap
7	**ADENOVİRUS DNA PCR (NFA)	5	NFA	-	Steril Kap
8	**ADENOVİRUS DNA PCR (PLAZMA (EDTA))	5	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
9	**ADENOVİRUS DNA PCR (SERUM)	5	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
10	**ADENOVİRUS DNA PCR (SWAP (GÖZ))	5	SWAP (GÖZ)	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
11	**ADENOVİRUS DNA PCR (SWAP (NF))	5	SWAP (NF)	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
12	**ADENOVİRUS DNA PCR (TRAKEAL ASPIRAT)	5	TRAKEAL ASPIRAT	-	Steril Kap
13	**BRUCELLA DNA PCR (ANNE SÜTÜ)	15	ANNE SÜTÜ	2 mL	Steril Kap
14	**BRUCELLA DNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
15	**BRUCELLA DNA PCR (DOKU)	15	DOKU	-	Steril Kap

16	**BRUCELLA DNA PCR (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	15	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
17	**BRUCELLA DNA PCR (PLAZMA (EDTA))	15	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
18	**CHLAMYDIA DNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
19	**CHLAMYDIA DNA PCR (İDRAR)	10	İDRAR	5 mL	Steril Kap
20	**CHLAMYDIA DNA PCR (SEMEN)	10	SEMEN	-	Steril Kap
21	**CHLAMYDIA DNA PCR (SWAP)	10	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
22	**CHLAMYDIA DNA PCR (THİN PREP)	10	THİN PREP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
23	**CHLAMYDIA DNA PCR (ÜRİNER AKINTI)	10	ÜRİNER AKINTI	2 mL	Steril Kap
24	**CMV DİRENÇ A. (UL97 & UL54) (PLAZMA (EDTA))	30	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
25	**CMV DNA PCR KALİTATİF (AMNİYON SIVISI)	3	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
26	**CMV DNA PCR KALİTATİF (ANNE SÜTÜ)	3	ANNE SÜTÜ	2 mL	Steril Kap
27	**CMV DNA PCR KALİTATİF (BALGAM)	3	BALGAM	-	Steril Kap
28	**CMV DNA PCR KALİTATİF (BİYOPSİ)	4	BİYOPSİ	-	Steril Kap
29	**CMV DNA PCR KALİTATİF (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
30	**CMV DNA PCR KALİTATİF (BRONŞ LAVAJI)	3	BRONŞ LAVAJI	5 mL	Steril Kap
31	**CMV DNA PCR KALİTATİF (CVS MATERYALI)	3	CVS MATERYALI	20 mg	Transport Medium
32	**CMV DNA PCR KALİTATİF (DOKU)	4	DOKU	-	Steril Kap
33	**CMV DNA PCR KALİTATİF (GAİTA)	3	GAİTA	-	Steril Kap
34	**CMV DNA PCR KALİTATİF (İDRAR)	3	İDRAR	5 mL	Steril Kap
35	**CMV DNA PCR KALİTATİF (PARAFİN BLOK)	4	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
36	**CMV DNA PCR KALİTATİF (PLAZMA (EDTA))	3	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
37	**CMV DNA PCR KALİTATİF (PLEVRA SIVISI)	3	PLEVRA SIVISI	2 mL	Steril Kap
38	**CMV DNA PCR KALİTATİF (SERUM)	3	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
39	**CMV DNA PCR KALİTATİF (SWAP)	4	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
40	**CMV DNA PCR KANTİTATİF (AMNİYON SIVISI)	3	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
41	**CMV DNA PCR KANTİTATİF (BİYOPSİ)	4	BİYOPSİ	-	Steril Kap
42	**CMV DNA PCR KANTİTATİF (BRONŞ LAVAJI)	3	BRONŞ LAVAJI	5 mL	Steril Kap
43	**CMV DNA PCR KANTİTATİF (DOKU)	4	DOKU	-	Steril Kap
44	**CMV DNA PCR KANTİTATİF (İDRAR)	3	İDRAR	5 mL	Steril Kap
45	**CMV DNA PCR KANTİTATİF (KEMİK İLİĞİ (PLAZMA EDTA))	3	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
46	**CMV DNA PCR KANTİTATİF (KORDON KANI (PLAZMA EDTA))	3	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
47	**CMV DNA PCR KANTİTATİF (PLAZMA (EDTA))	3	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
48	**CMV DNA PCR KANTİTATİF (SERUM)	3	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
49	**CMV DNA PCR KANTİTATİF (VÜCUT SIVISI)	3	VÜCUT SIVISI	2 mL	Steril Kap
50	**COVID19 PCR (SARS-CoV-2 PCR)	1	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
51	**CYBH PANELİ (BİYOPSİ)	10	BİYOPSİ	-	Steril Kap
52	**CYBH PANELİ (DIŞ GENİTAL BÖLGE BİYOPSİ)	10	DIŞ GENİTAL BÖLGE BİYOPSİ	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
53	**CYBH PANELİ (İDRAR)	10	İDRAR	5 mL	Steril Kap
54	**CYBH PANELİ (SEMEN)	10	SEMEN	-	Steril Kap
55	**CYBH PANELİ (SWAP)	10	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
56	**CYBH PANELİ (THİN PREP)	10	THİN PREP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
57	**CYBH PANELİ (ÜRİNER AKINTI)	10	ÜRİNER AKINTI	2 mL	Steril Kap
58	**EBV DNA PCR (AĞIZ ÇALKANTI SUYU)	3	AĞIZ ÇALKANTI SUYU	2 mL	Steril Kap
59	**EBV DNA PCR (BİYOPSİ)	3	BİYOPSİ	-	Steril Kap
60	**EBV DNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
61	**EBV DNA PCR (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	3	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
62	**EBV DNA PCR (PARAFİN BLOK)	3	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
63	**EBV DNA PCR (PLAZMA (EDTA))	3	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
64	**EBV DNA PCR (SERUM)	3	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
65	**EBV DNA PCR KANTİTATİF (PLAZMA (EDTA))	3	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
66	**EBV DNA PCR KANTİTATİF (SERUM)	3	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
67	**ENTEROVİRUS RNA PCR (PLAZMA (EDTA))	10	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
68	**ENTEROVİRUS RNA PCR (GAİTA)	10	GAİTA	-	Steril Kap
69	**ENTEROVİRUS RNA PCR (BOS)	10	BOS	1 mL	Steril Kap

70	**ENTEROVIRUS RNA PCR (BRONŞ LAVAJI)	10	BRONŞ LAVAJI	5 mL	Steril Kap
71	**ENTEROVIRUS RNA PCR (NFA)	10	NFA	-	Steril Kap
72	**ENTEROVIRUS RNA PCR (SERUM)	10	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
73	**ENTEROVIRUS RNA PCR (SWAP (NF))	10	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
74	**ENTEROVIRUS RNA PCR (TRAKEAL ASPIRAT)	10	TRAKEAL ASPIRAT	-	Steril Kap
75	**HBV DNA GENOTİP A. (SERUM)	20	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
76	**HBV DNA PCR KALİTATİF (BIYOPSİ)	7	BIYOPSİ	-	Steril Kap
77	**HBV DNA PCR KALİTATİF (SERUM)	7	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
78	**HBV DNA PCR KANTİTATİF (KORDON KANI (EDTA))	7	KORDON KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
79	**HBV DNA PCR KANTİTATİF (PLAZMA (EDTA))	7	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
80	**HBV DNA PCR KANTİTATİF (SEMEN)	7	SEMEN	-	Steril Kap
81	**HBV DNA PCR KANTİTATİF (SERUM)	7	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
82	**HCV RNA GENOTİP A. (SERUM)	20	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
83	**HCV RNA PCR KALİTATİF (SERUM)	7	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
84	**HCV RNA PCR KANTİTATİF (PLAZMA (EDTA))	7	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
85	**HCV RNA PCR KANTİTATİF (SEMEN)	7	SEMEN	-	Steril Kap
86	**HCV RNA PCR KANTİTATİF (SERUM)	7	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
87	**HDV RNA PCR KANTİTATİF (PLAZMA (EDTA))	10	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
88	**HDV RNA PCR KANTİTATİF (SERUM)	10	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
89	**HHV TİP 6 DNA PCR (AMNİYON SIVISI)	5	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
90	**HHV TİP 6 DNA PCR (BIYOPSİ)	5	BIYOPSİ	-	Steril Kap
91	**HHV TİP 6 DNA PCR (BOS)	5	BOS	1 mL	Steril Kap
92	**HHV TİP 6 DNA PCR (DNA KAN)	5	DNA	40 uL	Ependorf
93	**HHV TİP 6 DNA PCR (PLAZMA (EDTA))	5	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
94	**HHV TİP 6 DNA PCR (SERUM)	5	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
95	**HHV TİP 8 DNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
96	**HHV TİP 8 DNA PCR (DNA KAN)	7	DNA	40 uL	Ependorf
97	**HHV TİP 8 DNA PCR (PLAZMA (EDTA))	7	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
98	**HIV 1 RNA PCR KALİTATİF (PLAZMA (EDTA))	7	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
99	**HIV 1 RNA PCR KANTİTATİF (PLAZMA (EDTA))	7	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
100	**HIV 1 RNA PCR KANTİTATİF (SEMEN)	7	SEMEN	-	Steril Kap
101	**HIV 1 RNA PCR KANTİTATİF (SERUM)	7	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
102	**HIV İLAÇ DİRENÇ A. P. (PROTEAZ + REVERSE TRANSKRİPTAZ +	20	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
103	**HPV DNA GENOTİP A. (TÜM TİPLER) (BIYOPSİ)	14	BIYOPSİ	-	Steril Kap
104	**HPV DNA GENOTİP A. (TÜM TİPLER) (DNA)	14	DNA	40 uL	Ependorf
105	**HPV DNA GENOTİP A. (TÜM TİPLER) (DOKU)	14	DOKU	-	Steril Kap
106	**HPV DNA GENOTİP A. (TÜM TİPLER) (İDRAR)	14	İDRAR	5 mL	Steril Kap
107	**HPV DNA GENOTİP A. (TÜM TİPLER) (LAM)	14	LAM	-	Steril Kap
108	**HPV DNA GENOTİP A. (TÜM TİPLER) (PARAFİN BLOK)	14	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
109	**HPV DNA GENOTİP A. (TÜM TİPLER) (SEMEN)	14	SEMEN	-	Steril Kap
110	**HPV DNA GENOTİP A. (TÜM TİPLER) (SWAP (BOĞAZ))	14	SWAP (BOĞAZ)	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
111	**HPV DNA GENOTİP A. (TÜM TİPLER) (SWAP)	14	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
112	**HPV DNA GENOTİP A. (TÜM TİPLER) (THİN PREP)	14	THİN PREP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
113	**HPV DNA PCR (AĞIZ ÇALKANTI SUYU)	7	AĞIZ ÇALKANTI SUYU	2 mL	Steril Kap
114	**HPV DNA PCR (AĞIZ MUKOZASI)	7	AĞIZ MUKOZASI	2 mL	Steril Kap
115	**HPV DNA PCR (BIYOPSİ)	7	BIYOPSİ	-	Steril Kap
116	**HPV DNA PCR (DOKU)	7	DOKU	-	Steril Kap
117	**HPV DNA PCR (İDRAR)	7	İDRAR	5 mL	Steril Kap
118	**HPV DNA PCR (LAM)	7	LAM	-	Steril Kap
119	**HPV DNA PCR (PARAFİN BLOK)	7	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
120	**HPV DNA PCR (SEMEN)	7	SEMEN	-	Steril Kap
121	**HPV DNA PCR (SWAP)	7	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
122	**HPV DNA PCR (THİN PREP)	7	THİN PREP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
123	**HSV TİP 1 DNA PCR (AMNİYON SIVISI)	10	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
124	**HSV TİP 1 DNA PCR (BIYOPSİ)	10	BIYOPSİ	-	Steril Kap

125	**HSV TİP 1 DNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
126	**HSV TİP 1 DNA PCR (DNA BOS)	10	DNA BOS	40 uL	Ependorf
127	**HSV TİP 1 DNA PCR (DNA KAN)	10	DNA	40 uL	Ependorf
128	**HSV TİP 1 DNA PCR (İDRAR)	10	İDRAR	5 mL	Steril Kap
129	**HSV TİP 1 DNA PCR (KORDON KANI (EDTA))	10	KORDON KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
130	**HSV TİP 1 DNA PCR (PARAFİN BLOK)	10	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
131	**HSV TİP 1 DNA PCR (PLAZMA (EDTA))	10	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
132	**HSV TİP 1 DNA PCR (SERUM)	10	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
133	**HSV TİP 1 DNA PCR (SWAP)	10	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
134	**HSV TİP 1 DNA PCR (THİN PREP)	10	THİN PREP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
135	**HSV TİP 1 DNA PCR (VÜCUT SIVISI)	3	VÜCUT SIVISI	2 mL	Steril Kap
136	**HSV TİP 2 DNA PCR (AMNİYON SIVISI)	10	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
137	**HSV TİP 2 DNA PCR (BİYOPSİ)	10	BİYOPSİ	-	Steril Kap
138	**HSV TİP 2 DNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
139	**HSV TİP 2 DNA PCR (DNA BOS)	10	DNA BOS	40 uL	Ependorf
140	**HSV TİP 2 DNA PCR (DNA KAN)	10	DNA	40 uL	Ependorf
141	**HSV TİP 2 DNA PCR (İDRAR)	10	İDRAR	5 mL	Steril Kap
142	**HSV TİP 2 DNA PCR (KORDON KANI (EDTA))	10	KORDON KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
143	**HSV TİP 2 DNA PCR (PARAFİN BLOK)	10	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
144	**HSV TİP 2 DNA PCR (PLAZMA (EDTA))	10	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
145	**HSV TİP 2 DNA PCR (SERUM)	10	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
146	**HSV TİP 2 DNA PCR (SWAP)	10	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
147	**HSV TİP 2 DNA PCR (THİN PREP)	10	THİN PREP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
148	**HSV TİP 2 DNA PCR (VÜCUT SIVISI)	3	VÜCUT SIVISI	2 mL	Steril Kap
149	**INFLUENZA A, B VİRÜS RNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
150	**INFLUENZA A, B VİRÜS RNA PCR (SERUM)	3	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
151	**INFLUENZA A, B VİRÜS RNA PCR (SWAP (NF))	3	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
152	**MENENJİT PANELİ (BAKTERİYEL) (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
153	**MENENJİT PANELİ (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
154	**MENENJİT PANELİ (VİRAL) (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
155	**MİKROBİYOTA ANALİZİ (GAİTA)	30	GAİTA	-	Steril Kap
156	**MYCOPLASMA GENITALIUM DNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
157	**MYCOPLASMA GENITALIUM DNA PCR (İDRAR)	10	İDRAR	5 mL	Steril Kap
158	**MYCOPLASMA GENITALIUM DNA PCR (SEMEN)	10	SEMEN	-	Steril Kap
159	**MYCOPLASMA GENITALIUM DNA PCR (SWAP)	10	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
160	**MYCOPLASMA GENITALIUM DNA PCR (THİN PREP)	10	THİN PREP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
161	**MYCOPLASMA GENITALIUM DNA PCR (ÜRİNER AKINTI)	10	ÜRİNER AKINTI	2 mL	Steril Kap
162	**MYCOPLASMA GENITALIUM DNA PCR (VÜCUT SIVILARI)	10	VÜCUT SIVISI	2 mL	Steril Kap
163	**MYCOPLASMA HOMİNİS DNA PCR (BALGAM)	10	BALGAM	-	Steril Kap
164	**MYCOPLASMA HOMİNİS DNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
165	**MYCOPLASMA HOMİNİS DNA PCR (BRONŞ LAVAJI)	10	BRONŞ LAVAJI	5 mL	Steril Kap
166	**MYCOPLASMA HOMİNİS DNA PCR (İDRAR)	10	İDRAR	5 mL	Steril Kap
167	**MYCOPLASMA HOMİNİS DNA PCR (SEMEN)	10	SEMEN	-	Steril Kap
168	**MYCOPLASMA HOMİNİS DNA PCR (SWAP)	10	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
169	**MYCOPLASMA HOMİNİS DNA PCR (ÜRİNER AKINTI)	10	ÜRİNER AKINTI	2 mL	Steril Kap
170	**MYCOPLASMA HOMİNİS DNA PCR (VÜCUT SIVILARI)	10	VÜCUT SIVISI	2 mL	Steril Kap
171	**NEISSERIA GONORRHOAE DNA PCR (İDRAR)	10	İDRAR	5 mL	Steril Kap
172	**NEISSERIA GONORRHOAE DNA PCR (SEMEN)	10	SEMEN	-	Steril Kap
173	**NEISSERIA GONORRHOAE DNA PCR (SWAP)	10	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
174	**NEISSERIA GONORRHOAE DNA PCR (THİN PREP)	10	THİN PREP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
175	**NEISSERIA GONORRHOAE DNA PCR (ÜRİNER AKINTI)	10	ÜRİNER AKINTI	2 mL	Steril Kap
176	**PARVOVİRUS B19 DNA PCR (BİYOPSİ)	5	BİYOPSİ	-	Steril Kap
177	**PARVOVİRUS B19 DNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
178	**PARVOVİRUS B19 DNA PCR (DNA KAN)	5	DNA	40 uL	Ependorf
179	**PARVOVİRUS B19 DNA PCR (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	5	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak

180	**PARVOVİRUS B19 DNA PCR (KORDON KANI (EDTA))	5	KORDON KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
181	**PARVOVİRUS B19 DNA PCR (PLAZMA (EDTA))	5	EDTA	5 mL	Mor Kapak
182	**PARVOVİRUS B19 DNA PCR (PLAZMA (EDTA))	5	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
183	**PARVOVİRUS B19 DNA PCR (SERUM)	5	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
184	**PARVOVİRUS B19 DNA PCR PNT (AMNİYON SIVISI)	5	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
185	**PARVOVİRUS B19 DNA PCR PNT (KORDON KANI (EDTA))	5	KORDON KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
186	**PARVOVİRUS B19 DNA PCR PNT (KORDON KANI (HEPARİN))	5	KORDON KANI (HEPARİN)	2 mL	Yeşil Kapak
187	**PNEUMOCYSTİS JİROVEÇİİ DNA PCR (BALGAM)	10	BALGAM	-	Steril Kap
188	**PNEUMOCYSTİS JİROVEÇİİ DNA PCR (BRONŞ LAVAJI)	10	BRONŞ LAVAJI	5 mL	Steril Kap
189	**PNEUMOCYSTİS JİROVEÇİİ DNA PCR (PLAZMA (EDTA))	10	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
190	**PNEUMOCYSTİS JİROVEÇİİ DNA PCR (SWAP)	10	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
191	**PNEUMOCYSTİS JİROVEÇİİ DNA PCR (TRAKEAL ASPIRAT)	10	TRAKEAL ASPIRAT	-	Steril Kap
192	**POLYOMA BK VİRUS DNA PCR (BİYOPSİ)	3	BİYOPSİ	-	Steril Kap
193	**POLYOMA BK VİRUS DNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
194	**POLYOMA BK VİRUS DNA PCR (DNA İDRAR)	3	DNA İDRAR	40 uL	Ependorf
195	**POLYOMA BK VİRUS DNA PCR (İDRAR)	3	İDRAR	5 mL	Steril Kap
196	**POLYOMA BK VİRUS DNA PCR (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	3	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
197	**POLYOMA BK VİRUS DNA PCR (PLAZMA (EDTA))	3	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
198	**POLYOMA BK VİRUS DNA PCR (SERUM)	3	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
199	**RESPIRATORY PANEL (28 ETKEN) (BALGAM)	3	BALGAM	-	Steril Kap
200	**RESPIRATORY PANEL (28 ETKEN) (BRONŞ LAVAJI)	3	BRONŞ LAVAJI	5 mL	Steril Kap
201	**RESPIRATORY PANEL (28 ETKEN) (NFA)	3	NFA	-	Steril Kap
202	**RESPIRATORY PANEL (28 ETKEN) (SWAP (BOĞAZ))	3	SWAP (BOĞAZ)	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
203	**RESPIRATORY PANEL (28 ETKEN) (SWAP (NF))	3	SWAP (NF)	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
204	**RSV A RNA PCR (BALGAM)	10	BALGAM	-	Steril Kap
205	**RSV A RNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
206	**RSV A RNA PCR (BRONŞ LAVAJI)	10	BRONŞ LAVAJI	5 mL	Steril Kap
207	**RSV A RNA PCR (NFA)	10	NFA	-	Steril Kap
208	**RSV A RNA PCR (RNA)	10	RNA	30 uL	Ependorf
209	**RSV A RNA PCR (SWAP (NF))	10	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
210	**RSV A RNA PCR (TRAKEAL ASPIRAT)	10	TRAKEAL ASPIRAT	-	Steril Kap
211	**RSV B RNA PCR (BALGAM)	10	BALGAM	-	Steril Kap
212	**RSV B RNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
213	**RSV B RNA PCR (BRONŞ LAVAJI)	10	BRONŞ LAVAJI	5 mL	Steril Kap
214	**RSV B RNA PCR (NFA)	10	NFA	-	Steril Kap
215	**RSV B RNA PCR (SWAP (NF))	10	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
216	**RSV B RNA PCR (TRAKEAL ASPIRAT)	10	TRAKEAL ASPIRAT	-	Steril Kap
217	**RUBELLA RNA PCR (AMNİYON SIVISI)	15	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
218	**RUBELLA RNA PCR (BOS)	15	BOS	1 mL	Steril Kap
219	**RUBELLA RNA PCR (CVS MATERYALİ)	15	CVS MATERYALİ	20 mg	Transport Medium
220	**RUBELLA RNA PCR (CVS) (CVS MATERYALİ)	15	CVS MATERYALİ	20 mg	Transport Medium
221	**RUBELLA RNA PCR (KORDON KANI (EDTA))	15	KORDON KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
222	**RUBELLA RNA PCR (PLAZMA (EDTA))	15	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
223	**RUBELLA RNA PCR (PLAZMA (EDTA)) (FAZLA KAYIT)	15	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
224	**TORCH PCR PANELİ (AMNİYON SIVISI)	10	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
225	**TORCH PCR PANELİ (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
226	**TORCH PCR PANELİ (PLAZMA (EDTA))	10	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
227	**TOXOPLASMA DNA PCR (PLAZMA (EDTA))	10	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
228	**TOXOPLASMA DNA PCR (AS) (AMNİYON SIVISI)	10	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
229	**TOXOPLASMA DNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
230	**TOXOPLASMA DNA PCR (BOS) (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
231	**TOXOPLASMA DNA PCR (CVS) (CVS MATERYALİ)	10	CVS MATERYALİ	20 mg	Transport Medium
232	**TOXOPLASMA DNA PCR (İDRAR)	10	İDRAR	5 mL	Steril Kap
233	**TOXOPLASMA DNA PCR (KORDON KANI (EDTA))	10	KORDON KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak

234	**TOXOPLASMA DNA PCR (SERUM)	10	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
235	**TOXOPLASMA GONDII DNA PCR (AMNİYON SIVISI)	10	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
236	**TOXOPLASMA GONDII DNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
237	**TOXOPLASMA GONDII DNA PCR (CVS MATERYALI)	10	CVS MATERYALI	20 mg	Transport Medium
238	**TOXOPLASMA GONDII DNA PCR (DNA KAN)	10	DNA	40 uL	Ependorf
239	**TOXOPLASMA GONDII DNA PCR (KK)	10	KORDON KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
240	**TOXOPLASMA GONDII DNA PCR (PLAZMA (EDTA))	10	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
241	**TOXOPLASMA GONDII DNA PCR (PLAZMA(EDTA))	10	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
242	**TOXOPLASMA GONDII DNA PCR (SERUM)	10	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
243	**TOXOPLASMA GONDII DNA PCR PNT (AMNİYON SIVISI)	10	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
244	**TOXOPLASMA GONDII DNA PCR PNT (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
245	**TOXOPLASMA GONDII DNA PCR PNT (CVS MATERYALI)	10	CVS MATERYALI	20 mg	Transport Medium
246	**TOXOPLASMA GONDII DNA PCR PNT (KK)	10	KORDON KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
247	**TOXOPLASMA GONDII DNA PCR PNT (PLAZMA (EDTA))	10	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
248	**TOXOPLASMA GONDII DNA PCR PNT (SERUM)	10	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
249	**TREPONEMA PALLIDUM DNA PCR (AMNİYON SIVISI)	10	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
250	**TREPONEMA PALLIDUM DNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
251	**TREPONEMA PALLIDUM DNA PCR (İDRAR)	10	İDRAR	5 mL	Steril Kap
252	**TREPONEMA PALLIDUM DNA PCR (PLAZMA (EDTA))	10	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
253	**TRICHOMONAS VAGINALIS DNA PCR (İDRAR)	10	İDRAR	5 mL	Steril Kap
254	**TRICHOMONAS VAGINALIS DNA PCR (SWAP)	10	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
255	**ÜREAPLASMA PARVUM DNA PCR (İDRAR)	7	İDRAR	5 mL	Steril Kap
256	**ÜREAPLASMA PARVUM DNA PCR (SWAP)	7	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
257	**ÜREAPLASMA PARVUM DNA PCR (THİN PREP)	7	THİN PREP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
258	**ÜREAPLASMA ÜREALYTICUM DNA PCR (İDRAR)	10	İDRAR	5 mL	Steril Kap
259	**ÜREAPLASMA ÜREALYTICUM DNA PCR (SEMEN)	10	SEMEN	-	Steril Kap
260	**ÜREAPLASMA ÜREALYTICUM DNA PCR (SWAP)	10	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
261	**ÜREAPLASMA ÜREALYTICUM DNA PCR (THİN PREP)	10	THİN PREP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
262	**ÜRETRİT PANELİ (İDRAR)	10	İDRAR	5 mL	Steril Kap
263	**ÜRETRİT PANELİ (SWAP)	10	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
264	**VZV DNA PCR (AMNİYON SIVISI)	7	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
265	**VZV DNA PCR (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
266	**VZV DNA PCR (İDRAR)	7	İDRAR	5 mL	Steril Kap
267	**VZV DNA PCR (PLAZMA (EDTA))	7	PLAZMA EDTA	5 mL	Mor Kapak
268	**VZV DNA PCR (SERUM)	7	SERUM	5 mL	Sarı Kapak
269	**VZV DNA PCR (VEZİKÜL SIVISI)	7	VEZİKÜL SIVISI	2 mL	Steril Kap
270	**VZV DNA PCR (VÜCUT SIVISI)	3	VÜCUT SIVISI	2 mL	Steril Kap
271	*11q22.3 del FISH A.-ATM (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
272	*11q22.3 del FISH A.-ATM (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
273	*11q22.3 del FISH A.-ATM (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
274	*11q23 FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
275	*11q23 FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
276	*11q23 FISH A. (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
277	*13q14 del FISH A.-RB1 (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
278	*13q14 del FISH A.-RB1 (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
279	*13q34 FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
280	*13q34 FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
281	*14q32 del FISH A.-IgH (AMNİYON SIVISI)	30	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
282	*14q32 del FISH A.-IgH (KAN (HEPARİN))	30	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
283	*14q32 del FISH A.-IgH (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
284	*17q11-q12 FISH A. (HER 2/NEU) (DOKU)	14	DOKU	-	Steril Kap
285	*17q11-q12 FISH A. (HER 2/NEU) (LAM)	14	LAM	-	Steril Kap
286	*17q11-q12 FISH A. (HER 2/NEU) (PARAFİN BLOK)	14	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
287	*19p13 FISH A. E2A (BUCCAL SMEAR)	15	BUCCAL SMEAR	-	Transport Medium
288	*19p13 FISH A. E2A (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak

289	*19p13 FISH A. E2A (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
290	*1p19q FISH A. (PARAFİN BLOK)	20	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
291	*1p36 del FISH A. (AMNİYON SIVISI)	15	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
292	*1p36 del FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
293	*1p36 del FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
294	*1p36 del FISH A. (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
295	*20q12 del FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
296	*20q12 del FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
297	*21 HİDROKSİLİZ EKSIK.-CYP21A2 TGDA (AMNİYON SIVISI)	45	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
298	*21 HİDROKSİLİZ EKSIK.-CYP21A2 TGDA (DNA)	45	DNA	40 uL	Ependorf
299	*21 HİDROKSİLİZ EKSIK.-CYP21A2 TGDA (KAN (EDTA))	45	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
300	*6q22 FISH A.-ROS1 (AKCİĞER SIVISI)	15	AKCİĞER SIVISI	5 mL	Steril Kap
301	*6q22 FISH A.-ROS1 (DOKU)	15	DOKU	-	Steril Kap
302	*6q22 FISH A.-ROS1 (KAN (EDTA))	15	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
303	*6q22 FISH A.-ROS1 (LAM)	15	LAM	-	Steril Kap
304	*6q22 FISH A.-ROS1 (PARAFİN BLOK)	20	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
305	*7p12 del FISH A.-EGFR (ONKOLOJİ) (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
306	*7p12 del FISH A.-EGFR (ONKOLOJİ) (TTD)	15	TTD	-	Steril Kap
307	*7p12.2 FISH A. IKZF1 (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
308	*7p12.2 FISH A. IKZF1 (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
309	*7q11.23 del FISH A. (WILLIAMS S.) (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
310	*7q11.23 del FISH A. (WILLIAMS S.) (KARDİYAK KAN (HEPARİN))	15	KARDİYAK KAN (HEPARİN)	2 mL	Yeşil Kapak
311	*7q11.23 del FISH A. (WILLIAMS S.) (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
312	*7q11.23 del FISH A. (WILLIAMS S.) (KORDON KANI (HEPARİN))	15	KORDON KANI (HEPARİN)	2 mL	Yeşil Kapak
313	*7q11.23 del FISH A. (WILLIAMS S.) (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
315	*9p21 del FISH A.-p16/CEP9 (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
316	*9p21 del FISH A.-p16/CEP9 (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
317	*AİLESEL HİPERKOLESTOLEMİ GEN PANELİ (7 GEN)	60	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
318	*AKCİĞER Ca. GENİŞLETİLMİŞ SOMATİK MUTASYON ANALİZİ (ARCHER FU	21	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
319	*AKONDROPLAZİ-FGFR3 HMA (G1138A/C) (ABORT MATERYALİ)	20	ABORT MATERYALİ	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
320	*AKONDROPLAZİ-FGFR3 HMA (G1138A/C) (DNA)	20	DNA	40 uL	Ependorf
321	*AKONDROPLAZİ-FGFR3 HMA (G1138A/C) (KAN (EDTA))	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
322	*AKONDROPLAZİ-FGFR3 HMA (G1138A/C) PNT (AMNİYON SIVISI)	20	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
323	*AKONDROPLAZİ-FGFR3 HMA (G1138A/C) PNT (CVS MATERYALİ)	20	CVS MATERYALİ	20 mg	Transport Medium
324	*AKONDROPLAZİ-FGFR3 HMA (G1138A/C) PNT (DNA)	20	DNA	40 uL	Ependorf
325	*AKONDROPLAZİ-FGFR3 HMA (G1138A/C) PNT (KK)	20	KORDON KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
326	*AKONDROPLAZİ-FGFR3 HMA (G1138A/C) PNT (KORDON KANI (EDTA))	20	KORDON KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
327	*AKUT LENFBLASTİK LENFOMA FÜZYON PANELİ NGS (Archer) (81 GEN)	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
328	*AKUT LENFBLASTİK LENFOMA FÜZYON PANELİ NGS (Archer) (81 GEN)	30	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
329	*ALFA1 ANTİTRİPSİN EKSIK. GENOTİP A. Pi (m, s, z) (KAN (EDTA))	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
330	*AML-CEBPA TGDA (KAN (EDTA))	15	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
331	*AML-CEBPA TGDA (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	15	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
332	*AML-FLT3 İNH DUYARLILIĞI ITD&TKD HMA (KAN (EDTA))	7	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
333	*AML-FLT3 İNH DUYARLILIĞI ITD&TKD HMA (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	7	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
334	*ANGELMAN S. FISH A. (15q11-q13 del) (ABORT MATERYALİ)	15	ABORT MATERYALİ	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
335	*ANGELMAN S. FISH A. (15q11-q13 del) (AMNİYON SIVISI)	15	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
336	*ANGELMAN S. FISH A. (15q11-q13 del) (CİLT BIYOPSİ ÖRNEĞİ)	15	CİLT BIYOPSİ	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
337	*ANGELMAN S. FISH A. (15q11-q13 del) (CVS MATERYALİ)	15	CVS MATERYALİ	20 mg	Transport Medium
338	*ANGELMAN S. FISH A. (15q11-q13 del) (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
339	*ANGELMAN S. FISH A. (15q11-q13 del) (KORDON KANI (HEPARİN))	15	KORDON KANI (HEPARİN)	2 mL	Yeşil Kapak
340	*ANTİTROMBİN 3 EKSIK.-SERPINC1 TGDA	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
341	*APO E GENOTİP A. (E2, E3, E4) (KAN (EDTA))	15	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
342	*ATEŞLİ HASTALIKLAR PANELİ (KAN (EDTA))	60	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
343	*BİLİNEN MUT A. (DNA)	30	DNA	40 uL	Ependorf
344	*BİLİNEN MUT A. (KAN (EDTA))	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak

345	*BİLİNEN MUT A. PNT (AMNİYON SIVISI)	30	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
346	*BİLİNEN MUT A. PNT (CVS MATERYALİ)	30	CVS MATERYALİ	20 mg	Transport Medium
347	*BİLİNEN MUT A. PNT (KORDON KANI (EDTA))	30	KORDON KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
348	*BİLİNEN MUTASYON ANALİZİ (CİLT BİYOPSİ)	30	CİLT BİYOPSİ	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
349	*BIOTİNİDAZ EKSIK.-BTD TGDA (KAN (EDTA))	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
350	*BRAf V600A, V600D, V600E, V600KRM-HMA (BOS)	15	BOS	1 mL	Steril Kap
351	*BRAf V600A, V600D, V600E, V600KRM-HMA (ONKOLOJİ) (KEMİK İLİĞİ)	15	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
352	*BRAf V600A, V600D, V600E, V600KRM-HMA (ONKOLOJİ) (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
353	*BRAf V600E HMA (ONKOLOJİ) (BİYOPSİ)	15	BİYOPSİ	-	Steril Kap
354	*BRAf V600E HMA (ONKOLOJİ) (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
355	*BRAf V600E HMA (ONKOLOJİ) (PLEVRA SIVISI)	15	PLEVRA SIVISI	2 mL	Steril Kap
356	*BRAf V600E HMA (ONKOLOJİ) (TTD)	15	TTD	-	Steril Kap
357	*CBFB FISH A. [t(16,16), inv(16)] KAN (HEPARİN)	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
358	*CBFB FISH A. [t(16,16), inv(16)] KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
359	*CGH ARRAY (ABORT)	30	ABORT MATERYALİ	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
360	*CGH ARRAY (AMNİYON SIVISI)	30	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
361	*CGH ARRAY (CİLT BİYOPSİ)	15	CİLT BİYOPSİ	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
362	*CGH ARRAY (CVS MATERYALİ)	30	CVS MATERYALİ	20 mg	Transport Medium
363	*CGH ARRAY (DNA)	30	DNA	40 uL	Ependorf
364	*CGH ARRAY (KAN (EDTA))	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
365	*CGH ARRAY (KORDON KANI (EDTA))	30	KORDON KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
366	*CGH ARRAY (PNT) (AMNİYON SIVISI)	30	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
367	*CGH ARRAY KARDİYAK KANI (EDTA)	30	KARDİYAK KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
368	*ÇÖLYAK HLA GENOTİP A. (DQ2, DQ8)	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
369	*DEB TESTİ-FANCONİ ANEMİSİ (KAN (HEPARİN))	12	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
370	*DEB TESTİ-FANCONİ ANEMİSİ (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	12	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
371	*DEB TESTİ-FANCONİ ANEMİSİ (KORDON KANI (HEPARİN))	12	KORDON KANI (HEPARİN)	2 mL	Yeşil Kapak
372	*del 13q14.3 FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
373	*del 13q14.3 FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
374	*del 17p13.1 (p53) FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
375	*del 17p13.1 (p53) FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
376	*del 17p13.1 (p53) FISH A. (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
377	*del 5q31 FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
378	*del 5q31 FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
379	*del 7q31 FISH A. (AMNİYON SIVISI)	15	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
380	*del 7q31 FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
381	*del 7q31 FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
382	*del 7q31 FISH A. (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
383	*Dİ GEORGE/VCF S. FISH A. (ABORT MATERYALİ)	15	ABORT MATERYALİ	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
384	*Dİ GEORGE/VCF S. FISH A. (AMNİYON SIVISI)	21	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
385	*Dİ GEORGE/VCF S. FISH A. (CİLT BİYOPSİ ÖRNEĞİ)	15	CİLT BİYOPSİ	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
386	*Dİ GEORGE/VCF S. FISH A. (CVS MATERYALİ)	15	CVS MATERYALİ	20 mg	Transport Medium
387	*Dİ GEORGE/VCF S. FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
388	*Dİ GEORGE/VCF S. FISH A. (KARDİYAK KAN (HEPARİN))	15	KARDİYAK KAN (HEPARİN)	2 mL	Yeşil Kapak
389	*Dİ GEORGE/VCF S. FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
390	*Dİ GEORGE/VCF S. FISH A. (KORDON KANI (HEPARİN))	15	KORDON KANI (HEPARİN)	2 mL	Yeşil Kapak
391	*DMD/BMD-DMD DEL A. (MLPA) (79 EKZON) (KAN (EDTA))	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
392	*DMD/BMD-DMD TAŞIYICILIK A. (MLPA) (KAN (EDTA)) (ESKİ)	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
393	*DMD/BMD-DMD. MLPA DEL A. (79 EKZON) (KAN (EDTA)) (ESKİ)	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
394	*DMD/BMD-DMD. MLPA DEL A. (79 EKZON) (PNT)	20	PNT	-	Enjektör, Greiner Tüp, Transport Medium
395	*DNA İZOLASYONU (ABORT) (ABORT MATERYALİ)	30	ABORT MATERYALİ	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
396	*DNA İZOLASYONU (AS) (AMNİYON SIVISI)	30	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
397	*DNA İZOLASYONU (BOS)	3	BOS	1 mL	Steril Kap
398	*DNA İZOLASYONU (CİLT BİYOPSİSİ) (CİLT BİYOPSİ ÖRNEĞİ)	5	CİLT BİYOPSİ	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
399	*DNA İZOLASYONU (CVS) (CVS MATERYALİ)	30	CVS MATERYALİ	20 mg	Transport Medium

400	*DNA İZOLASYONU (DOKU) (DOKU PARÇASI)	10	DOKU	-	Steril Kap
401	*DNA İZOLASYONU (HİZMET)	5	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
402	*DNA İZOLASYONU (İDRAR) (İDRAR)	5	İDRAR	5 mL	Steril Kap
403	*DNA İZOLASYONU (KARDİYAK KANI) (KARDİYAK KANI (EDTA))	5	KARDİYAK KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
404	*DNA İZOLASYONU (KEDTA) (KAN (EDTA))	5	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
405	*DNA İZOLASYONU (KEDTA) (PERİTON SIVISI)	5	PERİTON SIVISI	2 mL	Steril Kap
406	*DNA İZOLASYONU (KEMİK İLİĞİ) (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	5	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
407	*DNA İZOLASYONU (KORDON BAĞI) (KORDON BAĞI)	5	KORDON BAĞI	-	Steril Kap
408	*DNA İZOLASYONU (KORDON KANI) (KORDON KANI (EDTA))	30	KORDON KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
409	*DNA İZOLASYONU (SWAP) (SWAP)	5	SWAP	-	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
410	*EGFR HMA (29 MUT) (AKCİĞER SIVISI)	15	TTD	-	Steril Kap
411	*EGFR HMA (29 MUT) (DOKU)	15	DOKU	-	Steril Kap
412	*EGFR HMA (29 MUT) (KAN (EDTA))	15	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
413	*EGFR HMA (29 MUT) (KESİT ÖRNEĞİ)	15	KESİT ÖRNEĞİ	-	Steril Kap
414	*EGFR HMA (29 MUT) (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
415	*EML4/ALK FISH A. (K. Hücreli D. A.)(DOKU)	10	DOKU	-	Steril Kap
416	*EML4/ALK FISH Analizi (Küçük Hücreli D Akciğer Ca.)(LAM)	10	LAM	-	Steril Kap
417	*EML4/ALK FISH Analizi (Küçük Hücreli D Akciğer Ca.)(PARAFİN BLOK)	10	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
418	*EML4/ALK FISH Analizi (Küçük Hücreli D Akciğer Ca.)(TTD)	10	TTD	-	Steril Kap
419	*EPILEPSİ GENETİK PANEL (434 GEN)	60	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
420	*FAKTÖR V CAMBRIDGE HMA (KAN (EDTA))	15	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
421	*FAKTÖR V H1299R HMA (KAN (EDTA))	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
422	*FAKTÖR V HONGKONG HMA (1090A>G) (KAN (EDTA))	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
423	*FAKTÖR V LEİDEN MUTASYON ANALİZİ (G1691A) (KAN (EDTA))	10	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
424	*FAKTÖR V LEİDEN MUTASYON ANALİZİ (G1691A) (KARDİYAK KANI (EDTA))	10	KARDİYAK KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
425	*FAKTÖR V LEİDEN MUTASYON ANALİZİ (G1691A) (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	10	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
426	*FAKTÖR XIII V34L HMA (KAN (EDTA))	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
427	*FENİLKETONÜRİ (PKU)-PAH TGDA (KAN (EDTA))	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
428	*FIP1L1-PDGFR-CHIC2 FISH A. (4q12) (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
429	*FIP1L1-PDGFR-CHIC2 FISH A. (4q12) (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
430	*FMF-MEFV SEDA (2,3,5,10) (KAN (EDTA))	21	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
431	*FMF-MEFV TGDA	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
432	*FRAJİL X S.-FMR1 CGG TEKRARI GENETİK A. (KAN (EDTA))	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
433	*FRAJİL X S.-FMR1 CGG TEKRARI GENETİK A. PNT (AMNİYON SIVISI)	20	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
434	*FRAJİL X S.-FMR1 CGG TEKRARI GENETİK A. PNT (CVS MATERYALI)	20	CVS MATERYALI	20 mg	Transport Medium
435	*FRAJİL X S.-FMR1 CGG TEKRARI GENETİK A. PNT (KORDON KANI (EDTA))	20	KORDON KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
436	*FRIEDREICH ATAKSİ S.-FXN GAA TEKRARI GENETİK A. (KAN (EDTA))	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
437	*FRIEDREICH ATAKSİ S.-FXN GAA TEKRARI GENETİK A. PNT (AMNİYON SIVISI)	30	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
438	*GENETİK TAŞIYICILIK TESTİ (KAN (EDTA))	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
439	*GENETİK TAŞIYICILIK TESTİ (PAIRED PACK)	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
440	*HEMOKROMATOZİS-HFE HMA (18 MUT) (KAN (EDTA))	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
441	*HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ PANELİ (47GEN)	60	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
442	*HLA B27 PCR (KAN (EDTA))	10	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
443	*HLA B5(B51,B52) PCR(KAN(EDTA)	15	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
444	*HLA B51 (KAN (EDTA))	15	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
445	*HUNTINGTON H.-HD CAG TEKRARI GENETİK A. (KAN (EDTA))	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
446	*IVF DNA PROFİL A. (KAN (EDTA))	14	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
447	*inv (16)(p13q22) FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
448	*inv (16)(p13q22) FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
449	*inv (16)(p13q22) RT PCR A. (KAN (EDTA))	15	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
450	*inv (16)(p13q22) RT PCR A. (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	15	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
451	*JAK2 SEDA (EKZON 12) (KAN (EDTA))	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
452	*JAK2 SEDA (EKZON 12) (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	30	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
453	*JAK2 V617F HMA (KAN (EDTA))	10	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
454	*JAK2 V617F HMA (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	10	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak

455	*KANSER GENETİK PANELİ (KAPSAMLI)	60	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
456	*KAPSAMLI TİROİD VE AKCİĞER KANSERİ PANELİ FUSIONPLEX CTL (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
457	*KARDİYAK GENETİK PANEL (174 GEN)	60	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
458	*KARDİYOYASKÜLER RİSK P. (12 TEST)	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
459	*KAS BOZUKLUKLARI GEN PANELİ (337 GEN)	60	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
460	*KİSTİK FİBROZİS-CFTR TGDA	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
461	*KİSTİK FİBROZİS-CFTR TGDA PNT (AS (DNA))	15	DNA	40 uL	Ependorf
462	*KİSTİK FİBROZİS-CFTR TGDA PNT (AMNİYON SIVISI)	15	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
463	*KİSTİK FİBROZİS-CFTR TGDA PNT (CVS MATERYALİ)	30	CVS MATERYALİ	20 mg	Transport Medium
464	*KLİNİK EKZOM DİZİ ANALİZİ (KAN (EDTA))(CES)	60	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
465	*KLİNİK EKZOM DİZİ ANALİZİ (PNT) (DNA)(CES)	60	DNA	40 uL	Ependorf
466	*KOLON Ca PANELİ (KAN(EDTA)	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
467	*KRAS HMA (KODON 12, 13, 59, 61, 117, 146) (KOLON CA) (BİYOPSİ)	15	BİYOPSİ	-	Steril Kap
468	*KRAS HMA (KODON 12, 13, 59, 61, 117, 146) (KOLON CA) (DOKU)	15	DOKU	-	Steril Kap
469	*KRAS HMA (KODON 12, 13, 59, 61, 117, 146) (KOLON CA) (KESİT ÖRNEĞİ)	15	KESİT ÖRNEĞİ	-	Steril Kap
470	*KRAS HMA (KODON 12, 13, 59, 61, 117, 146) (KOLON CA) (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
471	*KROMOZOM 13, 18, 21, X, Y FISH A. (ABORT MATERYALİ)	5	ABORT MATERYALİ	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
472	*KROMOZOM 13, 18, 21, X, Y FISH A. (AMNİYON SIVISI)	5	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
473	*KROMOZOM 13, 18, 21, X, Y FISH A. (BUCCAL SMEAR)	30	BUCCAL SMEAR	-	Transport Medium
474	*KROMOZOM 13, 18, 21, X, Y FISH A. (CİLT BİYOPSİ ÖRNEĞİ)	5	CİLT BİYOPSİ	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
475	*KROMOZOM 13, 18, 21, X, Y FISH A. (CVS MATERYALİ)	5	CVS MATERYALİ	20 mg	Transport Medium
476	*KROMOZOM 13, 18, 21, X, Y FISH A. (KAN (HEPARİN))	5	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
477	*KROMOZOM 13, 18, 21, X, Y FISH A. (KORDON KANI (HEPARİN))	5	KORDON KANI (HEPARİN)	2 mL	Yeşil Kapak
478	*KROMOZOM ANALİZİ (ABORT) (ABORT MATERYALİ)	30	ABORT MATERYALİ	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
479	*KROMOZOM ANALİZİ (AMNİYON SIVISI) (AMNİYON SIVISI)	21	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
480	*KROMOZOM ANALİZİ (CİLT BİYOPSİSİ) (CİLT BİYOPSİSİ ÖRNEĞİ)	30	CİLT BİYOPSİ	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
481	*KROMOZOM ANALİZİ (CVS) (CVS MATERYALİ)	21	CVS MATERYALİ	20 mg	Transport Medium
482	*KROMOZOM ANALİZİ (KEMİK İLİĞİ) (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
483	*KROMOZOM ANALİZİ (KORDON KANI) (KORDON KANI (HEPARİN))	8	KORDON KANI (HEPARİN)	2 mL	Yeşil Kapak
484	*KROMOZOM ANALİZİ (PERİFERİK KAN) (KAN (HEPARİN))	21	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
485	*LEBER'İN HEREDİTER OPTİK NÖROPATİSİ-mtDNA NADH HM	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
486	*LENFOİD NGS PANEL (125 GEN) KAN (EDTA)	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
487	*LENFOİD NGS PANEL (125 GEN) KEMİK İLİĞİ (EDTA)	30	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
488	*LENFOİD NGS PANEL (125 GEN) PARAFİN BLOK	30	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
489	*LİKİD BİYOPSİ NGS LIQUIDPLEX (28 GEN) (ÖZEL TÜP)	15	ÖZEL TÜP	5 mL	Özel Kit
490	*MASTOSİTOSİS-KIT (C-KİT) SEDA (8, 9, 10, 11, 13, 17) (PARAFİN BLOK)	30	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
491	*MASTOSİTOSİS-KIT (C-KİT) D816V HMA (KAN(EDTA))	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
492	*MASTOSİTOSİS-KIT (C-KİT) D816V HMA (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	30	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
493	*MASTOSİTOSİS-KIT (C-KİT) SEDA (9, 11, 13, 17) (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	30	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
494	*MASTOSİTOSİS-KIT (C-KİT) SEDA (9, 11, 13, 17) (PARAFİN BLOK)	30	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
495	*MATERNAL KONTAMİNASYON (ABORT MATERYALİ - MATERNAL EDTALI KAN)	10	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
496	*MATERNAL KONTAMİNASYON (AMNİYON SIVISI - MATERNAL EDTALI KAN)	10	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
497	*MATERNAL KONTAMİNASYON (CVS MATERYALİ - MATERNAL EDTALI KAN)	10	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
498	*MATERNAL KONTAMİNASYON (KAN (EDTA) - MATERNAL EDTALI KAN)	10	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
499	*MATERNAL KONTAMİNASYON (KARDİYAK KANI - MATERNAL EDTALI KAN)	10	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
500	*MATERNAL KONTAMİNASYON (KORDON KANI (EDTA) - MATERNAL EDTALI KAN)	10	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
501	*MATERNAL KONTAMİNASYON (KORDON KANI (HEPARİN) - MATERNAL EDTALI KAN)	10	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
502	*MEDİSOM 500 PLUS (Moleküler Profillendirme) (TMB+523 Gen Dizi A.+5)	21	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
503	*MEDİSOM CGP KAPSAMLI GENOMİK PROFİLLENDİRME (TMB+324 Gen Dizi A.+5)	21	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
504	*MEDİSOM NGS (MOLEKÜLER PROFİLLENDİRME(QIASEQ) TMB+486Gen Dizi A.+5)	21	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
505	*MEME OVER Ca. KAPSAMLI PANEL	60	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
506	*MEME OVER Ca. PANELİ (BRCA1&BRCA2)	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
507	*MEME OVER Ca. PANELİ (BRCA1&BRCA2) (DOKU)	30	DOKU	-	Steril Kap
508	*MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİ (MSI ANALİZİ) (DOKU+KAN (EDTA))	15	DOKU+KAN (EDTA)	5 mL	Steril Kap+Mor Kapak

509	*MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİ (MSI ANALİZİ) (PARAFİN BLOK+KAN (EDTA))	15	PARAFİN BLOK+KAN (EDTA)	5 mL	Steril Kap+Mor Kapak
510	*MODY KAPSAMLI PANEL (21 GEN)	60	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
511	*MONOZOMİ 5 FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
512	*MONOZOMİ 5 FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
513	*MONOZOMİ 7 FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
514	*MONOZOMİ 7 FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
515	*MONOZOMİ/TRİZOMİ X,Y FISH ANALİZİ (BUCCAL SMEAR)	15	BUCCAL SMEAR	-	Transport Medium
516	*MONOZOMİ/TRİZOMİ X,Y FISH ANALİZİ (CİLT BİYOPSİ)	15	CİLT BİYOPSİ	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
517	*MONOZOMİ/TRİZOMİ X,Y FISH ANALİZİ (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
518	*MTHFR MUTASYON ANALİZİ (A1298C) (ABORT MATERYALI)	10	ABORT MATERYALI	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
519	*MTHFR MUTASYON ANALİZİ (A1298C) (AMNİYON SIVISI)	10	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
520	*MTHFR MUTASYON ANALİZİ (A1298C) (KAN (EDTA))	10	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
521	*MTHFR MUTASYON ANALİZİ (A1298C) (KARDİYAK KANI (EDTA))	10	KARDİYAK KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
522	*MTHFR MUTASYON ANALİZİ (C677T) (ABORT MATERYALI)	10	ABORT MATERYALI	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
523	*MTHFR MUTASYON ANALİZİ (C677T) (AMNİYON SIVISI)	10	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
524	*MTHFR MUTASYON ANALİZİ (C677T) (KAN (EDTA))	10	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
525	*MTHFR MUTASYON ANALİZİ (C677T) (KARDİYAK KANI (EDTA))	10	KARDİYAK KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
526	*MYELOİD NGS PANEL GENİŞLETİLMİŞ (141 GEN) (KAN (EDTA))	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
527	*MYELOİD NGS PANEL GENİŞLETİLMİŞ (141 GEN) (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	20	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
528	*NON İNVAZİV PRENATAL TEST GENİŞ PANEL (ÖZEL TÜP) (MEDİNİPT)(NIP)	14	ÖZEL TÜP	5 mL	Özel Kit
529	*NON İNVAZİV PRENATAL TEST PANEL 2 (ÖZEL TÜP) (PANORAMA)(NİPT)	14	ÖZEL TÜP	5 mL	Özel Kit
530	*NÖROFİBROMATOZİS TIP 1-NF1 TGDA (KAN (EDTA))	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
531	*NÖROFİBROMATOZİS TIP 2-NF2 TGDA (KAN (EDTA))	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
532	*NRAS HMA (KODON 12, 13, 59, 61) (KOLON CA) (DOKU)	15	DOKU	-	Steril Kap
533	*NRAS HMA (KODON 12, 13, 59, 61) (KOLON CA) (KESİT ÖRNEĞİ)	15	KESİT ÖRNEĞİ	-	Steril Kap
534	*NRAS HMA (KODON 12, 13, 59, 61) (KOLON CA) (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
535	*NRAS HMA (KODON 12, 13, 59, 61) (KOLON CA) (TTD)	15	TTD	-	Steril Kap
536	*NRAS HMA (KODON 12, 13, 59, 61,117 ve 146) (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
537	*NTRK FISH A. (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
538	*PAI-SERPINE1 HMA (4G&5G) (KAN (EDTA))	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
539	*PDGFRA SEDA (12, 18, 19) (KAN (EDTA))	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
540	*PDGFRA SEDA (12, 18, 19) (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	30	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
541	*PDGFRA SEDA (12, 18, 19) (PARAFİN BLOK)	20	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
542	*PDGFRA SEDA (12, 18, 19) (TTD)	20	TTD	-	Steril Kap
543	*PD-L1 TESTİ (PARAFİN BLOK KESİT ÖRNEĞİ)	10	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
544	*PIK3CA HMA (11 MUTASYON ANALİZİ) (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
545	*PIK3CA SEDA (9, 20. EKZON) (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
546	*PRADER WILLI/ANGELMAN S. FISH A. (ABORT MATERYALI)	15	ABORT MATERYALI	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
547	*PRADER WILLI/ANGELMAN S. FISH A. (AMNİYON SIVISI)	15	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
548	*PRADER WILLI/ANGELMAN S. FISH A. (CİLT BİYOPSİ ÖRNEĞİ)	15	CİLT BİYOPSİ	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
549	*PRADER WILLI/ANGELMAN S. FISH A. (CVS MATERYALI)	15	CVS MATERYALI	20 mg	Transport Medium
550	*PRADER WILLI/ANGELMAN S. FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
551	*PRADER WILLI/ANGELMAN S. FISH A. (KORDON KANI (HEPARİN))	15	KORDON KANI (HEPARİN)	2 mL	Yeşil Kapak
552	*PROTROMBİN MUTASYON ANALİZİ (G20210A) (KAN (EDTA))	10	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
553	*PROTROMBİN MUTASYON ANALİZİ (G20210A) (KARDİYAK KANI (EDTA))	10	KARDİYAK KANI (EDTA)	2 mL	Mor Kapak
554	*PROTROMBİN MUTASYON ANALİZİ (G20210A) (KEMİK İLİĞİ ((EDTA))	10	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
555	*RET PROTOONKOGEN SEDA (10, 11, 13, 14, 16) (BİYOPSİ)	30	BİYOPSİ	-	Steril Kap
556	*RET PROTOONKOGEN SEDA (10, 11, 13, 14, 16) (KAN (EDTA))	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
557	*SARKOMA NGS PANELİ SOMATİK MUTASYON ANALİZİ (DOKU)	21	DOKU	-	Steril Kap
558	*SHOX FISH A. (del Xpter-p22.32) (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
559	*SHOX FISH A. (del Xpter-p22.32) (AMNİYON SIVISI)	15	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
560	*SHOX FISH A. (del Xpter-p22.32) (CVS MATERYALI)	15	CVS MATERYALI	20 mg	Transport Medium
561	*SOLİD DOKU VARYANT ANALİZİ NGS PANEL (67 GEN) DOKU	21	DOKU	-	Steril Kap
562	*SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ (SMA) (SMN1) TANI TESTİ (MLPA) (EKZON 7,	5	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak

563	*SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ (SMA) (SMN1) TAŞIYICILIK TESTİ (MLPA) (EK2)	21	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
564	*SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ (SMA) TARAMA TESTİ (SMN1 EKZON 7,8 DEL	7	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
565	*t(7;22q12) (EWSR1) t(11;22), t(21;22), t(7;22), t(12;22) FISH A. (PARAFİN	10	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
566	*t(1;19) (q23;p13.3) FISH A. (CİLT BİYOPSİ)	15	CİLT BİYOPSİ	1 cm³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
567	*t(1;19) (q23;p13.3) FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
568	*t(1;19) (q23;p13.3) FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
569	*t(1;19) (q23;p13.3) FISH A. (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
570	*t(1;19) RT PCR (KAN (EDTA))	15	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
571	*t(1;19) RT PCR (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	15	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
572	*t(11;14)(q13;q32) FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
573	*t(11;14)(q13;q32) FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
574	*t(11;19) (q23;p13) FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
575	*t(11;19) (q23;p13) FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
576	*t(11;19) (q23;p13) FISH A. (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
577	*t(12;21) (p13;q22) RT PCR (KAN (EDTA))	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
578	*t(12;21) (p13;q22) RT PCR (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	20	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
579	*t(12;21)(p13;q22) FISH A. (AĞIZ MUKOZASI)	15	AĞIZ MUKOZASI	2 mL	Steril Kap
580	*t(12;21)(p13;q22) FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
581	*t(12;21)(p13;q22) FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
582	*t(12;21)(p13;q22) FISH A. (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
583	*t(14;16) FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
584	*t(14;16) FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
585	*t(14;18) (q32;q21) FISH A. IgH/BCL2 (DOKU)	15	DOKU	-	Steril Kap
586	*t(14;18) (q32;q21) FISH A. IgH/BCL2 (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
587	*t(14;18) (q32;q21) FISH A. IgH/BCL2 (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
588	*t(14;18) (q32;q21) FISH A. IgH/BCL2 (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
589	*t(14;20) FISH A (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
590	*t(14;20) FISH A (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
591	*t(15;17)(q22;q21) FISH A. (BOS)	15	BOS	1 mL	Steril Kap
592	*t(15;17)(q22;q21) FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
593	*t(15;17)(q22;q21) FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
594	*t(15;17)(q22;q21) FISH A. (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
595	*t(2;8),t(8;22),t(8;14),MYC FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
596	*t(2;8),t(8;22),t(8;14),MYC FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
597	*t(2;8),t(8;22),t(8;14),MYC FISH A. (VÜCUT SIVISI)	15	VÜCUT SIVISI	2 mL	Steril Kap
598	*t(4;11) (q21;q23) FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
599	*t(4;11) (q21;q23) FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
600	*t(4;11) (q21;q23) FISH A. (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
601	*t(4;11) (q21;q23) RT PCR (KAN (EDTA))	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
602	*t(4;11) (q21;q23) RT PCR (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	20	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
603	*t(4;14)(p16.3;q32) FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
604	*t(4;14)(p16.3;q32) FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
605	*t(8;14)(q24;q32) FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
606	*t(8;14)(q24;q32) FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
607	*t(8;14)(q24;q32) FISH A. (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
608	*t(8;14)(q24;q32) FISH A. (PERİTON SIVISI)	15	PERİTON SIVISI	2 mL	Steril Kap
609	*t(8;14)(q24;q32) FISH A. PNT (AMNİYON SIVISI)	15	AMNİYON SIVISI	20 mL	Enjektör (Contasız)
610	*t(8;21) RT PCR (KAN (EDTA))	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
611	*t(8;21) RT PCR (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	20	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
612	*t(8;21) RT PCR (KEMİK İLİĞİ)	20	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
613	*t(8;21) RT PCR (RNA)	20	RNA	30 uL	Ependorf
614	*t(8;21) RT PCR (RNA KAN)	20	RNA	30 uL	Ependorf
615	*t(8;21)(q22;q22) FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
616	*t(8;21)(q22;q22) FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
617	*t(8;21)(q22;q22) FISH A. (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap

618	*t(8;21)(q22;q22) FISH A. (PERİTON SİVİSİ)	15	PERİTON SİVİSİ	2 mL	Steril Kap
619	*t(8;22), t(2;8) MYC FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
620	*t(8;22), t(2;8) MYC FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
621	*t(8;22), t(2;8) MYC FISH A. (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
622	*t(9;11) (p22;q23) FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
623	*t(9;11) (p22;q23) FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
624	*t(9;11) (p22;q23) FISH A. (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
625	*t(9;22)(q34;q11.2) FISH A. (BOS)	15	BOS	1 mL	Steril Kap
626	*t(9;22)(q34;q11.2) FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
627	*t(9;22)(q34;q11.2) FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
628	*t(9;22)(q34;q11.2) FISH A. (PARAFİN BLOK)	15	PARAFİN BLOK	-	Steril Kap
629	*t(9;22)[bcr-abl(mbc)-p190] RT PCR (KAN (EDTA))	10	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
630	*t(9;22)[bcr-abl(mbc)-p190] RT PCR (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	10	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
631	*t(9;22)[bcr-abl(Mbcr)-p210(15)] RT PCR (KAN (EDTA))	10	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
632	*t(9;22)[bcr-abl(Mbcr)-p210(15)] RT PCR (KEMİK İLİĞİ (EDTA))	10	KEMİK İLİĞİ (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
633	*TALASEMİ ALFA-HBA1&HBA2 DEL&DUP ANALİZİ (KAN (EDTA))	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
634	*TALASEMİ ALFA-HBA1&HBA2 MLPA (KAN (EDTA))	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
635	*TALASEMİ BETA-HBB TGDA (CVS MATERYALİ)	20	CVS MATERYALİ	20 mg	Transport Medium
636	*TALASEMİ BETA-HBB TGDA (KAN (EDTA))	30	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
637	*TALASEMİ BETA-HBB TGDA PNT (AMNİYON SİVİSİ)	30	AMNİYON SİVİSİ	20 mL	Enjektör (Contasız)
638	*TPMT GENOTİP A. (TİP 1, 2, 3A, 3B, 3C) (KAN (EDTA))	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
639	*TRİZOMİ 11 FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
640	*TRİZOMİ 11 FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
641	*TRİZOMİ 12 FISH A. (ABORT MATERYALİ)	15	ABORT MATERYALİ	1 cm ³ doku parçası	Steril Kap (Serum Fizyolojik)
642	*TRİZOMİ 12 FISH A. (AMNİYON SİVİSİ)	15	AMNİYON SİVİSİ	20 mL	Enjektör (Contasız)
643	*TRİZOMİ 12 FISH A. (BİYOPSİ (DERİ))	15	BİYOPSİ	-	Steril Kap
644	*TRİZOMİ 12 FISH A. (CVS MATERYALİ)	15	CVS MATERYALİ	20 mg	Transport Medium
645	*TRİZOMİ 12 FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
646	*TRİZOMİ 12 FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
647	*TRİZOMİ 12 FISH A. (KORDON KANI (HEPARİN))	15	KORDON KANI (HEPARİN)	2 mL	Yeşil Kapak
648	*TRİZOMİ 15 FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
649	*TRİZOMİ 15 FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
650	*TRİZOMİ 21 FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
651	*TRİZOMİ 21 FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
652	*TRİZOMİ 5 FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
653	*TRİZOMİ 5 FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
654	*TRİZOMİ 7 FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
655	*TRİZOMİ 7 FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
656	*TRİZOMİ 8 FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
657	*TRİZOMİ 8 FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
658	*TRİZOMİ 9 FISH A. (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
659	*TRİZOMİ 9 FISH A. (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
660	*TROMBOFİLİ P. (4 TEST) (KAN (EDTA))	10	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
661	*TROMBOFİLİ P. (6 TEST) (KAN (EDTA))	20	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
662	*TÜM EKZOM DİZİ A. (KAN (EDTA))(WES)	60	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
663	*TÜM EKZOM DİZİ A. (PNT)(WES)	60	PNT	-	Enjektör, Greiner Tüp, Transport Medium
664	*TÜM GENOM DİZİ ANALİZİ (KAN (EDTA))	60	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
665	*TÜM MİTOKONDİRİ DNA DİZİ A.	60	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak
666	*Xp22.3 FISH A. CRLF2 (KAN (HEPARİN))	15	KAN (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
667	*Xp22.3 FISH A. CRLF2 (KEMİK İLİĞİ (HEPARİN))	15	KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)	5 mL	Yeşil Kapak
668	*Y KROMOZOMU MİKRODELESYONLARI A. (KAN (EDTA))	15	KAN (EDTA)	5 mL	Mor Kapak

PATOLOJİ TESTLERİ	
SUT KODU	SİTOLOJİK MATERYALLER
909.210-909.360	servikal ve vajinal smear
909.2050-909.300	İnce iğne aspirasyonu(iğne ile sıvı alma)
	likid bazlı smear, vücut sıvaları,imprint
HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER	
909410-910.200	A-Birinci düzey histopatolojik incelemeler
	Küçük materyaller(küretaj,apse,akciğer biyopsi, anüs)
	Poloid gelişme, burun mukozası, fissür, hemoroid
	Karpal tünel, plasenta, safra kesesi, ven,varis,prostat iğne
	Mide biopsi,yumuşak doku,ben,vulva biopsi...vajina, üretra biopsi
910.220,910.620	B-ikinci düzey histopatolojik incelemeler
	Böbrek,deri,dil,karaciğer,kemik,kas,meme biopsi
	Ağız mukozası,eklem rezeksiyonları,apendektomi,sinüs
910.640-910.910	C-Üçüncü düzey histopatolojik incemeler
	Akciğer, kama biopsisi,dalak,mesane tur, tiroid total
	Beyin biopsi, prostat,kulak,lipom
910.930-911.100	D-Dördüncü düzey histopatoloji inceleme
	Vulva total,testis tümör,pankreas total,prostat rad. rezeksiyon
ÖZEL VE OTOPSİ MATERYALLERİ İNCELEMESİ	
911.150	Frozen incelemesi
DİĞER İŞLEMLER	Kadranlı prostat biopsi
	İmmün boyama
	Konsültasyon
	KEMİK İLİĞİ
	RADİKAL PROSTATEKTOMİ
	PDL-1
	MSI PANEL

Flow-Cytomtry Testleri							
Test	Örnek	MİKTAR (Örnek hacmi en az)	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	
Akut Lösemi Paneli (kısıtlı)	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	5mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
CD45,CD3,CD7,CD10,CD13,CD15,CD19,CD33,CD34,CD56,MPO,TdT,hla-dr	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
	BOS, vücut sıvıları	3mL(1.5mL)	ST	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
Akut Lösemi Paneli (Standart)	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	5mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
CD45,CD1a,CD2,CD3,CD4,CD5,CD7,CD8,CD10,CD13,CD15,CD16+56+,CD19,CD20,CD22,CD24,,CD33,CD	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
	BOS, vücut sıvıları	3mL(1.5mL)	ST	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
AML Sekonder Panel	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	5mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
CD2,CD14,CD15,CD34,CD61,CD117, Glycophorin-A	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
	BOS, vücut sıvıları	3mL(1.5mL)	ST	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
Anti-Nötrofil Antikoru	Nötrofil tam kan (heparin) /Pihtılı örnekler kabul edilmez. (örnek 6 saat içinde analiz edilmelidir)	2mL	Yeşil	FC	Hergün ct.hariç/ Son örnek kabul saati:15:00	Ertesi gün 18:30	
yüzeyinde bulunan IgG molekülleri saptanmaktadır.	kemik iliği aspirasyonu (heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez (örnek 6 saat içinde analiz edilmelidir)		Yeşil	FC	Hergün ct.hariç/ Son örnek kabul saati:15:00	Ertesi gün 18:30	
	periton sıvısı (örnek 6 saat içinde analiz edilmelidir)	0.5 mL (0.3 mL)	SK	FC	Hergün ct.hariç/ Son örnek kabul saati:15:00	Ertesi gün 18:30	
Anti-Trombosit Antikoru,bağlı /yüzeye bağlı IgG,IgM,CD41,CD42b,CD61 ölçümleri yapılmaktadır.	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	5mL x 2 adet	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
Anti-Myeloperoksidaz Antikoru(Hücre içi)	tam kan (EDTA)	2mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
B-ALL Sekonder Panel	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	5mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
CD5,CD22,CD24,CD34	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
	BOS, vücut sıvıları	3mL(1.5mL)	ST	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
B-Hücreli Lenfoma Paneli (kısıtlı)	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	5mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
CD5,CD10,CD19,CD20,CD23,CD38,CD103,FMC-7,Kappa,Lambda HLA-DR,,Sitoplazmik IgM	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
	dalak dokusu, lenf nodu / Doku serum fizyolojik içerisine alınarak gönderilmelidir.		SK	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
Burkitt Lenfoma Paneli	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	5mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
CD3,CD19,CD20, TdT,IgG Kappa, IgG Lambda	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
	dalak dokusu, lenf nodu / Doku serum fizyolojik içerisine alınarak gönderilmelidir.		SK	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	

Test	Örnek	MİKTAR (Örnek hacmi en az)	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ
CD4 Mutlak Sayımı	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	2mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA) /pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	BAL,vücut sıvıları /Aditif(katkı maddesi)içermeyen kaplara alınmalıdır	1mL	ST	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
CD4 (T-Helper Lenfosit)	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	2mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA) /pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	BAL,vücut sıvıları /Aditif(katkı maddesi)içermeyen kaplara alınmalıdır	3mL(1.5mL)	ST	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
CD8 Mutlak Sayımı	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	2mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA) /pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	BAL,vücut sıvıları /Aditif(katkı maddesi)içermeyen kaplara alınmalıdır	3mL(1.5mL)	ST	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
CD8 (T Supressor Lenfosit)	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	2mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA) /pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	BAL,vücut sıvıları /Aditif(katkı maddesi)içermeyen kaplara alınmalıdır	3mL(1.5mL)	ST	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
CD34 Mutlak Sayımı	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	2mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	lökoforez örneği/ Aferez ürünü katkı içermeyen tüpte gönderilmelidir.		ST	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
CD41	kordon kanı/ pihtılı örnekler kabul edilmez.CPD-A ile dilüsyon oranı bildirilmelidir.		ST	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	2mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
CD42b	trombosit süspansiyonu / örnek katkı içermeyen tüpte gönderilmelidir.			FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	2mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
CD46	trombosit süspansiyonu / örnek katkı içermeyen tüpte gönderilmelidir.			FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	2mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	kemik iliği aspirasyonu(EDTA) / pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
CD55/CD59, eritrositlerde	BAL,vücut sıvıları	2mL	ST	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	5mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	CD55/CD59, gronüositlerde					
CD56 (Doğal Öldürücü Hücre)	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	5mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30

Test	Örnek	MİKTAR (Örnek hacmi en az)	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ	
DNA Ploidy	tam kan (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez	5mL	MOR /Yeşil	FC	Hergün ct.hariç/ Son örnek kabul saati:15:00	Ertesi gün 18:30	
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
	taze doku/ Serum fizyolojik içinde laboratuvara gönderilmelidir		SK	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
	parafin blok / laboratuvara deparafinize edilmiş, distile su içinde gönderilmelidir.			FC	Hergün	10 gün sonra	
	mesane yıkantı suyu			FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
	idrar (spot veya 24 saatlik)	10mL	SK	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
Fagositik İndeks	tam kan (heparin) /(örnek 6 saat içinde analiz edilmelidir)	5mL	Yeşil	FC	Hergün ct.hariç/ Son örnek kabul saati:15:00	Ertesi gün 18:30	
Antibiyotik tedavisi sırasında örnek alınmamalı; tedavi bitiminden en az 15 gün sonra alınmalıdır.	vücut sıvıları /(örnek 6 saat içinde analiz edilmelidir)	5mL	ST veya SK	FC	Hergün ct.hariç/ Son örnek kabul saati:15:00	Ertesi gün 18:30	
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez/ Örnek 6 saat içinde analiz edilmelidir.			FC	Hergün ct.hariç/ Son örnek kabul saati:15:00	Ertesi gün 18:30	
HLA B7 (Tarama Testi)	tam kan (heparin) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	2mL	Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
HLA B27 (Tarama Testi)	tam kan (heparin) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	2mL	Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
kappa+/CD19+	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	2mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
Kemotatik İndeks	Antibiyotik tedavisi sırasında örnek alınmamalı; tedavi bitiminden en az 15 gün sonra alınmalıdır.	tam kan (heparin) /pihtılı örnekler kabul edilmez.(örnek 6 saat içinde analiz edilmelidir)	5mL	Yeşil	FC	Hergün ct.hariç/ Son örnek kabul saati:15:00	Ertesi gün 18:30
		kemik iliği (heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez(örnek 6 saat içinde analiz edilmelidir)		Yeşil	FC	Hergün ct.hariç/ Son örnek kabul saati:15:00	Ertesi gün 18:30
lambda+/CD19+	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	2mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
Lenfoma Paneli (standart)	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	5mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	
	dalak dokusu,lent nodu / Doku serum fizyolojik içerisine alınarak gönderilmelidir.		SK	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30	

Test	Örnek	MİKTAR (Örnek hacmi en az)	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ
Lenfosit Alt Grupları	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	5mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
CD3,CD4,CD8,CD19,CD16+CD56	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
Lökosit Alkalan Fosfataz	tam kan (heparin) /pihtılı örnekler kabul edilmez.	5mL	Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	kemik iliği aspirasyonu (heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		Yeşil	FM	Hergün	Ertesi gün 18:30
Monoklonal antikorlar (her biri)	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	2mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
Myeloma paneli	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	5mL	5mL	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
CD3,CD16+S6+,CD19,CD38,CD45,CD56, CD138 Yüzey IgD, Yüzey IgM, Ig Kappa,Ig Lambda	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
NBT (Nitroblue Tetrazolium) Testi (antibiyotik tedavisi sırasında örnek alınmamalı;tedavi bitiminden en az 15 gün sonra alınmalıdır.)	tam kan (heparin) /Pihtılı örnekler kabul edilmez. (örnek 6 saat içinde analiz edilmelidir)	5mL	Yeşil	FC	Hergün ct.hariç/ Son örnek kabul saati:15:00	Ertesi gün 18:30
Oksidatif Burst Testi (antibiyotik tedavisi sırasında örnek alınmamalı;tedavi bitiminden en az 15 gün sonra alınmalıdır.)	tam kan (heparin) /Pihtılı örnekler kabul edilmez. (örnek 6 saat içinde analiz edilmelidir)		Yeşil	FC	Hergün ct.hariç/ Son örnek kabul saati:15:00	Ertesi gün 18:30
	kemik iliği aspirasyonu (heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez (örnek 6 saat içinde analiz edilmelidir)		Yeşil	FC	Hergün ct.hariç/ Son örnek kabul saati:15:00	Ertesi gün 18:30
Opsonizasyon Testi (antibiyotik tedavisi sırasında örnek alınmamalı;tedavi bitiminden en az 15 gün sonra alınmalıdır.)	tam kan (heparin) /Pihtılı örnekler kabul edilmez. (örnek 6 saat içinde analiz edilmelidir)		Yeşil	FC	Hergün ct.hariç/ Son örnek kabul saati:15:00	Ertesi gün 18:30
	kemik iliği aspirasyonu (heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez (örnek 6 saat içinde analiz edilmelidir)		Yeşil	FC	Hergün ct.hariç/ Son örnek kabul saati:15:00	Ertesi gün 18:30
Sperm Chromatine Structure Assay (Spermde DNA Denaturasyonu Oranı Ölçümü)	sperm (dondurulmuş)/örnek gönderilirken sperm sayısı bildirilmelidir.TNE tampon çözeltisine alınmış 500uL yıkanmış sperm örneği olmalıdır.sperm örneği gönderilirken 1:1 sulandırılmalıdır.			FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
T-ALL Sekonder Panel	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	5mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
CD1a,CD2,CD3,CD4,CD5,CD8,CD34	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	dalak dokusu,Ienf nodu / Doku serum fizyolojik içerisine alınarak gönderilmelidir.			FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
TCR (alfa/beta)	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	2mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
T Hücre Alt Grupları I	tam kan (EDTA) /Pihtılı örnekler kabul edilmez	5mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pihtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
CD3,CD4,CD8,CD56						
	BOS	3mL(1.5mL)		FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	BAL	1mL		FC	Hergün	Ertesi gün 18:30

Test	Örnek	MİKTAR (Örnek hacmi en az)	KAP/KAPAK	METOD	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPOR TARİHİ
T-Hücreli Lenfoma Paneli (kısıtlı) CD3,CD4,CD5,CD8,CD10,CD56,HLA-DR	tam kan (EDTA) /Pıhtılı örnekler kabul edilmez	5mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pıhtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	dalak dokusu, lenf nodu / Doku serum fizyolojik içerisine alınarak gönderilmektedir.			FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
Total B Lenfosit (CD19)	tam kan (EDTA) /Pıhtılı örnekler kabul edilmez	2mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pıhtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
Total T Lenfosit (CD3)	tam kan (EDTA) /Pıhtılı örnekler kabul edilmez	2mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pıhtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
Viabilite (Canlılık) Testi	tam kan (EDTA) /Pıhtılı örnekler kabul edilmez	2mL	MOR	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	kemik iliği aspirasyonu (EDTA veya heparin)/pıhtılı örnekler kabul edilmez		MOR /Yeşil	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	aferез örneği	1mL(0.5mL)	ST	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
	hücre kültür örneği	1mL(0.5mL)	ST	FC	Hergün	Ertesi gün 18:30
TÜMÖR BELİRTECİ		ENDİKASYON		AÇIKLAMA		
APF (Alfa -Fetoprotein)	Primer Karaciğer (Hepatoseüler) Karsinomu Germ Hücreli Tümör	Kronik Hepatit veya Sirozda da yüksebilir. β-HCG ile birlikte değerlendirilmelidir.				
CA 15-3	Meme karsinomu	CEA ile birlikte değerlendirilmektedir. Tedavi takibinde ve Metastatik Meme karsinomu prognoz tayininde değerlidir.				
CA 19-9	Pankreas Karsinomu, Kolorektal Karsinom, Mide Karsinomu, Safra kesesi karsinomu	Epideryal Over Karsinomlarında ikinci seçenek.				
CA 50	Gastrointestinal Karsinom,Endometriyum, Meme, Prostat, Pankreas, Mesane Karsinomu					
CA 72-4	Mide Karsinomu Münisöz Over Karsinomu	CEA ile birlikte değerlendirilir. CA 125 ile birlikte değeelendirilmektedir.				
CA 125	over karsinomu	Tedavi takibinde postmenopoz over karsinomu tanısında,Endometriyum karsinomu prognoz tayininde ve palpe edilebilen over kitlelerinin ayrıcı tar				
CEA	Kolorektal, Mide, Pankreas Karsinomu, Bronşiyal Karsinom, Meme Karsinomu,Medüller Troid Karsinomu	Birçok bening durumda da yükselebildiğinden tarama tseti olarak kullanılır.				
Cyfra 21-1 (cytoceratin Fragment)	Bronşiyal Karsinom, Mesane Karsinomu	Bronşların Skuamöz Epitel Hücreli ve Adenokarsinomlarında.				
Eritroprotein	Böbrek Tümörü					
Fibronektin	Malign/Benignn "Ascites" ayrıcı tanısında	Artmış hücre döngüsünü göstermektedir				
HE4	Over Karsinomu	Ca-125 ile birlikte ölçülerek ROMA degeri olarak raporlanır. (ROMA:Risk of ovarian malignancy algorithm)				
β-HCG	Germ Hücreli Tümör	AFP ile beraber değerlendirilmelidir				
Kalsitonin	Medüller Tiroid Karsinomu	Pentagastrin ve kalsiyum ile yapılan stimulasyon testi				
Melanin	Malign Melanom					
β2 -Mikroglobulin	Multipl Myelon	Lenfositik ve Miyelositik Lösemide de kullanılmaktadır.				
Neopterin	Malign Hemotolojik Hastalıklar	Hücresel immün cevapla ilgili tüm olaylarda yükselir				
NMP 22	Mesane Karsinomu					
NSE (Nöron Spesifik Enolaz)	Küçük Hücreli Bronşiyal Karsinom Nöroendokrin Tümör	CEA ile beraber degerlendirilmelidir. Feokromasitoma, Nöroblastoma, APUDoma. Dejeneratif SSS hastalıklarında yükselir				
p53 Otoantikoru	Tüm Karsinomlar	Genel tümör belirteci				
Pro PSA	Prostat Karsinomu	phi degeri: ProPSA, Total PSA ve serbest PSA değerlerinin matematiksel kombinasyonu ile phi degeri bulunur.				
PSA, total serbest	PSA, Prostat Karsinomu	serbest PSA /total PSA oranı ayrıcı tanıda kullanılır				
PCA-3 skoru	Prostat Karsinomu	Prostat kanseri için PSA'dan daha yüksek spesifiteye sahip yeni bir moleküler testtir.				
PTH-rp (Parathyroid Hormone Related Protein)	Hiperklisemi	Malignitelerden kaynaklanan hiperkalseminin ayrıcı tanısında kullanılır.				
SCC (Squamous Cell Carsinoma Antijen)	Serviks Uteri, Akciğer ve Baş Boyun bölgesinin, Skuamöz Hücreli Tümörleri	Bütün skuümüz hücre malignitelerinde yükselir. Tedavi öncesi yüksek SCC seviyeleri kötü prognozu gösterir.				
Timidin Kinaz	Lenfositik ve Myelositik Lösemi					
Tiroglobulin(hTG)	Papiller ve Foliküler Tiroid Karsinomu					
TPA (Tissue Polypeptit)	Mesane ve Bronş Karsinomu	Meme, kolon,pankreasve over karsinomlarında da yükselir. Spesifitesi düşüktür.				
Baş Boyun Bölgesi Tümörleri	SCC, CEA	P53 Otoantikoru				
Böbrek Tümörü (Hiperlenfoma)	M2-PK, CEA, Neopterin	TPA, Eritroprotein, Renin				
Böbrek Üstü Bezi Tümörü	DHEA-S,Kortizol					

Bronşiyal Karsinom		NSA, CEA,	CYFRA21-
●Küçük Hücreli	●Skuamöz	1,SCC,CEA,	CYFRA 21-1,
Epitel Karsinom	●Adeno Karsinom	CEA	ACTH, Kalsitonin, TPA
TÜMÖR BELİRTECİ	ENDİKASYON	ACIKLAMA	
Endometriyum Karsinomu	CEA, TPA	CA125,CA50	
Feokromasitoma	Adrenalin,Nnoradrenalin,Ddopamin,Metanefrin, Normetanefrin, VMA	NSA	
Gastrinoma 8ZOLLINGER-Ellison Sendromu)	Gastrin		
Germ Hücreli Tümör	AFP, β-HCG		
Hipofiz Tümörü	ACTH,Prolaktin	FSH, LH, GH, TSH	
İnsulinoma	insülin.C-peptid		
Karsinoid Tümör	Serotonin, 5-HIAA		
Osteosarkom	Ostaz	TPA, CEA	
Kolorektal Karsinom	CEA,CA 19-9	TPA, CA50	
Koryokarsinom	β-HCG		
Lenfositik/Miyelositik Lösemi	Paraprotein (Protein Elektroforezi)	β-2	
	Mikroglobulin, Timidin kinaz, Neopterin		
Malign Melanom	Melanin S-100		
Meme Karsinomu	CA15-3, CEA	TPA	
Mesane Karsinomu	CYFRA 21-1, NMP 22	CA19-9,CA 50	
Mide Karsinomu	CA 72-4	CEA, CA 19-9, CA50	
Nöroblastom	Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin Metanefrin,Normetanefrin,VMA	NSE	
Over Karsinomu			
●Epitelyal	CA125,HE4	CA 19-9, CA 15-3	
●Müsinöz	CA125	CA 72-4	
Özefagus Karsinomu	SCC, CEA	CA 19-9, CA 50	
Pankreas Karsinomu	CA 19-9, M2-PK	CA 50, CEA	
Primer karaciğer karsinomu	AFP, p53 otoantikor	CA 19-9, CA 125	
Prostat Karsinomu	total PSA, serbest PSA,PCA3 skoru proPSA	PAP, CEA	
Safra kesesi karsinomu	CA 19-9	CEA, CA 125	
Seminom	ALP plesenta izoenzimi,HCG, NSE, M2-PK		
Serebral Tümör	CEA (Serumda ve BOS' da)		
Serviks Karsinomu	SCC, CEA		
Tiroid Karsinomu			
●Papiller Troid Karsinomu	Tiroglobulin TPA, CEA,		
●Foliküler Troid Karsinomu	Tiroglobulin TPA, CEA		
●Medüller Troid Karsinomu	Kalsitonin, CEA NSE		